

# FOKO-SPEZIAL

**EXKLUSIVE  
MESSE-  
ANGEBOTE**



**Gutschein  
Aktion**  
Kostenfreies  
Wartungsset

**MELAG®**

**MELatherm® 10 Evolution**  
Die Premiumklasse der Thermodesinfektoren  
Mehr Infos auf Seite 7

**Paketangebot**



  
**SCHMITZ**

**Paketangebot medi-matic®  
Untersuchungsstuhl**

Mehr Infos auf Seite 2

Unser Titelangebot



Paketangebot

Bei jedem beauftragten Untersuchungsstuhl ist das Kopfkissen (Wert 139,00€), der Rollhocker mit Aluminiumfuß (Wert 299,00€) und die CNS Sekretschale flach (Wert 90,00€ nur bei medi-matic® möglich) inklusive.

Sie haben die Farbwahl bei unseren Untersuchungsstühlen:

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	gold-orange 106	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107
agavengrün 109	milchkaffee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
------------	------------------	-------------	---------------

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	alabastergrau RAL 0007500	lichtgrau RAL 7035	anthrazitgrau RAL 7016	tiefschwarz RAL 9005	weißaluminium RAL 9006	graualuminium RAL 9007
rapsgelb RAL 1009050*	signalgelb RAL 1003	pastellorange RAL 2003	hellfelfenbein RAL 1015	saharabeige RAL 0607030*	altrosa RAL 3014	erikaviolett RAL 4003	blutorange RAL 2002
lichtgrün RAL 6027	limonengrün RAL 1008060*	laubgrün RAL 1206050*	weißblau RAL 2408015*	hellblau RAL 2606030*	saphirblau RAL 5003	Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar	

Diese Farben haben ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften

\* RAL Zwischentöne



vidan®2 - Das mobile Full-HD Videokoloskop

Stück 222F 892 777 ~~18.514,00~~ 16.500,00

Untersuchungen mit dem vidan®2 Videokoloskop fallen unter die abrechnungsfähige Abklärungskoloskopie!



- Ein-/Ausschalttaste
- Fokussierungsabstand erhöhen
- Automatische Fokussierung
- Fokussierungsabstand verringern
- Untersuchungsleuchte, Stufe 3
- Bild/Video Speichertaste
- Bildausschnitt vergrößern
- 6-fach/15-fach Vergrößerung
- Bildausschnitt verkleinern
- Bild einfrieren
- Grünlicht und Grünfilter
- Weißlicht, Stufen 1 - 2

Die Bedienelemente

Die Bedienfunktionen des Videokoloskops sind übersichtlich angeordnet, so dass die Steuerung und Handhabung des Geräts intuitiv erfolgt.

Durch eine Foto- und Videofunktionstaste können die Untersuchungsbefunde schnell und einfach dokumentiert werden.

Die Nutzung der 6- und 15-fach fixierten Vergrößerungstaste hilft bei der Untersuchung Zeit zu sparen



Die Funktion "Bild/Video speichern" kann zusätzlich über die Fußbedienung des medi-matic Untersuchungsstuhls ausgelöst werden.



Pedal



Kolposkop inkl. Schwenkstativ nur **7.000,00**

**Kolposkop Modell 1DS LED**

Standardgerät mit drei Vergrößerungen.

- > Vergrößerungswechsler für 3,75-/7-/15-fache Vergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > inkl. Schwenkstativ mit Fußschalter

Stück **222F 609 666** ~~7.661,00~~ **7.000,00**



Kolposkop inkl. Schwenkstativ ab **5.500,00**

**Kolposkop Modell 1E Einsteigermodell.**

- > 15-fache Festvergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > Inkl. Schwenkstativ

Stück **222F 552 966** ~~5.948,00~~ **ab 5.500,00**

**Unser Angebot**

**Kolposkop Modell 3MVC LED USB mit Schwenkstativ**

- > Arbeitsabstand 300 mm
- > Trommelwechsler für 7,5-/15-/30-fache Vergrößerung
- > Messringe im linken Okular zur Läsionsgrößenbestimmung
- > Einschwenkbarer Grünfilter zur Gefäßbeobachtung
- > Ausgleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit +7 bis -7 Dioptrien über Stellringe an den Okularen
- > LED-Beleuchtung: mit regelbarer Beleuchtungsstärke für eine exzellente Kontrastdarstellung und Lebensdauer > 20.000 Stunden
- > 2 Feineinstelltriebe für Höhe (80 mm), Schärfe (40 mm) und Neigefunktion
- > Standardfarbe: Grauweiß (RAL 9002)

Stück **222F 462 101** ~~11.259,00~~ **10.000,00\***

**Mit kleiner Vergrößerung:** Wie 3MVC LED USB, jedoch mit Vergrößerungswechsler für 3,75-/7,5-/15-fache Vergrößerung

Stück (o. Abb.) **222F 596 449** ~~11.259,00~~ **10.000,00\***

Schwebestativ für Rollfuß- und Stuhlmontage

Stück **222F 478 894** ~~2.747,00~~ **2.560,00**

\*Hinzu kommt die Installation und der Anschluss an den Praxis PC und die Integration an das jeweilige Arztprogramm. Dies wird individuell projektiert.



Stück nur **10.000,00**



Inkl. Steckernetzgerät

Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless

Messstab auch bei Kleinkindern einsetzbar

Tragkraft 300 kg

**seca 704 Säulenwaage**

- Funkfähige Säulenwaage mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft.
- Vom Kleinkind bis zum Adipositas-Patienten - die neue seca 704 mit integriertem Stadiometer ist ein echter Alleskönner. Besonders, wenn es darum geht, Gewicht, Körpergröße und den BMI eines Patienten in nur einem Schritt zu ermitteln.
- > Feine Teilung 50 g < 150 kg > 100 g
- > BMI, TARA, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion, einstellbare Dämpfung
- > Inklusive Messstab mit 1 mm Teilung und Messbereich bis zu 230 cm

Stück **222F 249 651** ~~977,00~~ **739,00**

zzgl. Eichkosten 53,00

- Inkl. Messstab
- BMI-Funktion
- Geringer Energieverbrauch



**seca 799 Elektronische Säulenwaage mit BMI-Funktion**

- Die seca 799 kann genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Die Stromversorgung durch Batterien macht sie unabhängig vom Stromnetz. Die Waage ist mit Transportrollen ausgestattet, wodurch die Waage bequem zu bewegen ist.
- > Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- > Einfach zu transportieren
- > Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch
- > Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

Stück **222F 408 071** ~~594,00~~ **400,00**

zzgl. Eichkosten 53,00



Stück ab **6.000,00**

Attraktives Paketangebot auf Seite 2

**arco Untersuchungsstuhl 200M**

arco 200 M Untersuchungsstuhl inkl. Fußstützen

- Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und Fußstützen elektromotorisch verstellbar.
- Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktion sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

Stück inkl. Fußstützen **222F 748 809 + 222F 748 811** ~~7.151,00~~ **6.000,00**

(Zubehör nicht enthalten, Bild zeigt Komplettausstattung)

Rund um die Uhr bequem online bestellen [www.henryschein-med.de](http://www.henryschein-med.de)

Unser Angebot

**Miele**  
PROFESSIONAL



Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter H 14

Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien

Integrierter Wasserenthärter

Wechselstromanschluss

"Touch on Glass" Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay

Stück nur  
**6.600,00**

Inklusive GYN-Paket



**Reinigungs- und Desinfektionsgerät PWD 8534**

Kompakte Bauform optimal mit geringem Platzbedarf, aber voller Leistung eines Thermodesinfektors

Trotz der kompakten Abmessungen verfügen die Geräte über den Technologiestand eines großen RDGs.

Die aktuellen Normen für Reinigungs-/Desinfektionsgeräte werden selbstverständlich eingehalten. Die Normen entsprechen der europäischen, britischen und deutschen Richtlinien zur Dekontamination. Hier sind die EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5, HTM 01-05 und RKI Empfehlungen zu nennen. Die Geräte sind vom Hersteller als medizinische Geräte im Einklang mit CE-Vorschriften eingestuft (Richtlinie 93/42/EWG) und natürlich validierfähig. Bei der Waschraumgröße sind die Bedürfnisse einer Praxis berücksichtigt.

Das Gerät kann somit effizient genutzt werden und der Wasser- und Energieverbrauch verringert sich, im Vergleich zu den größeren Untertischmodellen.

**Eigenschaften im Überblick:**

- > Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z.B. 8 Hohlkörperinstrumente und weiteres Spülgut
- > Direktwahltasten mit zielgruppenspezifischen Programmen wie z.B. Vario TD GYN speziell für Instrumente in gynäkologischen Praxen oder Vario TD HNO oder Vario TD INSTR für Praxen mit chirurgischem Instrumentarium

- > Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auftisch-Variante
- > Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

**Lieferumfang:**

- > Heißluftgebläsetrocknung mit einstellbarer Dauer und Temperatur für beste Innen- und Außentrocknung der Instrumente mit HEPA-Filter
- > Anschluss für kaltes und Demineralisiertes Wasser
- > Touch on Glass, Bedienung über ein 4" Farbdisplay
- > Elektroanschluss AC 230V 50Hz
- > Druck Pumpen Sensor
- > Unabhängiges Prozessüberwachungssystem
- > RS232-Schnittstelle
- > Zwei Dosierpumpen mit zwei integrierten Chemiebehältern für Klarspüler und Reiniger

Stück **222F 898 354** ~~7.637,00~~ **6.600,00**

Telefon 0800 - 888 777 6 · Telefax 0800 - 888 777 8

Unser Titelangebot

**MELAG**

**MELAtherm® 10 Evolution**

Die Premiumklasse der Thermodesinfektoren

Mit brandneuen Innovationen und den bewährten MELAtherm® 10 Produkt-Highlights wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation setzt MELAtherm® 10 Evolution Maßstäbe in der Instrumenten-Aufbereitung. Das neue intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display und integrierten Video-Tutorials macht die Einweisung und die Bedienung des Thermodesinfektors einfacher als je zuvor. Für einen perfekten Workflow in Ihrer Praxis können Sie mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln die Beladung der praxisoptimierten Aufbereitungskammer auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung. Er steht in zwei Ausführungen zur Verfügung, für Anschlüsse mit 400 V Drehstrom (DTA) und 230 V Wechselstrom (DTB).

**MELAtherm® 10 Evolution DTA / DTB**

(Unterbaugerät - Drehstrom oder Wechselstrom)

Stück ~~11.521,00~~ **9.900,00**

**MELAtherm® 10 DTA / DTB**

(Unterbaugerät - Drehstrom oder Wechselstrom)

Stück ~~10.373,00~~ **9.000,00**

**Edelstahlabdeckplatte**

Stück **222F 356 373** **235,00**

Wartungszyklen von 24 Monaten

Kostenfreies Wartungsset



Inklusive GYN-Paket

**Gutschein Aktion**

Bei jedem vor Ort gekauften Gerät (Euroklaven/Profi/Premium /Melatherm) erhalten Sie einen Gutschein für ein **kostenfreies Wartungsset**, welches Sie bei der fälligen Wartung einlösen können.

Unser Angebot



Stativmodell nur  
**1.700,00**

**Dr. Mach**

medical lighting+technology

**Mach LED 130 F Untersuchungsleuchte**

- > Übertreffende Farbwiedergabe
- > Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
- > Bedienpanel am Leuchtengehäuse
- > Einfaches Handling
- > Fokussierung
- > Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux/1 m

**Stativmodell SWING-Stativ mit Vierfuß**

Stück **222F 424 006** ~~2.060,00~~ **1.700,00**

**Wandmodell (o. Abb.) mit SWING-Wandarm**

Stück **222F 418 564** ~~1.950,00~~ **1.600,00**

**Deckenmodell mit SWING-Deckenarm (o. Abb.)**

zur Montage bis 3 m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben  
Stück **222F 384 562** ~~2.260,00~~ **1.900,00**

**Deckenring**

Stück **222F 620 5322** **79,00**

NEU



Stück nur  
**3.888,00**

Messeangebot

**VSCAN AIR™ -  
Ultraschall im Taschenformat  
neu erleben. Ohne Kompromisse  
bei Mobilität und Bildqualität.**

### Vscan Air™ Ultraschallsystem

Erhalten Sie gestochen scharfe Bilder mit der Technologie eines Premium Ultraschallgerätes in einer kompakten, kabellosen Lösung.

- > Passt in jede Kitteltasche
- > Entwickelt für Sie - Einfach zu bedienen, intuitiv zu navigieren und optimiert für mobile Endgeräte.
- > Mehr Anwendungsmöglichkeiten dank Dualsonde
- > Robustheit neu definiert - Hält Stürzen und Feuchtigkeit in der täglichen Handhabung stand.

Stück **222F 105 7423** **3.888,00**

Praktisch für die  
Kitteltasche

## INTELLIGENT. EFFIZIENT. PRAKTISCH.



### Die GE Ultraschallsysteme

Ultraschall der Spitzenklasse budgetfreundlich konzipiert

- > Erstklassige Bildqualität
- > Intuitive Bedienung
- > Intelligente Assistenzsysteme (Auto IMT, B Flow™, Whizz, Auto ET und Auto Bladder)
- > Für alle Fachrichtungen hervorragend einsetzbar
- > Perfekte Dokumentation
- > Geführter Workflow durch die Untersuchung (Scancoach)

**4 Versana Essential**  
inkl. 2 Standardsonden **11.800,00**

**3 Versana Black**  
inkl. 2 Standardsonden **19.800,00**

**2 Versana Balance**  
inkl. 2 Standardsonden **13.800,00**

**1 Versana Premier**  
inkl. 2 Standardsonden **23.000,00**