

AKTUELLES

NEUIGKEITEN UND ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS

MELAG®



Wartungszyklen
von 24 Monaten

MELAG
MELAtherm® 10 Evolution
Die Premiumklasse der Thermodesinfektoren
Mehr Infos auf Seite 35.



Stück inkl. 2 Sonden nur
12.900,00

GE HEALTHCARE
Versana Essential 17"
Mehr Infos auf Seite 27.



NEU



PHILIPP KIRSCH
MED 126 Pro-Active
Medikamenten-Kühlschrank
nach DIN 58345
Mehr Infos auf Seite 47.



DELTAone
Dermatoskop ab
849,00

HEINE
DELTAone Dermatoskop
Mehr Infos auf Seite 50.

Unser Service. Ihr Vorteil.

Wir unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Egal ob Extra-Wünsche, schnelle Lieferungen oder Sonderrabatte – mit uns als kompetentem Partner können Sie immer rechnen.

Kein Mindestbestellwert

Wir nehmen jede Ihrer Bestellungen gern entgegen.

Frei-Haus-Lieferung

Wir bringen es. Frachtfrei. Ab € 120,- Nettowarenwert.

Eigener Onlineshop: www.henryschein-med.de

Rund um die Uhr bequem online bestellen und Lieferverfügbarkeit einsehen.

Mengenrabatt

Bevorraten lohnt sich. Mehr sparen bei großen Mengen.

Kassenabrechnung

Wir rechnen Ihren Sprechstundenbedarf direkt mit der Krankenkasse für Sie ab.

Retouren-Service

Schnelle und gebührenfreie Abholung.

Rückgaberecht

Bestellen ohne Risiko: 14 Tage Rückgaberecht.*

Technischer Service

Reparaturen & Austauschservice Anruf genügt: **0800/5808510**

Sollten wir einmal einen Artikel nicht im Sortiment haben

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Immer Up-to-Date

Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Angebote, Neuheiten oder Aktionen mehr. Einfach anmelden unter www.henryschein-med.de

* Sonderbestellungen, Reagenzien und sterile Waren sind von der Rückgabe ausgeschlossen.



Online bestellen

Eine Adresse – viele Vorteile für Sie

Machen Sie es wie tausende unserer zufriedenen Kunden und vertrauen Sie auf unseren Online-Shop.

- Zugriff auf über 8.000 Artikel
- Alles im Blick mit Ihrem Kundenkonto
(Rechnung, Bestellhistorie, Sendungsverfolgung)
- Bestellhistorie jederzeit einsehbar
- Sendungsverfolgung
- Rechnung als PDF einsehen
- Merklisten anlegen
- Warenverfügbarkeit direkt sichtbar
- Retoure anmelden & zuständigen Außendienstmitarbeiter finden.



www.henryschein-med.de

Inhaltsübersicht - Einfache Navigation durch unser Angebot



INSTRUMENTE / AUFBEREITUNG

- > Instrumente 21-25
- > Aufbereitungsgeräte 32-39
- > Zubehör 40-41, 46



GYNÄKOLOGIE

- > Gyn-Stühle 12-13
- > Kolposkope und CTG-Geräte 14-15
- > Gyn-Instrumente 17
- 20



NOTFALL / ERSTE HILFE

- > Sauerstoffbrillen 52
- > Beatmungshilfen 52
- > Notfallkoffer 54
- > Defibrillatoren 53
- > Blutdruckmessgerät 10



DERMATOSKOPIE

- > Dermatoskope und Zubehör 48-50



EKG & ULTRASCHALL

- > EKG-Geräte 4-7, 9
- > EKG-Zubehör 8
- > Ultraschallgeräte 16, 26-29
- > Ultraschall Zubehör 27
- > Kolposkope und CTG-Geräte 14-15
- 17



SCHNELLTESTS

- > COVID-19 Antigen Schnelltests 56-57



EINRICHTUNG

- > Untersuchungsleuchten 44
- > Liegen und Stühle 42-43
- > Gerätetische, Wagen 45



HYGIENE & SCHUTZMASSNAHMEN

- > Hygieneeinheiten 46
- > Persönliche Schutzausrüstung 56-57



DIAGNOSTIK / THERAPIE

- > Spirometer und Zubehör 11
- > Blutdruckgeräte 10
- > Waagen 51



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- > Henry Schein Service 30-31
- > Einrichtung Service 42
- > Seminare 58-59



Professional Ergometrie
Messplatz ab

11.790,00



GE MEDICAL

Ergometrie-Messplatz

Multifunktionales, PC basiertes System für Ruhe- und Belastungs-EKG, modular aufrüstbar zum Langzeit EKG, Notfall EKG, Spirometrie und Langzeitblutdruckmessung. Sicherheit für Ihre Patienten durch hochprofessionelle Algorithmen.

Professional Ergometrie Messplatz

Das CardioSoft Diagnosesystem von GE Medical ist mehr als ein Software-Programm – es ist eine Datenerfassungs- und -managementlösung, die Ihren Laptop/PC oder Ihr Computer-Netzwerk in ein fortschrittliches Diagnosesystem verwandelt.

So können Sie diagnostische Daten ganz einfach erfassen, analysieren, speichern und weitergeben und den gesamten medizinischen Versorgungsprozess abdecken, um den Anforderungen Ihrer Praxis und Ihrer Patienten gleichermaßen gerecht zu werden.

12/15-Kanal-EKG-System mit Vermessung, 12-Kanal Ergometrie, ST- und Arrhythmieanalyse, integrierte BDT/GDT-Schnittstelle, EKG-Aufnahmemodul, Datenbank, Elektrodensauganlage KISS 10, Fahrradergometer eBike basic, PC-System mit MPG Zulassung, 21"-LC-Display und ergonomischem Gerätewagen Fuego Cardiomobil.

Paket **217M A-902 306** ab **11.790,00**

EKG-Interpretation

Stück **217M 369 092** **990,00**

Tochterbildschirm (Überwachung am 2. Arbeitsplatz)

Stück **217M 440 709** **790,00**

Automatische Blutdruckmessung (nicht nachrüstbar)

Stück **217M A-902 310** **880,00**

Laserdrucker

Stück **217M 590 360** **140,00**

Basic Ergometrie Messplatz (ohne Abb.)

- > MAC 800
- > Trolley
- > eBike value
- > Kabel mit Elektrodenklammern

Paket **217M A-902 312** ab **5.688,00**



inkl. Blutdruckmessgerät

GE MEDICAL

eBike basic Ergometer

- > Leistung bis 800 Watt (drehzahlunabhängig)
- > Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- > Lenkerverstellung
- > Digitale und analoge Schnittstelle zu EKGs und PCs

Stück **217M 383 038** **2.690,00**

eBike basic BP Ergometer

Wie Ergometer eBike basic jedoch mit elektronischer Blutdruckmessung.

Stück **217M 383 044** **3.590,00**

Unsere EKG-Favoriten für Ihre Praxis!



GE MEDICAL MAC 600 EKG-Gerät

- > 1,2,3 Registrierung
 - > Tragbares, handliches EKG Gerät mit Farbmonitor
 - > Anzeige der registrierten EKG vor dem Ausdruck (Papiersparfunktion)
 - > Ausdruck in 3 Kanälen untereinander
 - > Anzeige der Herzfrequenz
 - > Qualitätsanzeige des EKG im Ampelsystem
 - > Vermessung des Ruhe EKG
- Lieferumfang: EKG Gerät, Patientenkabel, TAB Elektroden, Adapterklemmen, Akku, EKG Papier

MAC 600 Starter Package Farbdisplay mit Vermessung + Interpretation 12 SL inkl. Zubehör

Stück	217M 808 359	1.190,00
-------	--------------	----------



Stück nur
3.950,00

Komplett ausgestattet mit einem eleganten All-in-One PC

GE MEDICAL CardioSoft Ruhe-EKG

Das 12-Kanal-Ruhe-EKG in elegantem All-in-One PC!

- > 21"-Monitor sofort einsetzbar dank vorinstallierter CardioSoft easy-Software
- > Online-Speicherung: Der lange Streifen
- > Inkl. Ruhe-EKG Registrierung und Vermessung
- > Vergleich von EKGs ohne Ausdruck
- > Datenbank
- > EKG-Aufnahmemodul
- > Patientenkabel

Standgerät	217MA-900 300	3.950,00
Wandgerät	217MA-900 301	3.950,00

EKG-Interpretation 12 SL für CardioSoft V6.7

Stück	217M 369 092	990,00
-------	--------------	--------



über 1.500 € gespart



GE MEDICAL MAC 2000 6/12 Kanal EKG-Gerät

- > 1,2,3 Registrierung und 12 Kanal Farbmonitor
- > Anzeige des registrierten EKG vor dem Ausdruck (Papiersparfunktion)
- > Ausdruck in 6, oder 12 Kanälen untereinander
- > EKG Darstellung im DIN A4 Format
- > Anzeige der Herzfrequenz
- > Qualitätsanzeige des EKG im Ampelsystem
- > Vermessung des Ruhe EKG
- > 12 SL Interpretation mit Berücksichtigung von Alter und Geschlecht des Patienten
- > Alphanumerische Tastatur zur Eingabe der Patientendaten
- > Netzwerkanschluss zur Übertragung des EKG an den Computer (Option)

Lieferumfang: EKG Gerät, Patientenkabel, TAB Elektroden, Adapterklemmen, Akku, EKG Papier

MAC 2000 Ruhe-EKG, mit Wagen, IEC Multilead Kabel Einwegelekt. A4

Set	217M 804 279 + 217M 474 975	5.490,00 3.980,00
-----	-----------------------------	------------------------------



**Kompatibel mit dem
Medizinproduktegesetz**

TERRA All-in-One PC

- > Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
- > Windows 10 Pro
- > 54.6 cm (21.5") Bildschirm
- > Schnittstellen:
Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen1
Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In, 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0
- Lieferumfang: Handbuch (DE/ EN/ FR/ PL), Netzteil, Standfuß, Cherry TERRA KC1000 Tastatur (grau) und Logitech Mouse B100 Optical White

Stück	217M 886 480	1.190,00
-------	--------------	----------



Die neue Ära der PC-basierten Herz-Kreislauf-Diagnostik

GE HEALTHCARE

CardioSoft™ V7 Software

Das CardioSoft™-System unterstützt die Erkennung und wirksame Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKL). Es bietet klinischem Fachpersonal eine Reihe umfassender diagnostischer Messungen, die tiefere Einblicke und einen breiteren Überblick bei der Verwaltung von Herzpatienten schaffen.


Es ist für seine robuste EKG-Signalqualität und klinische Genauigkeit bekannt und bietet außerdem eine Reihe fortschrittlicher Messungen, mit denen Sie eine Vielzahl von HKL-Patientengruppen verwalten können.

Mit der CardioSoft™ Ruhe-EKG-Software haben Sie Zugriff auf das gleiche umfassende GE Marquette™ 12SL-EKG-Analyseprogramm, das sich auf unseren High-End-Workstations befindet.

Je mehr Testgeräte und -modalitäten Sie in Ihr CardioSoft™ Herzleistungsmesssystem integrieren können, desto flexibler können Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für jeden einzelnen Patienten sein.

Update (Mehrpreis) **217M 883 816** **524,00**


Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreis gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.




MEHR ALS 400 MILLIONEN MENSCHEN
leben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen¹

¹ Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015 JACC. VOL. 70, NO. 1, 2017

Welche Modalitäten können in das CardioSoft™ Herzleistungsmesssystem eingebunden werden?




Ruhe - EKG



Ruhe - EKG (langer Streifen)

Die CardioSoft™-Ruhe-EKG-Anwendung verwandelt nahezu jeden PC in ein erweitertes, vielseitig einsetzbares Diagnosesystem.

> **Zuverlässig:** Die Zuverlässigkeit von GE-Algorithmen > **Flexibel:** Mobil und kostengünstig > **Skalierbar:** Ergebnisse immer und überall



Ergometrie


Das CardioSoft-System lässt sich sowohl für eBike-Ergometer (in aufrechter Position sowie Rückenlage) wie auch in Laufbänder der T2100-Serie integrieren, um die Herzfrequenz während des Trainings zu messen. Ergometriergeräte von GE Healthcare zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, robuste Technik und einfachen Zugang für alle Körpertypen aus.



Langzeit - Blutdruck

Ambulante Blutdruckwerte (ABD) im Zeitverlauf liefern kritische Daten. Nur ein ABD-Gerät, das einfach einzurichten sowie bequem zu tragen ist und schnell zu melden vermag, unterstützt eine hohe Compliance des Patienten und eine genaue Diagnose.

- > Einfache, flexible Programmierung
- > Besonders komfortable Manschette
- > Schnelle Trendübersichten und Berichte



Spirometrie

Die CardioSoft™ Spirometrie und der Spiro-SP TrueFlow™ Sensor erfüllen die Kernanforderungen erfolgreicher Spirometrietests: Genauigkeit, Einfachheit und Komfort.

- > Schnelle Spirometrie ohne Kalibrierung
- > Qualitäts-Feedback & -Interpretation
- > Integrierte Auswertung per CardioSoft System

EKG-Zubehör für Ihren kardiologischen Arbeitsplatz



Extrem hohe Leitfähigkeit durch Silber/Silberchlorid-Schicht



GE MEDICAL

Thorax-Saugelektrode

Kleiner Saugball, Silber/Silberchlorid. Kontaktfläche: Ø 2 mm, für Bananenstecker, für Routine-Thoraxableitung.

Stück **217M 328 200** **32,50**



GE MEDICAL

Klammerelektroden

Farblich sortiert in schwarz, gelb, grün und rot.

Packung (4 Stück) **217M 533 382** **44,90**

Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.10.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

Packung ab **7,79**



AMBU

Blue Sensor EKG-Einmal-Elektroden für Langzeit EKG

Atmungsaktives Vliesmaterial und Silber/Silberchlorid Sensor Fläche Ø 20,8 mm, Liquid-Gel und Langzeit-Klebkraft, mit Druckknopfanschluss.

Ambu Blue Sensor VL-00S

Große Hautkontaktfläche Ø 68 mm, Elektrodengröße 72 x 68 mm (L x B)

1 Packung (25 Stück) **217M 328 381** **8,19**
ab 20 Packungen je **7,79**

Ambu Blue Sensor L-00S für Kinder

Haut-Kontaktfläche Ø 55 mm. Elektrodengröße 62x55 mm (L x B)

2 Packung (25 Stück) **217M 300 350** **8,59**
ab 20 Packungen je **8,19**



GE MEDICAL

Anschluss-Adapter (Krokodilklemme)

EKG-Klammeradapter zum Anschluss von Tab-Elektroden.

Packung (10 Stück) **217M 437 741** **34,90**



EKG-Papiere

MARQUETTE HELLIGE / GE Medical

EKG-Gerät/Typ	Bestell-Nr.	Preis
MAC 400/600 80 mm x 90 mm		
Packung (10 Stk. à 280 Bl.)	217M 308 130	41,00
MAC 800 110 mm x 140 mm		
Packung (10 Stk. à 200 Bl.)	217M 352 787	46,00
CardioSmart / MAC 1 200, 1600/2000 210 x 295 mm		
Stück (150 Blatt)	217M 300 434	9,90
Packung (10 St. à 150 Bl.)	217M 330 586	68,90
ab 10 Packungen je		65,90

Gute Hautverträglichkeit!

GE MEDICAL

Elektroden-Creme

Für EKG, EEG und Kardioversion. Enthält kein Formaldehyd. Ist hautverträglich und zeichnet sich durch hohe elektrische Leitfähigkeit aus. Trocknet nicht ein und hinterlässt keine Flecken.

250-g-Flasche **217M 328 404** **11,05**



200 ml nur **4,90**



GE MEDICAL

Elektroden-Kontaktspray

200-ml-Flasche **217M 328 368** **4,90**

i **Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstler für eine Demonstration. Auf Seite 26 wird erläutert wie Sie Ihren zuständigen Außendienstler finden.**

Set inkl. Hard- und Software zum Einführungspreis von nur 9.999€

MESI
MESI mTABLET

Komplettlösung für eine moderne Arztpraxis

MESI mTABLET wurde für Gesundheitspersonal in einer modernen Praxis entwickelt und produziert. Das zertifizierte medizinische Tablet ist eine einzigartige Gesundheitslösung, die drahtlose Diagnosemodule, Patientenakten und medizinische Anwendungen in einem System integriert.

Alle Messungen und Patientendaten werden automatisch gespeichert und mit der integrierten elektronischen Patientenakte - MESI mRECORDS - synchronisiert, die auf dem MESI mTABLET und von jedem internetfähigen Gerät aus einfach und sicher verfügbar ist.

Die Leistung und Funktionalität kann durch zahlreiche Software- und Diagnosetools auf dem Marktplatz für medizinische Apps - MESI mSTORE - verbessert werden.

Ihre Vorteile:

> Verarbeitung großer Datenmengen: Der Umgang mit Informationen beim MESI mTABLET ist einzigartig. Objektive Ergebnisse der diagnostischen Messungen, Triage, Gutachten von Fachärzten, Konsultationen und andere Angaben werden an einem Ort gespeichert. Diese Kombination ermöglicht fortschrittliche Analytik jetzt und jederzeit in der Zukunft.



- 1. 12-Kanal-EKG
- 2. Knöchel-Arm-Index
- 3. Spirometrie
- 4. Pulsoximeter
- 5. Zehen-Arm-Index
- 6. MESI mTablet


> Immer auf dem neuesten Stand: Das MESI mTABLET wird ständig mit zusätzlichen Diagnosewerkzeugen und medizinischen Apps aktualisiert, die von medizinischen Fachkräften getestet wurden. Dies verbessert seine Funktionalität und ermöglicht den Benutzern den Zugriff auf die benötigten Informationen und Werkzeuge.

> Verbesserung des Informationsflusses: Die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenpflegern und Fachärzten in der Primärversorgung ist entscheidend für das Behandlungsergebnis des Patienten. Mit MESI mTABLET können alle Beteiligten auf Gesundheitsinformationen im gleichen Format zugreifen. Dies verhindert Missverständnisse in der Kommunikation und Inkonsistenzen beim Berichten und reduziert somit den Zeitaufwand für Diagnose und Behandlung

Set inkl. Hard- und Software

9.999,00

EINE EINZIGARTIGE GESUNDHEITSLÖSUNG,
die drahtlose Diagnosemodule, Patientenakten und medizinische Apps in einem System kombiniert.



+



+



+



DAS ZERTIFIZIERTE MEDIZINISCHE TABLET

Im Gegensatz zu Verbraucher-Tablets (iPad, Android) ist MESI mTABLET speziell für den Einsatz in medizinischen Bereichen konzipiert.

DRAHTLOSE DIAGNOSEMODULE


Das drahtlose und tragbare System ermöglicht das Hinzufügen von Modulen je nach Bedarf der Praxis

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTEN

MESI m RECORDS stellt sicher, dass alle Messungen und Patientendaten automatisch gespeichert und mit der integrierten elektronischen Patientenakte synchronisiert werden.

MARKTPLATZ FÜR MEDIZINISCHE APPS

Professionelle medizinische Apps verbessern die diagnostischen Möglichkeiten und erweitern das Potenzial der Untersuchungen in der Primärversorgung.



Stück nur
4.490,00



GE MEDICAL

Cardioday Easy Seer 1000 Langzeit EKG

Die Software CardioDay Easy bietet zusammen mit dem Rekorder SEER 1000 ein einfaches und qualitativ hochwertiges Langzeit-EKG-System für die allgemeinärztliche und internistische Versorgung.

- > Analyse von Vorhofflimmern Schrittmacher
- > Kommunikationsschnittstellen (z.B. HL7, BDT/GDT)
- > Umfassende Berichterstellungs- und Exportfunktionen (PDF)
- > Das SEER 1000 ist ein digitales Mehrkanal-Langzeit-EKG-Aufzeichnungsgerät für die drahtlose Anwendung
- > Aufzeichnung 48 Stunden
- > Datenübertragung Hi-Speed USB 2.0
- > Aufzeichnung: 2-Kanal EKG
- > Integrierter digitaler Speicher
- > Ereignistaste mit Statusanzeige-LED
- > IP-Schutzklassen IP43
- > Gewicht 50g

Stück **217M 763 411** **4.490,00**



Zweitgerät nur
990,00

GE MEDICAL

Tonoport V Langzeit- Blutdruckmessgerät

**Neues System mit USB-Anschluss
und neuem Messalgorithmus**

- Tonoport V wurde laut BHS-Protokoll getestet. Die Software ist sehr leicht zu bedienen und lässt in Bezug auf die Funktionalität keine Wünsche offen. Alle relevanten Blutdruck-Messergebnisse über 24 Stunden werden effizient verarbeitet und übersichtlich in Form von Trends, Messdaten oder Statistiken angezeigt. Alle Daten eines Patienten werden in einer Datenbank gespeichert und lassen sich problemlos in Informationssysteme einbinden.
- Tonoport V inkl. Software, Akku Ladegerät, Ersatzakku, Manschette für Erwachsene, Gerätetasche, Verbindungskabel zum PC und Gerätekoffer.

Stück **217M 374 628** ~~1.390,00~~ **1.190,00**

GE Tonoport V Zweitgerät, zur Erweiterung der Kapazitäten in Ihrer Praxis exklusiv bei Henry Schein!

Stück **217M 639 057** ~~1.290,00~~ **990,00**



GE MEDICAL

Tonoport VI - Langzeitblutdruckmessgerät Erfüllt jede Art von Anforderung

Einfache, flexible Programmierung: Das TONOPORT VI ABD-Modul ist einfach einzurichten und zu programmieren, um genaue, validierte¹ ABD-Messwerte und -Analysen zu gewährleisten. Die Blutdruckmessungen können in genau vorgegebenen Intervallen oder zu zufälligen Zeitpunkten vorgenommen werden. Es stehen Programmieroptionen für den Tag und die Nacht zur Verfügung.

Besonders komfortable Manschette: Mit dem TONOPORT VI erfolgt die Blutdrucküberwachung leise, bequem und schnell. Die innovative Aufblasmethode, das leichtgewichtige Design und die geräuscharme Pumpe tragen zu maximalem Patientenkomfort und somit zur Akzeptanz von längeren Überwachungen bei.

- > 50 % schnelleres Aufblasen bei geringerem Maximaldruck
- > Leiser Pumpenbetrieb (40 dB) - nicht mehr Geräusche als in einer ruhigen Bibliothek²

Schnelle Trendübersichten und Berichte: Aufgezeichnete Daten können einfach heruntergeladen und über das CardioSoft Herzleistungsmesssystem gemeldet werden. Der Arzt findet einen umfassenden Datensatz mit bis zu 72-Stunden-Blutdrucktrends, Durchschnittswerten und Statistiken für Tag- und Nacht-Zusammenfassungen in Text und Bild vor. Die Berichte können danach problemlos in EMR-, PACS- und MUSE™-Systeme exportiert werden.

¹Das TONOPORT VI ABD-Gerät bietet Konformität nach BIHS, ESH, ANSI/AAMI SP10.

²Noise sources and their effects. Purdue University Chemistry Department. <https://www.chem.purdue.edu/chemsafety/Training/PPETrain/dblevels.htm>



Technische Daten:

- > Schnittstellen: USB (1.1 oder 2.0), RS 232 (9.600Bd/8N1)
- > Erfassungszeitraum: Bis zu 400 Messungen oder 3 Tage
- > Maximaler Manschettendruck: 300 mmHg
- > Messung: Oszillometrische, wählbare Messung
- > Methode: Deflationsmessungsmethode oder Inflationsmessungsmethode
- > Messbereich
 - Systolischer Druck: 60-260 mmHg (8,0-34,6 kPa)
 - Diastolischer Druck: 40-220 mmHg (5,3-29,3 kPa)
 - Mittlerer Druck: 50-250 mmHg (6,7-33,3 kPa)
 - Herzfrequenz (HF): 35-240 Schläge pro Minute
- > Aufpumpgeräusch: 40 dB
- > Validierungen: BHS, ESH, ANSI/AAMI SP10, Empfohlen von dabl Educational Trust
- > Maße: 27 x 73 x 108 mm (HxBxT)

Stück **217M 883 810** **1.590,00***

*Preis ohne CardioSoft V7



Die Fachgesellschaften für Spirometrie (ERS, DGAUM, VDBW) fordern, dass Lungenfunktionsmessungen während der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus mit Bakterien-Viren-Filtern durchgeführt werden müssen.

GE MEDICAL

CardioSoft Spirometrie

Die CardioSoft™ Spirometrie und der Spiro-SP TrueFlow™ Sensor erfüllen die Kernanforderungen erfolgreicher Spirometrietests: Genauigkeit, Einfachheit und Komfort.

- > Schnelle Spirometrie ohne Kalibrierung: Die TrueFlow-Technologie, hochwertige und optimierte Komponenten sowie präzise schweizer Fertigung liefern schnelle und genaue Ergebnisse ohne Kalibrierung.
- > Integrierte Auswertung per **CardioSoft System**: Der Arzt kann eine Übersichtstabelle der Proben, einen Vergleich mit prognostizierten Zahlen, visuelle Grafiken und Schleifen betrachten. Berichte können problemlos als PDF an das ePA-System, PACS und MUSE™ exportiert werden.

CardioSoft kann erweitert werden, um Ruhe-, Belastungs-EKG- und ambulante Blutdruckanalysen durchzuführen, um Ihnen eine noch umfassendere Perspektiven zu Ihrem Patienten zu erlauben.



Stück	217M 883 821	1.666,00
Zubehör:		
EasyOne Spiretten		
Packung (75 Stück)	217M 878 460	118,00
Packung (200 Stück)	217M 351 353	236,00
Packung (500 Stück)	217M 874 338	459,00

NDD

EasyOne® Air

Mobil- und PC-Spirometrie

Flexibles, genaues und erprobtes Spirometer, das für den Gebrauch in allen möglichen Einsatzgebieten entwickelt wurde. So z. B. beim Allgemeinarzt, dem Lungenspezialisten oder in Krankenhäusern. Dank TrueFlow™ Technologie liefert dieses mobile, kalibrationsfreie Lungenfunktionsgerät zuverlässige Resultate und sorgt für einen pflegeleichten Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die Navigation erfolgt über einen leicht zu bedienenden Farb-Touchscreen, über den Daten eingegeben und Resultate in Echtzeit angesehen werden können.

- > Flexible Anwendung, konsistente Ergebnisse: Das EasyOne® Air lässt sich sowohl allein wie in Verbindung mit einem PC verwenden. Es liefert stets konsistente Ergebnisse, unabhängig von Einsatzort oder Umweltfaktoren.
- > Kalibrationsfreie TrueFlow™ Technologie: Dank hochwertiger Komponenten und Schweizer Präzisionstechnik liefert die kalibrationsfreie TrueFlow™ robuste und zuverlässige Prüfergebnisse.
- > Farb-Touchscreen: Alle Grafiken in Echtzeit, schnelle Eingabe von Patientendaten und einfache Navigation mit dem hochauflösenden Farb-Touchscreens des EasyOne® Air.



- > Bluetooth und Anbindung an elektronische Patientenverwaltungssysteme (EMR)
- Einfache Verbindung zum PC für Echtzeit-Animationen, Datenaustausch und Anbindung an elektronische Patientenverwaltungssysteme (EMR).

Stück	217M 885 814	1.644,00
Zubehör:		
EasyOne FlowTube		
Packung (50 Stück)	217M 746 498	67,00
Packung (200 Stück)	217M 351 353	236,00
Packung (500 Stück)	217M 874 338	459,00



VITALOGRAPH

Filter

- > Schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination
- > 99,999% Filtrationseffizienz (TBC, MRSA, Influenza etc.)
- > Optimale Hygiene Lösung für Ihr Praxis-QM-System

1 BVF™ Bakterien-Viren-Filter

Der hygienische Ersatz für Pappmündstücke. Für Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec, CL Clarke, Farbe: blau.

Packung (50 Stück)	217M 350 173	49,90	42,50
--------------------	---------------------	------------------	--------------

2 Universal Lufu-Filter für Bodys & Spirometer

Für Jaeger, Viasys, Cardinal Health, Care Fusion, Ganshorn, ZAN/nSpire

Packung (50 Stück)	217M 324 908	49,90	42,50
--------------------	---------------------	------------------	--------------

Kalibrations- und wartungsfrei

NDD

Easy on-PC Spirometer

- > PC-gesteuerte Online-Spirometrie
- > Bericht-Ausdruck direkt über PC-Drucker
- > Intelligente Kinderanimation! (für In- und Expiration)
- > Große Reportauswahl - individuelle Anpassung
- > Keine Kalibration erforderlich, GDT-Schnittstelle

Stück	217M 379 753	1.173,00
Zubehör:		
EasyOne Spiretten		
Packung (75 Stück)	217M 878 460	118,00
Packung (200 Stück)	217M 351 353	236,00
Packung (500 Stück)	217M 874 338	459,00





Stück ab
5.999,00

(Zubehör nicht enthalten, Bild zeigt Komplettausstattung)

SCHMITZ

arco Untersuchungsstuhl 200M

- > **Ergonomisch** - Kopfteil-, Rücken- und Sitzpolster sind besonders gewölbt und bieten zusammen mit dem individuell anpassbaren Kopfpolster mit Magnetbefestigung der ein angenehmes und komfortables Sitzgefühl
- > **Zeitsparend** - Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und bis zu vier frei wählbare Memorypositionen (modellabhängig) sorgen für eine rasche Einstellung in die gewünschte Position
- > **Funktionell** - Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Die Sekretschale bleibt auch bei Beckenhochlagerung in der Waage
- > **Mobil** - Verdeckte Rollen (optional) machen den Untersuchungsstuhl zu einer mobilen Einheit, für eine flexible Nutzung von Behandlungsbereich und Raumausstattung. Die Zentralfeststellung sorgt für eine schnelle und sichere Positionierung

- > **Hygienisch** - Ebene, geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten optimierte hygienische Voraussetzungen und eine einfache Reinigung
- > sichere Arbeitslast: 250 kg

arco 200 M Untersuchungsstuhl inkl. Fußstützen

Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und Fußstützen (Zubehör) elektromotorisch verstellbar, Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktion sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

Stück inkl. Fußstützen

217M 748 809 + 217M 748 811 ~~6.746,00~~ 5.999,00



SCHMITZ

LED-Untersuchungsleuchte

- > flexibel einstellbar, sichere und einfache Positionierung
- > Fixe Farbtemperatur von 4.400 K, stufenlos dimmbar
- > Lichtleistung 30.000 Lux bei 0,5 m großes homogenes Lichtfeld für maximalen Sehkomfort, Beleuchtungsfeld Ø 18 cm bei 0,5 m
- > Schnelle Reinigung dank geschlossener Bauweise
- > Wartungsfreiheit durch LED-Technologie
- > Mit externem Netzteil
- > Erfüllt normative Anforderung EN 60601-1 und EN 60601-2-41



Stück **217M 899 669** **547,00**

Ausführung wie 899 669, jedoch zusätzlich mit Schienenausleger und Schienenkloben, für Untersuchungsstühle der Serien medi-matic®, arco oder arco-matic® mit Seitenschienen am Sitzteil.

Stück **217M 896 920** **697,00**

Stück ab
8.734,00

15% sparen

LEASING ANGEBOT
nur **171,39**
Bequemer Teilbetrag von
60 Monaten Laufzeit



(Zubehör nicht enthalten, Bild zeigt Komplettausstattung)

SCHMITZ

medi-matic® Untersuchungsstuhl

- > Verstellung der Untersuchungsposition in wenigen Sekunden
- > Elegantes und anspruchsvolles Design
- > Alle Stuhlfunktionen (Beckenlagerung, Flachlagerung und Höhenverstellung) von 600 - 900 mm elektromotorisch über Fußschalter verstellbar
- > Niedrige Ausgangshöhe für bequemes und sicheres Platz nehmen ohne Fußauftritt
- > Polsterung mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstlederbezug
- > Lackierung - Hochwertige Pulverbeschichtung
- > Rücken- und Kopfpolster ergonomisch gepolstert
- > Sichere Arbeitslast: 200 kg
- > Lieferung inklusive Sekretschale aus Kunststoff, Magazin für Papierrolle bis 500 mm Breite, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffabdeckungen silbergrau

Set Angebot enthält:

medi-matic® 115.7550.1 Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch, elektromotorische Höhenverstellung von 600 - 900 mm, Aufstiegshöhe 550 mm. Vorbereitet für elektromotorisch verstellbares Beinlagerungssystem, Memory-Funktion - 8 Speicherpositionen. Aktivierung der Verstell- und Memoryfunktion über Hand- und Fußbedienung.

	8.734,00
Beinstützen	1.545,00
Steckdosen	229,00
CNS Sekretschale (flach)	85,00
Kopfpolster	130,00
Set	217M A-900 723 10.724,00 9.580,00

Für weitere Modelle und für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fachabteilung unter Telefon 0800-888 181 9.

Sie haben die Farbwahl bei unseren Untersuchungsstühlen:

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	gold-orange 106 NEU	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108 NEU	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107 NEU
agavengrün 109 NEU	milchkaffee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
------------	------------------	-------------	---------------

Diese Farben haben ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	alabastergrau RAL 0007500	lichtgrau RAL 7035	anthrazitgrau RAL 7016	tiefschwarz RAL 9005	weißaluminium RAL 9006	graualuminium RAL 9007
rapsgelb RAL 1009050*	signalgelb RAL 1003	pastellorange RAL 2003	hellelfenbein RAL 1015	saharabeige RAL 0607030*	altrosa RAL 3014	erikaviolett RAL 4003	blutorange RAL 2002
lichtgrün RAL 6027	limonengrün RAL 1008060*	laubgrün RAL 1206050*	weißblau RAL 2408015*	hellblau RAL 2606030*	saphirblau RAL 5003	Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar	

* RAL Zwischentöne



Kolposkop inkl.
Schwenkstativ nur
6.666,00

LEISEGANG
**Kolposkop
Modell 1DS LED**

Standardgerät mit drei Vergrößerungen.

- > Vergrößerungswechsler für 3,75-/7-/15-fache Vergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > inkl. Schwenkstativ mit Fußschalter

Stück **217M 609 666** **6.666,00**



Kolposkop inkl.
Schwenkstativ ab
4.990,00

LEISEGANG
**Kolposkop Modell 1E
Einsteigermodell.**

- > 15-fache Festvergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > Inkl. Schwenkstativ

Stück **217M 552 966** **ab 4.990,00**



Stück nur
9.476,00

LEISEGANG
**Kolposkop Modell 3MVC LED USB
mit Schwenkstativ**

- > Arbeitsabstand 300 mm
- > Trommelwechsler für 7,5-/15-/30-fache Vergrößerung
- > Messringe im linken Okular zur Läsionsgrößenbestimmung
- > Einschwenkbarer Grünfilter zur Gefäßbeobachtung
- > Ausgleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit +7 bis -7 Dioptrien über Stellringe an den Okularen
- > LED-Beleuchtung: mit regelbarer Beleuchtungsstärke für eine exzellente Kontrastdarstellung und Lebensdauer > 20.000 Stunden
- > 2 Feineinstelltriebe für Höhe (80 mm), Schärfe (40 mm) und Neigefunktion
- > Standardfarbe: Grauweiß (RAL 9002)

Stück **217M 437 669** **9.476,00***

Mit kleiner Vergrößerung: Wie 3MVC LED USB, jedoch mit Vergrößerungswechsler für 3,75-/7,5-/15-fache Vergrößerung

Stück (o. Abb.) **217M 596 449** **9.476,00***

*Hinzu kommt die Installation und der Anschluss an den Praxis PC und die Integration an das jeweilige Arztprogramm. Dies wird individuell projektiert.

i **Zusätzlich zu den Leisegang Kolposkopen ist die Halterung am Untersuchungsstuhl erforderlich. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fachabteilung unter Telefon 0800-888 181 9.**




Untersuchungen mit dem vidan®2 Videokolposkop fallen unter die abrechnungsfähige Abklärungskolposkopie!



Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

Die Bedienelemente im Handling:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Ein-/Ausschalttaste | Bild/Video Speichertaste |
| Fokussierungsabstand erhöhen | Bildausschnitt vergrößern |
| Automatische Fokussierung | 6-fach/15-fach Vergrößerung |
| Fokussierungsabstand verringern | Bildausschnitt verkleinern |
| Untersuchungsleuchte, Stufe 3 | Bild einfrieren |
| | Grünlicht und Grünfilter |
| | Weißlicht, Stufen 1 - 2 |



Die Bedienfunktionen des Videokolposkops sind übersichtlich angeordnet, so dass die Steuerung und Handhabung des Geräts intuitiv erfolgt.

Durch eine Foto- und Videofunktionstaste können die Untersuchungsbefunde schnell und einfach dokumentiert werden.

Die Nutzung der 6- und 15-fach fixierten Vergrößerungstaste hilft bei der Untersuchung Zeit zu sparen.

Die Funktion "Bild/Video speichern" kann zusätzlich über die Fußbedienung des medi-matic Untersuchungsstuhls ausgelöst werden.



Eigenschaften:

- > mobiles System mit integriertem Rechner und 21,5" Touchscreen Monitor
- > fahrbar auf Standfuß mit 5 feststellbaren Rollen, Ø 100 mm, 815 x 660 mm
- > Videokolposkop mit LED Beleuchtung auf frei positionierbarem Schwenkarm, 900 mm lang
- > Monitor neig- und schwenkbar und in drei Höhenstufen feststellbar
- > Gesamthöhe: 1.700 mm
- > Vergrößerung: Bis zu 36,5-fache stufenlose optische Vergrößerung auf vidan®2-Monitor (entspricht bis zu 42-fachem Zoom). Zwei frei definierbare Vergrößerungswerte, schnell abrufbar per Knopfdruck
- > Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

- > Farbfilter: Grünlicht mit elektronischem Filter
- > LED-Beleuchtung: 3 Helligkeitsstufen bis max. 30.000 Lux
- > Farbtemperatur: 5.700 K
- > Basishalterung pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7016 anthrazitgrau
- > Schwenkarm pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium
- > Monitor in grau/anthrazit
- > mit Netzwerkschnittstelle, WLAN, USB Schnittstelle und HDMI Eingang
- > Software zur Betrachtung und Archivierung

Stück **217M 892 777** ~~17.466,00~~ **16.300,00**



Sonotrax Ultraschall Taschendoppler

Für schnelles und einfaches Screening von Arterien und Venen!

Der Taschendoppler ist ausgestattet mit zwei wechselbaren Gefäßsonden. Die Lautstärke ist stufenlos regelbar. Das beleuchtete Display zeigt zudem die Herzfrequenz und die Batteriekapazität an. Mit Display und wasserdichten austauschbaren Sonden (4+8 MHz).

- > Kopfhöreranschluss
- > Display 45 x 25 mm
- > Sondenfrequenz 4 MHz/8 MHz
- > Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- > Abmessungen ca. 138 x 85 mm
- > Gewicht ca. 290 g inklusive Batterie

Lieferumfang: Gefäßdoppler mit wechselbarer 4-MHz- und 8-MHz-Sonde; Bedienungsanleitung.

Stück

217M 261 347

299,00



UNSER SERVICE. IHR VORTEIL

Wir unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Egal ob Extra-Wünsche, schnelle Lieferungen oder Sonderrabatte - mit uns als kompetentem Partner können Sie immer rechnen.

> Gerätemanagement

Technische Serviceleistungen für Ihren Praxisbetrieb

> Reparaturen

Medizinische Geräte, Mobiliar, Instrumente

> Montage, Installation und Einweisung

Anlieferung, Aufbau und Installation, Praxisvernetzung

> Sicherheitstechnische Kontrollen

STK, MTK, UVV auf elektrische Sicherheit (DGUVV3)

> Wartungsservice und Vernetzung

Wartungsverträge und Installation / Vernetzung von med. Geräten

> 24-Stunden-Lieferung

Bei Bestellungen von montags bis freitags bis 14 Uhr. Die Zustellung erfolgt in der Regel am nächsten Werktag

> Extra-Wünsche

Wir finden, was Sie suchen. Anruf genügt

> Kein Mindestbestellwert

Wir nehmen jede Ihrer Bestellungen gern entgegen

> Retouren-Service

Schnelle und gebührenfreie Abholung

> Sicherheitstechnische Kontrollen

STK, MTK, UVV auf elektrische Sicherheit (DGUVV3)

WIR SIND FÜR SIE DA!

Telefon: 0800 / 580 8510



Mit Typ 172
500 € sparen!

GE MEDICAL

CTG-Geräte Corometrics

Externes Monitoring der Uterusaktivität sowie der fetalen Herzfrequenz mit Alarmen für unteren und oberen Schwellenwert. Erkennung der fetalen Bewegungen. Große LEDs für bequemes Ablesen. Drucker inkl. US-Aufnehmer, Toco-Sonde, Marker und Fixierbändern.

- > Qualität aus der Klinik für die Arztpraxis
- > Ultraschallüberwachung der fetalen Herzfrequenz
- > Überwachung der Wehentätigkeit
- > Erkennung der fetalen Bewegungen
- > Gepulster US-Doppler mit breitem Erfassungsbereich für schnelle Positionierung der Sonde
- > Integrierter Drucker
- > Leichtes Gewicht ca. 3,6 kg

COROMETRICS CTG Gerät Serie 172 Modell 172RBT
Gerät mit 2 Ultraschallsonden zur Gemini-Überwachung inkl. US-Aufnehmern, Toco-Sonde, Fernmarker, Software zur Erkennung von fetaler Bewegung FMD

Stück **21M 372 902** ~~3.490,00~~ **2.990,00***

COROMETRICS Fetalmonitor Typ 171 Einkanal US-Überwachung, Tokometrie, RBT (Fetale Bewegungsdetektion)

Stück **21M 372 480** ~~2.690,00~~ **2.590,00***

CTG-Papier

für Corometrics 170/4305BA0 152 x 90 mm

Faltbuch (160 Blatt) **21M 251 172** **2,95**

Leicht zu transportieren

Zwillingsüberwachung

EDAN

F3 CTG

Hochauflösende Ultraschallaufnahmen für perfekte Signalqualität.

Der F3 zeigt alle wesentlichen Überwachungsparameter, wie die der FHR, TOCO und der fetalen Bewegung.

- > Fetal Monitor für Zwillingschwangerschaften
- > Leichtes Ablesen und Bedienen
- > 5,6" klappbarer TFT-Farbbildschirm
- > Fortgeschrittene FHR-Erkennungstechnologie
- > Eingebauter Thermodrucker
- > Rollstativ separat erhältlich
- > Auf Wunsch Anschluss an PC mit Übergabe der Reports in die Patientenakte



Mit dem Setangebot
450 € sparen!

1 Stück **21M 516 358** ~~2.490,00~~ **2.090,00***

Anschluss an PC und Arztsoftware gegen Mehrpreis möglich.

2 Rollstativ

Stück **21M 805 506** **359,00**

Set Angebot

F3 CTG inkl. Anbindungssoftware

21M 516 358 + 21M 762 969 ~~2.940,00~~ **2.490,00***

CTG-Papier

Faltbuch (150 Blatt) **21M 328 418** **2,50**

*Es entstehen zusätzliche Kosten für Installation etc. Technische Änderungen vorbehalten.





MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS

HENRY SCHEIN

1 Objektträger

Sauber gewaschen, poliert und vor Staub geschützt verpackt.
Größe: 76 x 26mm, Stärke: 1 mm

Packung (50 Stück)	217M 900 2572	1,39
ab 10 Packungen je		1,19

2 Objektträger mit Mattrand

Zum Beschriften.

Packung (50 Stück)	217M 900 2573	1,89
ab 10 Packungen je		1,69

3 Deckgläser

Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse I. Saubere, fett- und staubfreie Oberflächen garantieren exakte Ergebnisse beim Mikroskopieren.

Größe: 18 x 18mm

Packung (100 Stück)	217M 900 2574	1,29
ab 10 Packungen je		1,09



Abrechenbar!

HENRY SCHEIN

Wattestäbchen groß

Mit extra großem Wattekopf

Wattekopf: 3 cm x 10 mm (Ø x L)

Holzstab: 20 cm x 3 mm (Ø x L)

Packung (50 Stück)



PZN 06436402	217M 900 3156	1,49
--------------	----------------------	-------------

Abrechenbar!

Fingerlinge Latex, gerollt



Gr. 3	100 Stück	PZN 06617894	217M 371 026	1,50
Gr. 4	100 Stück	PZN 06617902	217M 371 014	1,50
Gr. 5	100 Stück	PZN 06617919	217M 371 015	1,50



DIE RETOURENANMELDUNG

Das neue Highlight in unserem Webshop:

Sie können einfach, schnell und papierlos Ihre Verbrauchsartikel online zur Retoure anmelden und sparen dazu noch Zeit!

So einfach geht's:

1. Loggen Sie sich im Webshop ein.
2. Sie kommen über „Mein Konto“ und dann „Retoure anmelden“ zum Formular.
3. Ihre Daten werden automatisch übernommen. Sie müssen lediglich die Artikel eintragen, die Sie retournieren möchten.
4. Klicken Sie auf „Retoure anmelden“ und senden das Formular damit ab.
5. Unsere Kundenservicemitarbeiter nehmen Ihre Retoure entgegen und geben Ihnen eine Rückmeldung zum Abholauftrag.

*Die Retoure muss innerhalb von 14 Tagen angemeldet werden.
Ausgenommen sind Sonderanfertigungen und medizintechnische Geräte.





Stück nur
1.059,00

Beispielhafte Ausstattung

ZEISS

Primo Star Binokular Mikroskop

- > 4-fach Objektrevolver, nach hinten geneigt, stabil, solider Stand
- > Plan-Achromat Objektive 4x, 10x, 40x
- > Kondensator 0,9/1,25 (sehr gute Ausleuchtung)
- > Binokularer Tubus 30°, WF -Okulare 10x (Sehfeld 18 mm)
- > Kreuztisch 75x30 mit Objekthalter, Trieb rechts
- > Regelbare LED-Beleuchtung
- > Mit Filtersatz (u.a. Blaufilter)
- > Fix Köhler

Zeiss Primo Star

Stück	217M 605 422	1.059,00
Nachrüstkit Phasenkontrast Objektiv 40 x Ph 2		
Stück	217M 629 268	290,00
Nachrüstkit Phasenkontrast Phasenschieber		
Stück	217M 383 534	85,00



Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

MERCK



100 Stück nur
13,95

10% gespart

MERCK

Indikatorstäbchen

Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Packung 100 Stück.

Messbereich 4-7 **217M 328 243** ~~15,50~~ **13,95**

Messbereich 6,5-10 **217M 328 244** ~~15,50~~ **13,95**



100 Stück ab
17,90

Cyto-Brush Abstrichbürste

100 Stück **217M 310 470** **17,90**

Cyto-Brush PLUS-GT Abstrichbürste (o. Abb.)

100 Stück **217M 331 302** **29,90**



Cyto Fix Spray

Zur Fixierung biologischer oder
medizinischer Präparate.

100 ml **217M 272 859** **11,50**

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



HENRY SCHEIN

Semm Vaginalspekulum

1	Jungfrauen-Modell 11 x 1,6 cm (L x Ø)	217M 900 8898	18,90
	Mittel 11 x 2,5 cm (L x Ø) (o. Abb.)	217M 900 8899	18,90
2	Groß 11 x 3,0 cm (L x Ø)	217M 900 8900	18,90



Vaginalspekula Cusco

Schweizer Modell.

Jungfrauenmodell

Fig. 0	7,5 x 1,7 (L x Ø)	Stück	217M 13 864	19,90
Fig. 1	9,2 x 2,3 (L x Ø)	Stück	217M 13 865	19,90
Fig. 2	10 x 2,5 (L x Ø)	Stück	217M 13 866	19,90



Vaginalspekulum Kristeller

Fig. 00	11x1,8 cm (L x Ø)	Paar	217M 13 871	26,90
Fig. 0	11x2 cm (L x Ø)	Paar	217M 13 872	26,90
Fig. 1	11x2,7 cm (L x Ø)	Paar	217M 13 873	26,90
Fig. 2	11x3,6 cm (L x Ø)	Paar	217M 13 875	26,90

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Vaginalspekulum mit Zentralverschluss

einzel steril verpackt, aus Kunststoff.

XXS	gelb	100 Stück	Ø 16 mm	217M 811 672	40,00*
XS	weiß	100 Stück	Ø 20 mm	217M 811 673	40,00*
S	blau	100 Stück	Ø 24 mm	217M 811 675	40,00*
M	rot	100 Stück	Ø 26 mm	217M 811 676	40,00*
L	grün	100 Stück	Ø 30 mm	217M 811 677	40,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch




SELLUTION MEDICAL

Einmal-Vaginalspekulum mit Zentralverschluss und LED-Beleuchtung

einzel steril verpackt, aus Kunststoff, mit LED-Beleuchtung.

XS		100 Stück		217M 811 678	145,00*
S		100 Stück		217M 811 683	145,00*
M		100 Stück		217M 811 684	145,00*
L		100 Stück		217M 811 685	145,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen



sellutionmedical

Set nur **9,50**

Der Klassiker

Instrumente aus rostfreiem Edelstahl, Uterussonde aus Kunststoff



sellutionmedical

Set nur **11,99**

Instrumente Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL
Einmal-IUD Set aus Edelstahl

Zum Einmalgebrauch, steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl.

- Bestehend aus je einem Einweginstrument:
- > Uterussonde 32 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)
 - > Kugelzange 24 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)
 - > Fasszange 20 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)
 - > Schere 18 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)

Set 5 Stück **217M 744 965 59,95***

SELLUTION MEDICAL
Einmal-IUD-Kit aus Edelstahl/Kunststoff

- Zum Einmalgebrauch, steril verpackt. Bestehend aus je einem Einweginstrument:
- > Uterussonde 25 cm (Kunststoff)
 - > Kugelzange 24 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)
 - > Fasszange 20 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)
 - > Schere 18 cm (Aus rostfreiem Edelstahl)

Set 5 Stück **217M 639 627 47,50***
*von weiteren Rabatten ausgeschlossen.

sellutionmedical

Instrumente aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-IUD Set aus Kunststoff

Zum Einmalgebrauch, steril verpackt, aus Kunststoff.

- Bestehend aus je einem Einweginstrument:
- > Uterussonde 24,5 cm (Kunststoff)
 - > Kugelzange 25 cm (Kunststoff)
 - > Fasszange 22 cm (Kunststoff)
 - > Schere 22 cm (Kunststoff)

Set 5 Stück **217M 744 975 37,50***

sellutionmedical

Set nur **8,18**

Uterussonde aus Kunststoff, Kugelzange aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL
IUD-Kit Uterussonde/Kugelzange

steril verpackt. Bestehend aus je einem Einweginstrument: Uterussonde (Kunststoff) und Kugelzange (Edelstahl).

Set 5 Stück **217M 882 145 40,90***
*von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl

SELLUTION MEDICAL

Einmal-Hegar Cervix Dilator

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

Beidseitig, Länge: 22 cm

Ø 1,0/2,0	Stück	217M 744 971	2,55*
	5 Stück	217M 762 662	12,45*
Ø 3,0/4,0	Stück	217M 745 004	2,55*
	5 Stück	217M 762 678	12,45*
Ø 5,0/6,0	Stück	217M 744 970	2,55*
	5 Stück	217M 762 661	12,45*
Ø 7,0/8,0	Stück	217M 811 723	2,55*
	5 Stück	217M 811 725	12,45*
Ø 9,0/10,0	Stück	217M 811 726	2,55*
	5 Stück	217M 811 727	12,45*

Neue Größen:

Ø 11,0/12,0	5 Stück	217M 882 196	12,45*
Ø 13,0/14,0	5 Stück	217M 882 197	12,45*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Nadelhalter

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

Länge: 20 cm

Stück	217M 744 973	3,65*
5 Stück	217M 762 664	17,95*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Fasszange

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

Länge: 20 cm

Stück	217M 744 967	3,30*
5 Stück	217M 762 659	16,50*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Pinzette

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

1	Länge: 25 cm	5 Stück	217M 882 174	16,00*
2	Länge: 11,5 cm	5 Stück	217M 882 176	9,85*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Kornzange

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl.

Länge: 26,5 cm

5 Stück	217M 882 178	32,90*
---------	---------------------	---------------

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch
Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Kugelzange

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

Länge: 24 cm

5 Stück	217M 609 558	31,00*	
5 Stück	fein	217M 882 191	33,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Tupferzange

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Länge: 24 cm

Stück	217M 744 972	4,30*
5 Stück	217M 762 663	21,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Fasszange nach Allis

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Länge: 23 cm

Stück	217M 744 968	4,80*
5 Stück	217M 762 660	23,50*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

IUP - Fasszange Fein

Einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Länge: 20 cm

1 Stück	217M 811 734	9,20*
5 Stück	217M 811 735	46,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Sonde

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Länge: 32 cm, Ø 4,7 mm

5 Stück	217M 882 167	19,90*
---------	---------------------	---------------

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Schere

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Länge: 18 cm

1 gerade	5 Stück	217M 882 193	20,90*
2 gebogen	5 Stück	217M 882 194	21,50*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Fasszange gebogen

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl

1 Länge: 15 cm	5 Stück	217M 882 169	15,75*
2 Länge: 20 cm	5 Stück	217M 882 188	15,75*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical

Zum Einmalgebrauch

Aus rostfreiem Edelstahl



SELLUTION MEDICAL

Kürette nach Sims

einzel steril verpackt, aus rostfreiem Edelstahl
Figur 1, 7,5 mm, Länge: 25 cm, scharf

5 Stück	217M 882 168	28,50*
---------	---------------------	---------------

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-Kugelzange

Einzeln steril verpackt, aus Kunststoff
Länge: 25 cm

Stück	217M 744 989	3,90*
5 Stück	217M 762 674	19,40*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen


Stück nur
3,90

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-Schere

Einzeln steril verpackt, aus Kunststoff
Länge: 22 cm

Stück	217M 748 639	2,50*
5 Stück	217M 762 679	12,00*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-Pinzette

Einzeln steril verpackt, aus Kunststoff
Länge: 25 cm

Stück	217M 744 992	0,99*
5 Stück	217M 762 676	4,90*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

Stück nur
0,99

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-Fasszange

Einzeln steril verpackt, aus Kunststoff
Länge: 22 cm

Stück	217M 744 991	0,99*
5 Stück	217M 762 675	4,90*

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen


Stück nur
0,99

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Biopsiezange
einzeln steril verpackt, blau, aus Kunststoff
Länge: 26 cm

5 Stück	217M 881 844	22,90*
---------	---------------------	---------------

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

Stück nur
4,58

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL
Einmal-Instrumente - Set aus Kunststoff

Steril verpackt, aus Kunststoff
Zum Einmalgebrauch, bestehend aus:
> Uterussonde (24,5 cm)
> Kugelzange (25 cm)

Set	217M 744 993	4,60*
-----	---------------------	--------------

* von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL

Einmal-Uterussonde

Einzel steril verpackt, aus Kunststoff

Länge: 24,5 cm

Stück	217M 744 988	1,30*
5 Stück	217M 762 673	6,50*

*von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL

IUD - Hakensonde

einzel steril verpackt, blau, aus Kunststoff

Länge: 25 cm

10 Stück	217M 882 134	18,50*
----------	---------------------	---------------

*von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Aus Kunststoff



SELLUTION MEDICAL

Hysterometer

einzel steril verpackt, aus Kunststoff. Zum Einmalgebrauch.
Länge: 29 cm.

1	CH 10, Ø 3,3 mm	blau	25 Stück	217M 881 841	18,50*
2	CH 12, Ø 4,3 mm	grau	25 Stück	217M 881 842	18,50*
3	CH 14, Ø 4,67 mm	grün	25 Stück	217M 881 843	18,50*

*von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



Zum Einmalgebrauch

Stück nur
13,50



SELLUTION MEDICAL

Instrumenten-Set

zum Einmalgebrauch, steril verpackt

Inhalt:

- > 1x Sonde 24,5 cm, Kunststoff
- > 1x Fasszange 20 cm, Edelstahl
- > 1x Kugelzange 24 cm, Edelstahl
- > 1x Schere gerade 18 cm, Edelstahl
- > 1x Hegar Ø 5,0/6,0 mm, Edelstahl
- > 4x Tupfer
- > 1x Holzschliff-Schale
- > 1x Abdecktuch 60 x 60 cm

5 Sets	217M 882 142	67,50*
--------	---------------------	---------------

*von weiteren Rabatten ausgeschlossen

sellutionmedical



SELLUTION MEDICAL

Implantat-Entnahme Set

Set zur subkutanen Implantat - Entnahme mit steriler EXTRIMPLANT - Greifzange

Der sterile Blister enthält: 1x selbstklebendes Lochtuch 50 cm x 60 cm, 1x Skalpell Nr. 11, 5 x Vliesstoffkompressen 7,5 cm x 7,5 cm, 3 x verstärkte Wundverschlusstreifen, 1x erweiterbare Bandage, 1x Sicherheitsspritze 2 ml, 1x gebogene Halstead - Zange, 1x Beutel für Abfälle, 1x EXTRIMPLANT - Greifzange

Set	217M 809 133	10,90*
-----	---------------------	---------------

*von weiteren Rabatten ausgeschlossen.

SonoScape Allround-Ultraschallgeräte der E-Serie zu einem starken PreisLeistungsverhältnis!



SONOSCAPE

E1/E3 Ultraschallfamilie

Die SonoScape E-Serie mit allen wichtigen Funktionen eines Allround-Ultraschallgerätes.

- > Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- > Sehr gute Bildqualität
- > Einfacher Work-Flow
- > Hochauflösender 15,6-Zoll-LCD Monitor mit 50° Winkel verstellbar
- > Elegantes Tastatur Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- > 2 pinless Buchsen für Schallköpfe
- > 4 kompatible Schallsonden: HD Linear, HD Konvex, Micro-Konvex, endocavitär
- > Premium-Anwendungstechniken:
 - μ-Scan-Störpixelunterdrückung, Compound Imaging, TDI, Kontrastbildgebung, IMT, B-Steer
- > Umfassende Anwendungspalette: Abdomen, Schilddrüse, OB/GYN, Urologie, vaskulär und vieles mehr

- > Bevorzugte Anwendereinstellungen frei programmierbar
- > Vollständige Patientendatenbank und Bildmanagement-Lösungen: DICOM 3.0, AVI/JPG, USB 2.0, HDD
- > Anschluss für Fußschalter
- > Eingebauter Akku für 90 Minuten Scanfunktion

1 SonoScape E1 s/w Ultraschallgerät

Stück inkl. 1 Sonde **217M 753 694** **Preise auf Anfrage**

2 SonoScape E3

Stück inkl. 1 Sonde **217M 763 126** **Preise auf Anfrage**

Swingo Sonographiewagen (o. Abb.)

Stück **217M 591 898** **Preise auf Anfrage**


PERSÖNLICHE BERATUNG

direkt bei Ihnen vor Ort.

Gemeinsam mit unseren Spezialisten berät Sie unser Außendienst bei der Auswahl von Medizinprodukten und -geräten. Sie haben somit einen persönlichen Ansprechpartner für Ihre individuellen Anliegen.

So finden Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner:

1. Rufen Sie unseren Webshop auf:
www.henryschein-med.de
2. Wählen Sie unter dem Reiter Service den Punkt **Außendienst** aus.
3. Geben Sie Ihre **Postleitzahl** im Feld ein und Ihr persönlicher Ansprechpartner erscheint.





Stück inkl. 2 Sonden nur
12.900,00

3 Jahre Garantie

inkl. 2 Sonden im Wert von 3.000€



GE HEALTHCARE

Versana Essential 17"

Die brandneue Ultraschallgeneration von GE

- > Einfache Bedienung, Whizz, als neuer Assistent für gute Bildqualität mit nur einem Knopfdruck
- > Exzellente Bildqualität für ein Gerät in dieser Preisklasse
- > Schwarz / Weiß und Farbduplex System
- > Großer Monitor, modernes Design und klare, strukturierte Bedienungsoberfläche

inkl. 2 Standardsonden Ihrer Wahl **217M 884 146** **12.900,00**



Stück inkl. 2 Sonden nur
17.900,00



GE HEALTHCARE

Versana Balance

Allround-Talent - Zuverlässig, leistungsstark, erschwinglich und vielseitig einsetzbar

Technische Eigenschaften:

- > Cross X Beam
- > 21,5" LCD Monitor mit Schwenkarm
- > 3 aktive Sondensteckplätze
- > Multi Beam Technology
- > Coded Harmonic Imaging (CHI)
- > Speckle Reduction Imaging (SRI)
- > Whizz auto image optimization
- > automatische Bildoptimierung durch Tastendruck
- > Trapezoide Bildgebung
- > Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware

inkl. 2 Standardsonden Ihrer Wahl **217M 880 403** **17.900,00**

Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fachabteilung unter Telefon 0800-888 181 9.

Vaginal-Ultraschall-Gel

Schleimhaut-verträglich!

- > Ausgezeichnete Gleitwirkung erleichtert manuelle Diagnostik
- > Für Ultraschallbilder höchster Qualität
- > Tropft nicht nach, abwaschbar und besonders hautverträglich
- > Absolut blasenfrei



1 Liter Flasche **217M 300 091** **5,90**

Aquasonic Ultraschall-Gel

wasserlöslich!

Kontaktmittel für die Ultraschall-Diagnostik.



250-ml-Flasche **217M 300 165** **2,95**
 ab 12 Stück je **2,75**
 5-kg-Vorratsbehälter **217M 300 166** **19,90**
 ab 3 Stück je **18,90**

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



HENRY SCHEIN

Schutzhüllen für Ultraschallsonden

ohne Gleitmittel

Schutzhülle zur Vermeidung von Verunreinigungen der Ultraschallsonden durch Körperflüssigkeiten. Erleichtert die Reinigung und Desinfektion der Sonde. Nicht verwenden, wenn das Gummimaterial klebt, spröde oder offensichtlich beschädigt ist.

Maße: 34 x 195 mm (Ø x L)

Packung (144 Stück) **217M 900 0639** **6,49**



Versana Premier - Leistungsstark. Vielseitig. Produktiv.

GE HEALTHCARE

Versana Premier - Black und Platinum Edition

Das Ultraschallsystem Versana Premier wurde für die täglichen Anwendungen im klinischen und bildgebenden Bereich entwickelt und unterstützt Sie dabei, eine hochwertige Versorgung für Ihre Patienten sicherzustellen.

Technische Eigenschaften:

- > **Whizz*** - eine dynamische B-Mode-Optimierung mit nur einem Tastendruck
- > Die Funktion „Phase Inversion Harmonic Imaging“ (PHI) ist mit allen Sonden kompatibel
- > **Cross X Beam*** ermöglicht mit mehreren Scanlinien sowohl eine Verbesserung der Grenz-Definition als auch der Kontrastauflösung
- > **Speckle Reduction Imaging (SRI)**
- > **Multiple Line Acquisition:** Für jeden Sendestrahl gibt es vier Empfangsstrahlen (MLA4) - Die Bildrate wird somit um das Vierfache erhöht
- > **Virtual Convex** erweitert das Sichtfeld für lineare Sonden
- > **B-Steer** ermöglicht eine bessere Darstellung der Nadel
- > **Sprachfunktion** - über ein USB-Mikrofon können Sie Kommentare zu jedem Ultraschall-Bild hinterlegen
- > **Breast Productivity** ist eine Anzeige, welche bei Brustuntersuchungen mit automatischen Konturmessungen unterstützt
- > **SonoBiometry** dient zur automatischen Erkennung und Messung von Strukturen für BPD, AC, HC, FL und Humerus
- > **Auto-Bladder** - eine automatische Konturerkennung für eine einfache und schnelle Messung
- > Der **ScanCoach** zeigt Ihnen auf dem Monitor an, wo Sie die Sonde am besten platzieren können. Eine anatomische Übersicht mit Beschreibungen führt Sie zudem durch die verschiedenen Untersuchungen
- > Der **Scan-Assistent** ermöglicht anpassbare Schall-Programme, mit denen Tastatureingaben reduziert werden, die Untersuchungszeit verkürzt und die Untersuchungsqualität erhöht wird
- > **My Trainer** - ein integriertes Trainingsmodul, welches Sie bei der Einrichtung und Bedienung des Systems unterstützt und so zu einem korrekten Untersuchungsablauf beiträgt



Versana Premier - Black Edition

inkl. 2 Standardsonden



217M 884 147

21.900,00



Versana Premier - Platinum Edition

inkl. 2 Standardsonden

29.500,00



SAVE THE DATE

Ultraschall-Refreshkurs für Ärzte in Allgemeinmedizin und Innere Medizin

Workshop im Rahmen des Fort- und
Weiterbildungssymposium

am **22.09.2021** in Dortmund

Praktische Anwendungen an Ultraschallgeräten

Workshop im Rahmen des
Aktionstags in Westerstede

am **24.09.2021** in Westerstede

Weitere Termine finden Sie auch in unserem Webshop: www.henryschein-med.de



Vscan Extend™ - Schnelligkeit im entscheidenden Moment

Praktisch für die
Kitteltasche

Stück nur
3.888,00

NEU

GE HEALTHCARE

Vscan Extend™ Ultraschallsystem

Der Vscan Extend ist klein genug, um, zusammen mit der Dual-Sonde, in Ihre Taschen zu passen. So haben Sie im entscheidenden Moment immer ein Ultraschallsystem.

Nur GE bietet eine Dual-Sonde mit sowohl einem Linear- als auch einem Sektorschallkopf in nur einem Gehäuse an. Diese Innovation ermöglicht Ihnen an Ort und Stelle eine Vielzahl klinischer Entscheidungen zu treffen, ohne dabei den Schallkopf umstecken zu müssen. Dank drahtlosem Bildtransfer wird die Dokumentation zum Kinderspiel und durch die neuen Vscan Extend-Apps lässt sich der Funktionsumfang erweitern. Mit einem Vscan Extend in der Kitteltasche, müssen Sie kein Ultraschallgerät mehr suchen gehen. Sie haben es immer bei sich.

Stück

3.888,00

Ihre Vorteile im Überblick



Einfach

Der Vscan Extend ist leicht anzuwenden, tragbar und generiert einfach Ultraschallbilder - direkt am Unfallort oder am Krankenbett.¹

- > **Intuitiver Touchscreen** - Die Bedienung des Vscan Extend ähnelt dem Ihres Smartphones.
- > **Vscan Extend Apps** - Erweitern Sie den Funktionsumfang durch Apps, z.B. mit automatisierten Lungen- und Blasenmessprotokollen.
- > **Pflegeleicht** - Die Sonde, das Kabel und das System bilden eine Einheit und erlauben somit eine sichere und einfache Reinigung.



Schnell

Der Vscan Extend wurde für die schnelle Ultraschalldiagnostik bei der medizinischen Erstversorgung entwickelt - für die Erfassung des Status von Traumapatienten direkt vor Ort.¹

- > **Dual-Sonde** - Der Linear- und Sektorschallkopf befinden sich in einem Gehäuse und stehen Ihnen direkt zur Verfügung. Ohne, dass Sie den Schallkopf umstecken müssen.
- > **Schnelles Hochfahren** - Das System startet in weniger als 10 Sekunden aus dem Standby-Modus.
- > **Schnelle Verbindung** - Drahtlose Bilddatenspeicherung und - export vereinfachen Ihren Workflow.²



Präzise

Der Vscan Extend im Taschenformat wurde für die präzise Ultraschalldiagnostik entwickelt und kann Sie bei lebensrettenden Entscheidungen in Notfallsituationen unterstützen. So können Sie die notwendigen Schritte zur weiteren Versorgung einleiten und eventuell unnötige zusätzliche Untersuchungen reduzieren.

- > **Bewährte Bildqualität** - Der Vscan Extend ist die nächste Gerätegeneration aus der Vscan-Serie und verfügt über einen größeren Bildschirm.
- > **Unterstützung im Klinikalltag** - Der Vscan Extend ermöglicht Ultraschalluntersuchungen direkt am Krankenbett.
- > **Nahtlose Konnektivität** - Rufen Sie Patientebilder unmittelbar am Krankenbett auf oder senden Sie Patientendaten drahtlos im DICOM-Format an das klinikinterne PACS.²

¹ Das Gerät ist für die eingeschränkte Verwendung außerhalb von Einrichtungen, inklusive der Nutzung während des Transports, geprüft worden. Die Nutzung ist auf die umgebungsspezifischen Gegebenheiten, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, beschränkt. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an einen GE Healthcare Verkaufsberater. ² Für Systeme mit Wi-Fi-Konfiguration. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren GE Healthcare Verkaufsberater.

BEST PRACTISE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG IN PRAXIS UND KLINIK

Henry Schein Medical - Ihr medizinischer Fachhändler mit Expertise auch in Beratung, Planung, Ausstattung und Installation Ihrer Aufbereitungseinheiten von Instrumenten und Zubehör in den Bereichen:

- > Endoskopie
- > Gynäkologie
- > Chirurgie
- > Anästhesie
- > MIC
- > Labor
- > Augen
- > HNO
- > OP-Schuhe



Die Ausgangssituation:

- > 2 Miele- Untertisch-RDG und 2 Melag-Sterilisatoren je 1 STE

Die Problemstellungen:

- > Instrumentenaufbereitungseinheit - Räumlichkeiten zu klein
- > Keine Trennung von unreinen und reinen Aufbereitungsbereichen
- > Keine Bereitstellung von VE-Wasser bauseitig
- > Aufbereitungs-Kapazität zu gering für den täglichen Bedarf
- > Arbeitsbedingungen entsprechen nicht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Die Ziele:

- > Vergrößerung der Räumlichkeiten mit Integration Tageslicht
- > Trennung von unreiner und reiner Aufbereitungsseite
- > Integration der Bestandsgeräte in neue Einheit
- > Optimierung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter
- > Optimierung des Aufbereitungsprozesses der Instrumente und Zubehör
- > Umsetzung aktueller Normen und Hygienestandards
- > Erfüllung von Dokumentationspflichten
- > Steigerung der Aufbereitungskapazitäten um über 200%

Das Ergebnis:

- > Beratung, Planung, Umsetzung, Installation, Service aus einer Hand
- > Erstellung einer Schleusenfunktion durch Raumtrennung rein/unrein
- > Integration der Bestandsgeräte und Erweiterung des Geräteparks um 1 RDG Belimed WD 200 mit 3 Etagen und 2 wechselbaren Beladungsträgern (Körbe) und Sterilisator 4STE MST-V
- > Wartung der Bestandsgeräte und Umbau der Geräte zum Anschluss an die neue Wasseraufbereitungsanlage
- > Installation neuer Wasseraufbereitungsanlage RO 120 ready Stakpure mit Erweiterung durch rückspülbare Vorfilter, Enthärtungsanlage und Reserve-Osmose(VE)-Wasseranlage
- > Übernahme bestehendes Dokumentationssystem mit Integration der neuen Maschinen
- > Anpassung der Aufbereitungsstrecke/Nassstrecke auf ergonomische Arbeitshöhen mit elektrisch höhenverstellbarem Packtisch und optimierten Arbeitsoberflächen aus Mineralwerkstoff
- > Ausstattung der Nassstrecke mit integriertem Ultraschallbad
- > Schaffung von 2 zusätzlichen Einzelarbeitsplätzen mit schwenkbarem Monitor und Tastaturhalterung
- > Schaffung von zusätzlichen Ablageflächen durch Auftischregalsysteme und Modulsystem
- > Verbesserung der Raum- Atmosphäre durch farbige Gestaltung der Fronten und Arbeitsplatten, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und Ring-Lupen-Leuchten
- > Installation von Reinigungspistole VE-Wasser und Druckluftpistole
- > Bereitstellung von mobilen Transferwagen (Sonderbau- elektrisch höhenverstellbar zur Überwindung von Höhendifferenzen)





UNSER SERVICE FÜR SIE

- › Erstbesuch - Abstimmung Ihrer Vorhaben mit HSM-Projektsteuerungsteam
- › Vorteil für den Kunden: nur ein Ansprechpartner von HSM für Koordination des Projektes, Angebotserstellung, Vor-Ort-Abstimmungsgespräche und Rechnungslegung
- › Unterbreitung von Vorschlägen zur Umsetzung Ihres Projektes vor Ort
- › Angebotserstellung und Anpassung auf die Gegebenheiten vor Ort
- › Erstellung Grundrissplanung
- › Nach Auftragserteilung - Begehung gemeinsam mit den beteiligten Gewerken vor Ort
- › Erstellung Bauvorbereitungszeichnung
- › Nach Freigabe -Feinaufmaß vor Ort
- › Erstellung Bauzeitenablaufplan
- › Einsatz des technischen Service HSM für Umsetzung und Umbau vorhandener Bestandsgeräte
- › Bestätigung des genauen Liefer-und Montagetermins
- › Begleitung bei Installation und Umsetzung des Bauvorhabens
- › Wasseranalyse und Validierung der Programme in den neuen Maschinen
- › Inbetriebnahme, Einweisung, Übergabe des Projektes
- › Bestätigung des genauen Fertigstellungstermins
- › Wartungsverträge für den Maschinenpark

Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

Was haben Sie als unser Kunde vorab zu tun?

- › Bauseitige Bereitstellung aller Medienanschlüsse, ggf. Deckenarbeiten und Stellung von Installationswänden, sowie Fußbodenvorbereitung.
- › Einhaltung des durch HSM bereitgestellten Projektplanes/Bauzeitenablaufplan zur Sicherstellung einer kurzen und reibungslosen Umsetzung des Bauvorhabens.



WIR SIND FÜR SIE DA!

Sie planen Ihre Instrumentenaufbereitungseinheit zu optimieren, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen? Sie wollen Ihr Personal entlasten und schützen?

Dann sind wir Ihr verlässlicher Partner! Sprechen Sie uns gerne an. Unsere Außendienstmitarbeiter*innen und Spezialisten*innen stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefonisch unter **0800/580 8510** oder
per Mail an: **ekaterina.blum@henryschein-med.de**



Maschinelle Instrumentenaufbereitung



BELIMED

WD 425 Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät WD 425 kann gleichzeitig bis zu drei flexible Endoskope aufbereiten. Das Gerät erfüllt normkonforme chemische und thermische Desinfektionsprozesse. Dieses Talent erlaubt Ihnen alle Arten von medizinischem Instrumentarium in einem RDG aufzubereiten. Endoskope können zeitsparend außerhalb der Maschine beladen werden - das dient auch der Arbeitsplatzergonomie. Der Einsatz von hochwertigem Edelstahl und die Sicherheitsglastüre sorgen für Langlebigkeit Ihrer Maschine und Transparenz der Reinigungsprozesse.

Eigenschaften

- > EN ISO 15883-1,-2,-4 konforme Prozesse zertifiziert durch HygCen GmbH
- > Überwachung und Dokumentation aller Prozessparameter
- > Glutaraldehyd und Peressigsäure kompatibel
- > 3 flexible Endoskope oder 8 DIN-Instrumentensiebe pro Charge
- > Aufbereitung aller Endoskophersteller
- > Dreifache Endoskop Leckageprüfung
- > Vielfältiges Beladungsträger Sortiment
- > Unterbaufähiges Gerät
- > Kammerbeleuchtung

Optional: Sockelvariante für ergonomische Bedienung



Lieferumfang

- > Belimed WD 425
- > Rack Endoskopie-Körbe mit 3 Etagen und Desinfektionsblech

Set ~~35.550,00~~ **30.199,00***

Preis zzgl. Validierung, Montage und Inbetriebnahme.

stakpure Wasseraufbereitungsanlage

STAKPURE

RO 60 ready mini

Technische Daten:

- > zum Anschluss an enthärtetes (< 0,1°dH)
- > oder härtestabilisiertes Trinkwasser (bis max. 10°dH)

Reinwasserwerte:

- > Leistung (bei 10°C) 60 l/h

Anschlusswerte:

- > Anschlussspannung: 230 Volt / 50-60 Hz
- > Anschlussleistung gesamt 0,6 kW

Abmessungen: B 800 x T 600 x H 800 mm

Gewicht: ca. 50 kg

Gerät **HSM15200061**

Preis auf Anfrage



stakpure Wasseraufbereitungsanlage

STAKPURE

RO 60 ready

Technische Daten:

- > zum Anschluss an enthärtetes (< 0,1°dH)
- > oder härtestabilisiertes Trinkwasser (bis max. 10°dH)

Reinwasserwerte:

- > Leistung (bei 10°C) 60 l/h

Anschlusswerte:

- > Anschlussspannung 230 Volt / 50-60 Hz
- > Anschlussleistung gesamt 1,2 kW
- > Anschluss Eingang & Ausgang DN 20

Abmessungen: B 820 x T 600 x H 1870 mm

Gewicht: ca. 180 kg

Gerät **HSM15200065**

Preis auf Anfrage



Kurze Betriebszeiten

Einfache Bedienung

Stück ab
7.222,00*

Komplettpaket

inkl. Installation und
Erstvalidierung

nur **9.600 €**



MELAG

MELAtherm® Thermodesinfektor

MELAtherm® ist ein leistungsfähiger und moderner Thermodesinfektor (RDG), der die Forderungen der neuen Europa-Norm EN 15883 in vollem Umfang erfüllt.

Die Aufnahme und die automatische Dosierung der Prozessmedien sowie die aktive Trocknungsfunktion sind bereits im Gerät integriert. Durch die eingebaute Netzwerkfähigkeit ist die Einbindung in das Praxis-Netzwerk möglich. Durch die standardisierten Außenmaße kann MELAtherm® in bereits vorhandene Schrankzeilen eingebaut werden.

Außenmaße: 82 x 60 x 60 (H x B x T), 230 V oder 400 V.

Gerät	217M 337 746	ab 7.222,00*
Edelstahlabdeckplatte	217M 356 373	210,00

* Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für Installation, Validierung, Hardware, Wartungsverträge etc. Technische Änderungen vorbehalten.

Komplettpaket

Set-Inhalt:

- > Melatherm 10 DTB RDG Grundgerät
- > Korb ohne Injektorschiene
- > 2x Waschkorb für Spekula
- > Waschkorb 6 Flex inkl. Mitteltraverse
- > MELAflash CF-Card
- > MELAflash Kartenlesegerät
- > Claramat/Broxal Regeneriersalz grob
- > Neodisher Starterset MedXL
- > Installationspauschale
- > Erstvalidierung

Set	11.130,00	9.600,00
-----	----------------------	-----------------

MELAG

Gynäkologie-Sortiment

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb ohne Injektorschiene
- > Flexkorb 6 mit Traverse und Schlauchdurchführung
- > 2x Flexkorb Spekula

Set	217M 909 595	1.241,00
-----	---------------------	-----------------



MELAG

Dermatologie / Chirurgie / Allgemein-Sortiment

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > 2x Flexkorb 3
- > Flexkorb 6 mit Traverse und Schlauchdurchführung

Set	217M 909 594	1.241,00
-----	---------------------	-----------------



MELAG

HNO-Sortiment

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > Flexkorb 3
- > Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 3
- > Instrumentenkorb
- > Adapter männlich 11x

Set	217M A-909 597	1.590,00
-----	-----------------------	-----------------



Die Lösungen für die maschinelle Reinigung und Desinfektion der Instrumente

Die innovativen Thermodesinfektoren MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution sichern die Qualität der Instrumentenaufbereitung in der Arztpraxis.

Durch die maschinelle Reinigung und Desinfektion werden nicht nur Ihre Patienten und das Praxispersonal noch besser geschützt, sondern auch eine Arbeits- und Zeitersparnis bei der Aufbereitung der Instrumente und Medizinprodukte erzielt.

Profitieren Sie von dem perfekten Zusammenspiel der MELAG Thermodesinfektoren in Verbindung mit speziell entwickelten Einsatzgestellen und den abgestimmten MEtherm Prozessmedien.

Die Produkt-Highlights	Ihre Vorteile	MELAtherm® 10 Evolution	MELAtherm® 10
Aktive Trocknung	Eine aktive Innen- und Außentrocknung schützt Ihre hochwertigen Instrumente vor Korrosion und Beschädigung und fördert somit die Langlebigkeit Ihres Instrumentariums.	✓	✓
Intuitives Touch-Bedienkonzept	Ein Touch-Display mit integrierten Video-Tutorials garantiert den sicheren Umgang mit dem Gerät.	✓	
Prozessmedien-Aufnahme im Gerät	Die Integration der Prozessmedien und des Dosiermoduls spart wertvollen Platz im Aufbereitungsraum.	✓	✓
Flüssige Prozessmedien	Die Dosierung von flüssigen Prozessmedien sichert optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse und ist vollständig validierbar.	✓	✓
Dokumentations-Schnittstellen	Mit einer CF-Karte und den Netzwerkanschlüssen erfolgt die Protokollübertragung auch ohne eine Software rechtssicher und einfach.	✓	✓
Chargenfreigabe direkt am Gerät	Die papierlose Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe ermöglichen den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.	✓	
Praxisoptimierte Aufbereitungskammer	Das Kammerkonzept bietet eine effiziente Beladung, schnelle Prozesse und geringe Verbräuche von ca. 1 Euro pro Zyklus (dabei entspricht eine MELAtherm® 10 Beladung ca. zwei Autoklav-Beladungen).	✓	✓
Reinigbarer Zentralfilter	Die innovative Kontrollanzeige der Injektorschiene überwacht die Filterleistung zuverlässig. Wenn der Stift der Kontrollanzeige nicht auslöst, kann der Filter durch das Praxispersonal schnell und einfach gereinigt werden.	✓	✓
Aufbereitung von ZEG-Spitzen	Nur die Adaptierung von ZEG-Spitzen mit Drehmoment-schlüssel garantiert maximale Anwendersicherheit und verhindert Arbeitsunfälle.	✓	✓
Überwachung des Spüldrucks und der Spülarme	Die Überwachung dieser Parameter gewährleistet absolute Prozesssicherheit.	✓	✓
App-Kompatibilität	Mit der MELAconnect App können Sie den Gerätestatus und Programmfortschritt von jedem Ort in Ihrer Praxis überwachen.	✓	
Zufriedene Anwender in Ihrer Region	Lassen Sie sich von anderen MELAtherm® 10 Kunden inspirieren: www.melag.com/referenzen	✓	✓

Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

MELAG

MELAtherm® 10 Evolution

Die Premiumklasse der Thermodesinfektoren

Mit brandneuen Innovationen und den bewährten MELAtherm® 10 Produkt-Highlights wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation setzt MELAtherm® 10 Evolution Maßstäbe in der Instrumenten-Aufbereitung. Das neue intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display und integrierten Video-Tutorials macht die Einweisung und die Bedienung des Thermodesinfektors einfacher als je zuvor. Für einen perfekten Workflow in Ihrer Praxis können Sie mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln die Beladung der praxisoptimierten Aufbereitungskammer auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung. Er steht in zwei Ausführungen zur Verfügung, für Anschlüsse mit 400 V Drehstrom (DTA) und 230 V Wechselstrom (DTB).



Wartungszyklen von 24 Monaten

MELAtherm® 10 Evolution DTA (Unterbaugerät - Drehstrom)			
Stück	217M 830 658	9.640,00	8.444,00
MELAtherm® 10 Evolution DTB (Unterbaugerät - Wechselstrom)			
Stück	217M 830 662	9.640,00	8.444,00
Edelstahlabdeckplatte			
Stück	217M 356 373		225,00

MELAG

MELAtherm® 10

Fair im Preis - exzellent in der Ausstattung

Die Reinigung- und Desinfektion von Instrumenten mit einem Thermodesinfektor (RDG) vor der Sterilisation ist fester Bestandteil im Aufbereitungsprozess der Instrumente in Arzt- und Zahnarztpraxen. Das innovative Konzept des MELAtherm bietet der Praxis alle Vorzüge für eine schnelle, ergonomische, sichere und vor allem kostensparende Aufbereitung.

Durch die aktive Trocknung können Sie die Instrumente nach bereits ca. 60 Minuten handwarm und trocken aus dem Thermodesinfektor entnehmen. Alle wichtigen Komponenten sind platzsparend im Gerät integriert: Auch die Dosierung der Prozessmedien und die Dokumentation der Prozessparameter erfolgen vollautomatisiert. Somit wird wertvolle Zeit eingespart, die Ihr Praxisteam viel besser für andere wichtige Arbeiten in Ihrer Praxis einsetzen kann.



MELAtherm® 10 DTA (Unterbaugerät - Drehstrom)			
Stück	217M 830 658	8.490,00	7.222,00
MELAtherm® 10 DTB (Unterbaugerät - Wechselstrom)			
Stück	217M 830 662	8.490,00	7.222,00

MELAG

HNO-Sortiment (o. Abb.)

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > Flexkorb 3
- > Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 3
- > Instrumentenkorb
- > Adapter männlich 10 x

Set **1.241,00**

MELAG

Chirurgie/Orthopädie-Sortiment (o. Abb.)

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > 2 x Flexkorb 3
- > Flexkorb 6 mit Traverse und Schlauchdurchführung

Set **217M A-909 596 1.241,00**



Stück nur
6.990,00



MIELE PROFESSIONAL

Reinigungs- und Desinfektionsgerät PWD 8534

**Kompakte Bauform optimal mit geringem Platzbedarf,
aber voller Leistung eines Thermodesinfektors**

Trotz der kompakten Abmessungen verfügen die Geräte über den Technologiestand eines großen RDGs.

Die aktuellen Normen für Reinigungs-/Desinfektionsgeräte werden selbstverständlich eingehalten. Die Normen entsprechen der europäischen, britischen und deutschen Richtlinien zur Dekontamination. Hier sind die EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5, HTM 01-05 und RKI Empfehlungen zu nennen. Die Geräte sind vom Hersteller als medizinische Geräte im Einklang mit CE-Vorschriften eingestuft (Richtlinie 93/42/EWG) und natürlich validierfähig. Bei der Waschraumgröße sind die Bedürfnisse einer Praxis berücksichtigt.

Das Gerät kann somit effizient genutzt werden und der Wasser- und Energieverbrauch verringert sich, im Vergleich zu den größeren Untertischmodellen.

Eigenschaften im Überblick:

- > Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z.B. 8 Hohlkörperinstrumente und weiteres Spülgut
- > Direktwahltasten mit zielgruppenspezifischen Programmen wie z.B. Vario TD GYN speziell für Instrumente in gynäkologischen Praxen oder Vario TD HNO oder Vario TD INSTR für Praxen mit chirurgischem Instrumentarium
- > Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auf Tisch-Variante
- > "Touch on Glass" Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay
- > Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter H 14

- > Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- > Integrierter Wasserenthärter
- > Wechselstromanschluss
- > Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

Lieferumfang:

- > Heißluftgebläsetrocknung mit einstellbarer Dauer und Temperatur für beste Innen- und Außentrocknung der Instrumente mit HEPA-Filter
- > Anschluss für kaltes und Demineralisiertes Wasser
- > Touch on Glass, Bedienung über ein 4" Farbdisplay
- > Elektroanschluss AC 230V 50Hz
- > Druck Pumpen Sensor
- > Unabhängiges Prozessüberwachungssystem
- > RS232-Schnittstelle
- > Zwei Dosierpumpen mit zwei integrierten Chemiebehältern für Klarspüler und Reiniger

Stück

217M 898 354

6.990,00

Stück ab
5.295,00*

MIELE PROFESSIONAL

**Reinigungs- und Desinfektionsautomat
PG 8582**

- > Hygienischer Spülraum
- > Patentierte, drehzahlvariable BLMP-Pumpe mit integrierten Heizkörpern, besonders sparsamer Einsatz von Wasser und Energie
- > Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- > Optimierte Sprüharme und kurze Wasserwege für hervorragende Reinigungsergebnisse
- > Chargenkapazität: max. 6 DIN Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- > Einfache Bedienung, Display mit Klartextanzeige
- > Vario TD Programm thermische Desinfektion 93°C, 5 Minuten
- > 2 kundenspezifische freie Programmplätze
- > Eingebauter Wasserenthärter mit ergonomischer Nachfüll-Möglichkeit
- > Auto-Open Funktion - Tür öffnet nach Programmende automatisch - EcoDry
- > 60 cm Breite

Stück **ab 5.295,00***

optional:

Wash Check Indikatorplatten

Packung (50 Stück) **217M 299 939 100,80**



**Großer Innenraum
für bis zu 48 Spekula**

EcoDry Trocknung

Protokolldrucker APH 510 PRT110

Stück **217M 829 456 459,00**

Druckerkabel

Stück **217M 272 711 73,00**

Protokolldrucker APH 510 PRT110 + Druckerkabel

Set **217M 829 456 + 217M 272 711 549,00**

MIELE PROFESSIONAL

Korbset Chirurgie (o. Abb.)

bestehend aus:

- > A 103 Oberkorb leer für 2 DIN Siebe
- > A 202 Unterkorb für 4 DIN Siebe in 2 Ebenen
- > 6 x E 142 DIN Siebschale Edelstahl

Set **1.444,00**

MIELE PROFESSIONAL

Korbset Gynäkologie (o. Abb.)

bestehend aus:

- > A 102 Oberkorb, Frontseite offen
- > A 151 Unterkorb zur Aufnahme von diversen Einsätzen
- > 2 x E 379 Siebkorb zur Aufnahme von diversen Utensilien
- > 4 x E 416 Einsatz für 6 Stück ein- oder zweiteilige Spekula

Set **1.590,00**

**Komplett ausgestattet mit
einem eleganten All-in-One
PC finden Sie auf Seite 5.**


DOCma® - Der Code für Ihre Sicherheit

Hygienemanagementpaket für Ihren Aufbereitungsraum zum Sonderpreis.

- > DOCma® Hygienestandard-software
- > All-in-one-PC
- > Desinfizierbare Funktastatur mit interiertem Touchpad, schmutz- und spritzwassergeschützt, IP68, schnell zu reinigen, leichter Tastenanschlag
- > Etikettendrucker Label I

DOCma®

Hygienestandardsoftware **217M A-900 573 1.690,00***
zzgl. Wartung / Hotline monatl. 10 €



* Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für Installation, Validierung, Hardware, Wartungsverträge etc. Technische Änderungen vorbehalten.

DR. WEIGERT

Reinigung mildalkalisch

Maschinelle Aufbereitung von Instrumenten

Stück nur
37,50



DR. WEIGERT

neodisher® Mediclean forte

- > Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
- > Flüssigkonzentrat
- > Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- > Vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen
- > Enthält Alkalien und Tenside

5 Liter Kanister

217M 329 009

37,50

DR. WEIGERT

Maschinelle Aufbereitung von Instrumenten

Neutralisation auf Zitronensäurebasis

Stück nur
38,90



DR. WEIGERT

neodisher® Z Neutralisationsmittel

- > Saures Neutralisationsmittel für die maschinelle Instrumentenaufbereitung
- > Flüssigkonzentrat
- > Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung
- > Auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden und Phosphaten

5 Liter Kanister

217M 100 714

38,90

DR. WEIGERT

Nur für flexible Endoskopie

Maschinelle Reinigung



DR. WEIGERT

neodisher endo CLEAN

Auf Basis von Alkalitätsspendern -Enzymen und Tensiden

5 L Kanister

217M 497 003

45,00

DR. WEIGERT

Maschinelle Desinfektion



DR. WEIGERT

neodisher endo SEPT GA

- > Auf Basis von Glutaraldehyd
- > Bakterizid
- > Mykobakterizid
- > Fungizid
- > Viruzid
- > Im Verfahren mit neodisher endo CLEAN wirksam gegen Sporen (inkl. Clostridium difficile)

5 L Kanister

217M 471 843

66,60

DR. WEIGERT

Nachspülung pH neutral

Für Miele Thermo-desinfektoren empfohlen



DR. WEIGERT

neodisher® MediKlar Nachspülmittel

- > Zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten / Medizinprodukten
- > Unterstützt Trocknung durch sehr gute Benetzungseigenschaften. Verkürzt die Trocknungszeit
- > Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- > Reduziert Fleckenbildung

5 Liter Kanister

217M 329 038

37,90

DR. WEIGERT

Nachspülung pH neutral



Stück nur
13,90

DR. WEIGERT

neodisher® MielClear Nachspülmittel

- > Nachspülmittel für die maschinelle Instrumentenaufbereitung
- > Flüssigkonzentrat
- > Mit Korrosionsschutz
- > Zur schnellen, fleckenfreien Trocknung

1 Liter Flasche

217M 337 145

13,90

Die Premium-Plus-Klasse

Besonders leistungsfähige Allround-Autoklaven

Sonderpakete nur für kurze Zeit

MELAG®



Sonderpaket nur
5.559,00

MELAG

Euroklav® 23 VS+

Für den Routine-Betrieb. Autoklav „Klasse S“, geeignet für gängig massive Instrumente, einfach verpackt. Beladung 4 kg Instrumente/ Tablett oder 0,7 kg Textilien.

Außenmaße: 48,5 x 66 x 42,5 cm (B x H x T) Kesselmaße: 25 x 45 cm

Sonderpaket:

Euroklav® 23 VS+: inkl. Halterung A Plus für 5 Tablett, 3 Tablett, MELAflash CF-Card-Printer

Set **6.562,00** **5.559,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **217M 508 853** **97,00**

* Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für Installation, Validierung, Hardware, Wartungsverträge etc. Technische Änderungen vorbehalten.

MELAG®



Sonderpaket nur
8.770,00*

MELAG

Vacuklav® 23 B+

Außenmaße: 48,5 x 66 x 42,5 cm (B x H x T)

Kesselmaße: x 25 x 45 cm

Tablett: 19 x 2 x 42 cm (B x H x T), fasst 6 Tablett

- > Universalprogramm für verpackte Instrumente
- > Schnellprogramm für unverpackte/verpackte Instrumente
- > Prionenprogramm
- > Effektive Vakuum-Trocknung

Sonderpaket:

Vacuklav® 23 B+: inkl. Halterung A Plus für 5 Tablett, 3 Tablett, MELAflash CF-Card-Printer, MELAcontrol PRO (inkl. 40 Indikatorstreifen)

Set **10.008,00** **8.770,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **217M 508 853** **97,00**

MELAG®

MELAG

Vacuklav® 44 B+ Evolution

Für Festwasseranschluss.

- > Bedienung einfach und intuitiv
 - > Großes Grafikdisplay
 - > Erfüllt die Anforderungen nach EN 13060
 - > Fassung: 6 Tablett oder 3 Norm-Tray-Kassetten
 - > Kesselvolumen: 22 Liter
- Zubehör separat erforderlich.

Stück **217M 649 067** **8.390,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **217M 508 853** **97,00**



Stück ab
8.390,00*

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



200 Stück ab
12,99
PREIS-LEISTUNG

HENRY SCHEIN

Sterilisationsbeutel selbstklebend

Papier/Klarsichtfolie ohne Seitenfalten mit hervorragendem selbstklebendem Verschluss. Aufgebrachte Indikatorstreifen für chemische und Dampfsterilisation und EO-Sterilisation.

8,3x15,9cm	Packung (200 Stück)	217M 900 2984	13,90	12,99
8,9x25 cm	Packung (200 Stück)	217M 900 2983	15,90	15,10
13,4x28 cm	Packung (200 Stück)	217M 900 2985	17,90	16,99
19,0x35,6cm	Packung (200 Stück)	217M 988 2127	25,90	24,60
25,4x38,1cm	Packung (200 Stück)	217M 900 2986	27,90	26,50

Nicht selbstklebend

5 x 30 cm	Packung (500 Stück)	217M 900 3059	39,90	37,90
7,5x30 cm	Packung (500 Stück)	217M 900 3060	48,90	46,50
10x30 cm	Packung (500 Stück)	217M 900 3058	59,90	56,90



HENRY SCHEIN

Laborwasser

Nicht steril; vollentsalzt; laborgeprüfte Qualität. Entspricht VDE 0510 und DIN 57510.

4 x 5 Liter Kanister	217M 988 2042	17,25
10-Liter-Kanister	217M 900 6280	6,99



HENRY SCHEIN

Dampf- und Gassterilisationsverpackung von der Rolle

In Papier-Folien-Kombination mit bereits aufgedrucktem Indikator. Leicht zu verschweißen mit handelsüblichen Folienschweißgeräten (z. B. MELaseal). Die Schweißnähte sind leicht und bequem zu öffnen, sowie eine Peel-Packung. Die Rollen bestehen aus einer Klarsichtfolie und aus feuchtigkeitsbeständigem, weißen »Kraft«-Papier mit hohem antibakteriellen Schutz für den medizinischen Gebrauch.

Die Klarsichtfolie entspricht der deutschen Norm DIN 50049. Das Papier für medizinischen Gebrauch entspricht Norm DIN 58953. Die Schweißlinien (Multiline) sind sehr widerstandsfähig und in gleichmäßigen Abständen angeordnet.

Für Autoklaven, keimdicht, reißfest, transparent.

Rollenlänge: 100 m

Breite: 5 cm	217M 900 2987	5,90	5,59
Breite: 7,5 cm	217M 900 2988	6,90	6,55
Breite: 10 cm	217M 900 2989	8,90	8,45

Rollenlänge: 200 m

Breite: 5 cm	217M 900 2991	9,90	9,45
Breite: 7,5 cm	217M 900 2992	12,90	12,25
Breite: 10 cm	217M 900 2993	15,90	15,15
Breite: 15 cm	217M 988 0485	23,90	22,70
Breite: 20 cm	217M 988 0486	31,90	30,30
Breite: 25 cm	217M 988 0487	39,90	37,90
Breite: 30 cm	217M 988 0488	46,90	44,55



HENRY SCHEIN

Sterilisations-Marker

Nach der Sterilisation hat sich die Schrift von weinrot auf grün verändert. Der HS-Sterilisationsmarker entspricht der EN 867-1, Klasse A und ISO 11140-1, Klasse 1.

Stück	217M 900 8492	8,95
-------	----------------------	-------------



HENRY SCHEIN

Instrumenten-Wanne

Mit Siebeinsatz und Dosierungsmarkierung.

Maße: 34 x 21 x 12 cm (B x H x L)

4 Liter Wanne	217M 988 2823	39,90
---------------	----------------------	--------------

Stück nur
39,90
PREIS-LEISTUNG

MELAG

MELAseal® 200 Foliensiegelgerät

- > Zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen
- > Erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2
- > Nach nur ca. 90 Sekunden Aufheizzeit im Dauerbetrieb einsetzbar
- > Die Siegelzeit beträgt 2 Sekunden. Alle Funktionen und die Parameter der erzeugten Siegelnaht werden auf dem Display angezeigt
- > 2 USB Schnittstellen zur Dokumentation mit dem USB-Stick oder direkte PC-Anbindung zur Protokollierung des Siegelprozesses

Stück	217M 470 342	1.210,00
-------	---------------------	-----------------

Zubehör

Rollenhalter Comfort für MELAseal® 200 und 100

Stück	217M 804 150	112,00
-------	---------------------	---------------



ENTRHAL MEDICAL

EM 24 & 40 KCS Siegelgerät

EM 24 KCS

Das Topgerät ohne eingebauten Drucker für Krankenhaus und Kliniken, mit mehreren Sonderfunktionen. Inkl. Computer- und USB-Dokumentationschnittstelle. Inkl. der neuen SerVa-Box Technologie.

EM 40 KCS

Das innovative Siegelgerät für Krankenhäuser und Industrie, mit eingebautem Drucker für 3-4 zeiligen Druck von Text, Logos und Barcodes und diversen Anschlussmöglichkeiten sowie einem neuen bedienerfreundlichem Touchscreen und vorinstallierten Siegeleinrichtungen. Inkl. der neuen SerVa-Box Technologie.

Temperaturbereich:	0 - 200 °C
Siegelgeschwindigkeit:	10 m/min
Computerschnittstellen:	USB/LAN/RS232
Anzeige:	7" 800x400 Pixel
Maße:	56 x 11 x 28 cm (BxHxT)
Gewicht:	11,5 kg

EM 24 KCS Siegelgerät

Stück	217M 762 154	2.650,00
-------	---------------------	-----------------

EM 40 KCS Siegelgerät

Stück	217M 651 587	3.500,00
-------	---------------------	-----------------



SerVa-Box

Die neu entwickelte SerVa-Box ermöglicht ein leichteres und kostensparendes Wartungs- & Validierungsverfahren.



Universal-Operationstisch

Memoryfunktion für 8 frei einstellbare Positionen

SCHMITZ

DIAMOND 60BLK OP-Tisch

Universal-Operationstisch mit elektrohydraulischer Verstellung über optionale Handbedienung für die 5 Tischfunktionen:

- > Hoch/Tief
- > Lateral
- > Trendelenburg/Gegentrendelenburg
- > Rückenteil
- > Beinplatten

Zusätzliche Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über herausnehmbare Notbedienung (elektrohydraulisch) sowie Notbedienhändler und Fußpumpe (hydraulisch). Elektrohydraulische Längsverschiebbarkeit der Tischplatte um insgesamt 300 mm für ein optimales Röntgen des Patienten mit dem C-Bogen.

Mit Memoryfunktion für 8 frei einstellbare Positionen und individuell einstellbarer Nullstellungsfunktion. Wahlweise mit oder ohne Gynäkologie-Aussparung. Wiederaufladbare Batterien. Integriertes Ladegerät mit Netzkabel. Fahrbar auf 4 Doppelrollen, zentral feststellbar, davon 2 Rollen elektrisch leitend. Eine der 4 Doppelrollen ist richtungsfeststellbar.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind die Kopf- und Beinplatte, Rückenverlängerung sowie die Handbedienung.



Leichte Beinplatte



Kopfplatte

Stück	217M 403 404	30.791,00
-------	---------------------	------------------

Optional:

5. Richtungsrolle
Zusätzliche gefederte 5. Richtungsrolle, zuschaltbar über beidseitiges Fußpedal, nicht nachrüstbar.

Stück		542,00
-------	--	---------------

Handbedienung, Kabel Kunststoffgehäuse, abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten, kabelgebunden. Beleuchtetes TFT-Display mit Anzeige für alle Statusinformationen des Tisches. Hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld für alle Verstellfunktionen.

Stück	217M 437 734	688,00
-------	---------------------	---------------

Beinhalter nach Göbel

Stück	217M 385 251	456,00
-------	---------------------	---------------

Leichte Beinplatte (siehe Bild)

Stück		1.206,00
-------	--	-----------------

Armauflage, 450 mm lang

Stück	217M 512 951	862,00
-------	---------------------	---------------



DER BESTE WEG ZUR WOHLFÜHLPRAXIS

Mehr Beratung, mehr Service, mehr Komfort

Ein ganzheitliches Planungskonzept bietet dem Patienten und dem gesamten Praxis-Team Orientierung, Sicherheit und sorgt des weiteren für einen entspannten Aufenthalt. Ihre Praxis wird einzigartig und unverwechselbar mit uns als Ihren Full-Service-Spezialisten. Nutzen Sie unseren Henry Schein ServiceDirekt.

- > **Analyse der Praxis- / Raumgegebenheiten**
- > **Berücksichtigung von Investitionsvolumen, Gestaltungs- und Farbwünschen etc.**
- > **Individuelle 3D-Planung**
- > **Organisation und Aufsicht des Auf- und Umbaus**

WIR SIND FÜR SIE DA!
Telefon: 0800 / 580 8510

Bilder: Raum 11 Einrichtungen GmbH



Erhältlich in versch. Breiten
65 cm 80 cm

Große Farbauswahl

Langlebig und strapazierfähig

Auch als EKG-Liege in Sonderbreite 80 cm

● Gestell verchromt oder andere RAL-Farbe gegen Aufpreis möglich. Sprechen Sie uns gern an, Telefon: 0800-888 181 9.

SCHMITZ

varimed® Untersuchungsliege

2-teilig, Gestell Vierkantrrohr, Gestell wahlweise in RAL 9002 (grauweiß), RAL 9006 (weißaluminium) und RAL 9007 (grau-aluminium)

50 mm Polster, 65 cm breit

Bezug Classic	217M A-909 066	269,00
Bezug Comfort	217M A-908 001	299,00

70 mm Polster, 65 cm breit

Bezug Classic	217M A-909 067	435,00
Bezug Comfort	217M A-909 477	466,00

70 mm Polster, 80 cm breit

Bezug Classic	217M A-908 002	478,00
Bezug Comfort	217M A-908 003	510,00

Rollenhalter

für 65 cm-Liege	217M 112 824	26,00
für 80 cm-Liege	217M 208 740	27,00

Stück ab
295,00



SCHMITZ

Blutentnahmestuhl

Gestell in RAL 9002 (grauweiß), RAL 9007 (grau-aluminium) oder RAL 9006 (weißaluminium). Kunstlederbezug gemäß Farbskala.

Polster Classic

Stück	217M A-909 064	295,00
-------	----------------	--------

Polster Comfort

Stück	217M A-909 065	328,00
-------	----------------	--------

Stück ab
180,00



SCHMITZ

varimed® Drehhocker

5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder.

Polster Classic

Stück	217M 523 465	270,00	180,00
-------	--------------	-------------------	--------

Polster Comfort

Stück	217M 523 466	282,00	188,00
-------	--------------	-------------------	--------

Sie haben die Farbwahl

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	gold-orange 106 ^{NEU}	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108 ^{NEU}	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107 ^{NEU}
agavengrün 109 ^{NEU}	milchkaffee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
---------	---------------	----------	------------

Diese Farben haben ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	alabastergrau RAL 0007500	lichtgrau RAL 7035	anthrazitgrau RAL 7016	tiefschwarz RAL 9005	weißaluminium RAL 9006	grau-aluminium RAL 9007
rapsgelb RAL 1009050*	signalgelb RAL 1003	pastellorange RAL 2003	hellelfenbein RAL 1015	saharabeige RAL 0607030*	altrosa RAL 3014	erikaviolett RAL 4003	blutorange RAL 2002
lichtgrün RAL 6027	limonengrün RAL 1008060*	laubgrün RAL 1206050*	weißblau RAL 2408015*	hellblau RAL 2606030*	saphirblau RAL 5003	Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar	

* RAL Zwischentöne



DR. MACH

Mach LED 150 F Untersuchungsleuchte

- > Übertreffende Farbwiedergabe
- > Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
- > Bedienpanel am Leuchtengehäuse
- > Einfaches Handling, Fokussierung

Stativmodell nur
2.550,00

1 Stativmodell

auf SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	217M 521 527	2.925,00	2.550,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

2 Wandmodell*

Stück	217M 750 931	2.682,00	2.325,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

3 Deckenmodell*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	217M 750 932	2.976,00	2.579,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	217M 620 5322		89,00
-------	---------------	--	--------------



12 LEDs

Stativmodell nur
1.290,00

DR. MACH

Mach LED 120 F Untersuchungsleuchte

Technische Daten:

- > Lieferung: inklusive Netzteil
- > Beleuchtungsstärke: 45.000 Lux / 1 m
- > 12 LED's
- > Farbwiedergabe: Ra=95, bei 4.300 Kelvin Farbtemperatur
- > Fokussierbare Leuchtfeldgröße: 14-25 cm

Stativmodell mit SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	217M A-909 064	1.503,00	1.290,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Wandmodell mit SWING-Wandarm (o. Abb.)*

Stück	217M A-909 064	1.398,00	1.220,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Deckenmodell mit SWING-Deckenarm (o. Abb.)*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	217M A-909 064	1.693,00	1.465,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	217M 620 5322		89,00
-------	---------------	--	--------------

* Die Montage ist gegen einen Aufpreis möglich.



Stativmodell nur
1.700,00

DR. MACH

Mach LED 130 F Untersuchungsleuchte

- > Übertreffende Farbwiedergabe
- > Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
- > Bedienpanel am Leuchtengehäuse
- > Einfaches Handling
- > Fokussierung
- > Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m

Stativmodell SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	217M 424 006	1.962,00	1.700,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Wandmodell (o. Abb.) mit SWING-Wandarm*

Stück	217M 418 564	1.857,00	1.610,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenmodell mit SWING-Deckenarm (o. Abb.)*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	217M 384 562	2.152,00	1.865,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	217M 620 5322		89,00
-------	---------------	--	--------------

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



GUSTAV KUNZE

Instrumententzuchtisch

- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Ablageplatte 600 x 400 mm
- > Manuell höhenverstellbar von 770 x 1170 mm
- > 4 Lenkrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig
- > 2 davon mit Feststeller
- > Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last 30 kg

Stück **217M 428 018** **330,00**

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



GUSTAV KUNZE

Gerätetisch

- > 625 x 425 x 800 mm (B x L x H)
- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Fugenlos geschweißtes Tischgestell
- > Keine Plastikstopfen
- > 2 herausnehmbare Böden
- > 4 Lenkrollen Ø 75 mm, elektrisch leitfähig

Stück **217M 590 700** **472,00**

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



Stück nur
195,00



GUSTAV KUNZE

Auftritt, 1-stufig

- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Abnehmbare Trittplatte rutschhemmend geriffelt
- > Elektrisch leitfähig
- > Maße: 600 x 350 x 240 mm

Stück **217M 407 628** **195,00**

HAEBERLE



HAEBERLE

Swingo® 60 Injektionswagen

Eine Schublade mit variabler Einteilung, Injektionsspender Compact, Kanülensammler Medi-Müll 1,5 Liter mit 20 Einwegboxen, Abwurfchale verchromt, Rollen Ø 100 mm.

Stück **217M 379 031** **1.151,00**

HAEBERLE



HAEBERLE

Variocar® 60 Injektionswagen

Eine Schublade mit variablem Schubladeneinsatz, Injektionsmittelspender PicBox Plus, Kanülensammler 1,5 Liter mit 20 Einwegboxen, Abwurfchale (Edelstahl), Armauflage (schwarz), Gestell verchromt.

Stück **217M 600 159** **1.151,00**



NEU



GREINER

H.U.G.O. Hygienesäule Sensor mit Qiu Automatikspender

Greiner erweitert mit dem Qiu Automatikspender die Lösung der ästhetischen H.U.G.O. Desinfektionsmittelsäule.

Die Auslieferung erfolgt komplett montiert und mit Batterien. Sie kann mit einer 500 ml Desinfektionsflasche ausgestattet werden.

Stück **217M 105 2461** **395,00**



Stück nur **299,00**

GREINER

H.U.G.O. Desinfektionsmittelsäule

Design-Desinfektionsspender H.U.G.O. wird als Hygienesäule zum Blickfang am Eingang von Praxen, Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Reha- und Versorgungszentren, Tageskliniken.

- > Oberfläche - Eiche-Edelfurnier auf Bucheckern Klarlack mit Brandschutzeigenschaft B1
- > Eurospender für 500 ml: Händedesinfektionsmittel und -gel, Flüssigseifen, dünnflüssige Lotionen Einstellbar auf 0,8 ml, 1,2 ml oder 1,8 ml pro Hub.
- > Eurospender kann mit handelsüblichen 500-ml-Spenderflaschen Norm Euro1 ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang vorhanden)
- > Aluminium-Eurospender und die Pumpe ist autoklavierbar
- > Pumpe als Einzelteil austauschbar
- > Dank unsichtbarer Oberflächenlackierung widerstandsfähig gegen mechanische oder chemische Einflüsse
- > Maße: 135 x 35 x 25 cm (H x B x T) • Gewicht: 11,9 kg
- > Auslieferung komplett montiert

Stück **217M 899 758** **299,00**

500 ml nur **4,99**

Begrenzt viruzid PLUS

SunSept® Handdesinfektion liquid

- > gute Hautverträglichkeit
- > kurze Einwirkzeiten mit breitem Wirkungsspektrum auf Polyalkoholbasis: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS
- > ohne Farbstoffe und sehr angenehmes Hautpflegesystem
- > mit hochgereinigten Inhaltsstoffen
- > nicht VAH zertifiziert



Flasche 500 ml **217M 890 925** ~~6,69~~ **4,99**

Alkoholfrei

Biocleanse Ultra Wipes

Oberflächenreinigungs- und Desinfektionstücher

Die Biocleanse Ultra Wipes sind All-in-One-Oberflächenreinigungs- und Desinfektionstücher, die eine leistungsstarke Reinigung und Desinfektion ermöglichen. Diese rückstandsarmen, Tücher eignen sich ideal für die bequeme und effektive Reinigung und Desinfektion einer Vielzahl von Patientenkontaktflächen, einschließlich PMMA und Aluminium.

Die Biocleanse Ultra Wipes entspricht der EN-Norm 14476 für viruzide Wirkung gegen umhüllte Viren. (200 Tücher)



Spenderdose **217M 901 492** **9,90**
Nachfüllpackung **217M 901 493** **7,90**

Medikamentenkühlschränke nach DIN 58345



PHILIPP KIRSCH

MED 125 Essential Medikamenten-Kühlschrank nach DIN 58345

Auch zur Lagerung von Impfstoffen geeignet.

Dieses Modell wird vorwiegend in Schrankwände integriert. Optional kann die Temperaturanzeige auch in eine externe Möbelfront eingebaut werden.

- > 3 Schubfächer und 1 Rost
- > Umluftkühlung
- > Ein- und unterbaufähig
- > Automatische Abtauung
- > Tauwasserverdunstung
- > Digitale Temperaturanzeige im Innenraum
- > Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall
- > Potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen
- > Abschließbare Tür

Technische Daten:

Kühlinhalt: 120 l
 Temperatureinstellung: ca. +2 bis +15 °C
 Außenmaße einschl. Wandabstand: 54 x 53,5 x 81 cm (B x T x H)
 Außenmaße bei 90° geöffneter Tür: 54 x 105,5 cm (B x T)
 Lichtes Schubfachmaß: 40,8 x 32 x 5,6 cm (B x T x H)
 Netto-Gewicht: 42 kg

Stück **217M 244 730** **1.749,00**



PHILIPP KIRSCH

MED 126 Pro-Active Medikamenten-Kühlschrank nach DIN 58345

Auch zur Lagerung von Impfstoffen geeignet.

Dieses Modell ist ein- und unterbaufähig.

PRO-ACTIVE-Steuerung: Permanente, proaktive Überwachung der Leistungsdaten und Alarmierung bei Abweichungen; weltweit genaueste Temperatursteuerung dank zweier serienmäßiger PT-1000 Fühler

- > 3 Schubfächer und 1 Rost
- > Umluftkühlung
- > Ein- und unterbaufähig
- > Automatische Abtauung
- > Tauwasserverdunstung
- > Digitale Temperaturanzeige
- > Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall
- > Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datamet
- > Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen
- > Potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen
- > Abschließbare Tür

Technische Daten:

Kühlinhalt: 120 l
 Temperatureinstellung: ca. +2 bis +15 °C
 Außenmaße einschl. Wandabstand: 54 x 53,5 x 89 cm (B x T x H)
 Außenmaße bei 90° geöffneter Tür: 54 x 105,5 cm (B x T)
 Lichtes Schubfachmaß: 40,8 x 32 x 5,6 cm (B x T x H)
 Netto-Gewicht: 47 kg

Stück **217M 895 357** **2.222,00**



Set ab
557,00

10% gespart

Adapterschale Optional auf Anfrage



HEINE
NC2 Dermatoskop

Aufflichtdermatoskop mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Allround-Dermatoskop, universal anwendbar, effizient und präzise in allen Situationen: Mit der Kontaktscheibe erhält man in 10-facher Vergrößerung auch ohne Immersionsflüssigkeit ein klares, reflex-freies und detailreiches Bild.

Ohne die magnetisch gehaltene Kontaktscheibe wird das NC2 zur kontaktlosen Untersuchung mit 6-facher Vergrößerung für eine großflächige und effiziente Untersuchung der Haut eingesetzt. Das iPhone* Zubehör für das Apple iPhone ab Version 5s und die NC2 App machen eine umfassende Fotodokumentation möglich, auch im kontaktlosen Modus.

- > Polarisierte Beleuchtung zur sofortigen Untersuchung ohne Verwendung von Kontaktflüssigkeiten
- > LED in HQ - doppelt so hell wie das Vorgängermodell NC 1. Der neue Standard in der LED - Beleuchtung liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreu Farbwiedergabe für eine präzise Diagnose. Farbtemperatur typ. 5.000 K
- > Heine Präzisionsoptik mit 27 mm Durchmesser und ein besonders großes Übersichts-feld - liefert gestochen scharfe und hochauflöste Bilder.
- > Einstellbares Okular von 0 bis +3,0 dpt zum Korrigieren und Nachfokussieren.
- > NC 2 App: Schnelle und einfache Überwachung und Dokumentation von Hautläsionen, Muttermalen oder anderen Hautirritationen (auch kontaktlos). Bis zu 30- fache digitale Vergrößerung/bis zu 12 MP Auflösung**

- > Integrierte Patientenverwaltung, E - Mail Funktion, Zuordnung von Bildinformationen und Patientendetails auf einer Bodymap.
- > Micro - USB Anschluss zum Laden der integrierten Li - ion Ladebatterie
- > (Ein Austausch der Ladebatterie ist über autorisierte Fachhändler möglich)

NC 2 Dermatoskop (inkl. USB Griff), Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit E4 - USB med. zugelassenem Steckernetzteil, Tasche (Adapterschale iPhone bitte separat bestellen, siehe Zubehör)

Stück D-841.78.120 **217M 805 332** ~~689,00~~ **620,10**

NC 2 Dermatoskop (inkl. USB Griff), ohne Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit E4 - USB med. zugelassenem Steckernetzteil, Tasche (Adapterschale iPhone bitte separat bestellen, siehe Zubehör)

Stück D-008.71.105 **217M 805 335** ~~619,00~~ **557,00**

* Das Apple iPhone 7, 6/6s, 5/5s, SE oder iPod touch 6. Generation ist nicht im Lieferumfang enthalten. iPhone und iPod sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. in den vereinigten Staaten und anderen Ländern.

** Mit iPhone 6s, SE und 7



HEINE
IC1 Dermatoskop

Scharf, schärfer, am schärfsten: Einerseits aufgrund der präzisen, asphärischen optischen Systems. Andererseits aufgrund der 12 Megapixel Bildqualität bei der Verwendung eines iPhone** ab Version 6s. Einfach iC1 App downloaden, iPhone aufsetzen und digitale Dermatoskopie wie noch nie erleben.

Groß, größer, am größten: Das hochwertige asphärische Optiks-system mit bis zu 40-facher nutzbarer Vergrößerung bietet alles, was man in der Praxis braucht. HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung, von der Lichtstärke sowie vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist.

Auf Knopfdruck - die Toggle Funktion: Bei 2 Umschaltknöpfen ist der Wechsel von Polarisations- zu Immersionsaufnahmen, und zurück - egal bei welcher Arbeitsposition - immer in Reichweite.

Viele sehen ein Smartphone. Wir sehen eine hervorragende Kamera und ein erstklassiges Display: Aus qualitativen, anwen-derorientierten und Kostengesichtspunkten fiel die Entscheidung auf das iPhone aufgrund der besten Kamera, dem Display mit der höchsten Auflösung und der fortschrittlichsten Touchscreen Technologie.



HEINE iC 1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC 1/7 für Apple® iPhone 7®, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil. Phone im Lieferumfang nicht enthalten.

Stück **217M 645 401** **705,99**

Das IC1 für ein anderes Iphone-Modell gewünscht? Kontaktieren Sie uns gerne unter 0800 / 888 777 6.



Heine DELTA 30 Dermatoskop

Das Beste an Abbildungsqualität,
das Heine je gebaut hat.

Extrem scharfe Abbildung
mit neuem achromatischen
HEINE Optiksistem

Schneller Wechsel von Kontakt zu
kontaktloser Untersuchung

Ergonomische Handhabung durch
abgewinkeltes Produktdesign



DELTA 30
Dermatoskop nur
1.199,00

Größtes Sichtfeld mit echten
Ø 30 mm (Linse Ø 32 mm)

LED^{HO}
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende Farbtreue aufgrund LED^{HO}

HEINE

DELTA 30 Dermatoskop

- > Kristallklare Abbildung, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- > Blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation
- > Helligkeit nach Wunsch: 3 Lichtstärken
- > Komfortable Reinigung mit Sprühdesinfektion möglich
- > 10fache Vergrößerung
- > Keine Kreuzkontamination: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- > Dioptrienausgleich
- > Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln = Toggle Funktion. (Mehr unter heine.com/de/Toggle)
- > Akku mit Li-ion Technologie: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- > Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen
- > Charger 30 Tisch-Ladegerät

DELTA 30 mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück	217M 898 039	1.199,00
-------	---------------------	-----------------

Charger 30 Tisch-Ladegerät für DELTA 30

Stück	217M 898 040	179,00
-------	---------------------	---------------

Kontaktscheibe mit Skala für DELTA 30

Stück	217M 898 043	129,00
-------	---------------------	---------------

Kleine Kontaktscheibe für DELTA 30

Für die Untersuchung schwer zugänglicher pigmentierter Läsionen.

Stück	217M 898 044	129,00
-------	---------------------	---------------

Adapterschale optional auf Anfrage





Heine DELTAone Dermatoskop

Perfekter Begleiter aufgrund seiner geringen Abmessungen bei gleichzeitig hoher diagnostischer Präzision.



Extrem scharfe Abbildung mit neuem achromatischen HEINE Optiksystem

Schneller Wechsel von Kontakt zu kontaktloser Untersuchung

Passt in jede Kitteltasche

Blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation

DELTAone Dermatoskop ab 849,00



LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende Farbtreue aufgrund LEDHQ

HEINE

DELTAone Dermatoskop

Außen klein, innen ganz groß - dieses mobile Wunderwerk erobert MedizinerInnen im Flug. Die extrem scharfe Abbildung gelingt mit dem neuen achromatischen HEINE Optiksystem. Dazu kommt eine überragende Farbtreue, die sich natürlich auf der Qualität unserer LEDHQ begründet. Die Untersuchung besonders angenehm macht die Polarisation, die den Arzt blend- und reflexfrei arbeiten lässt. Diese 3 Merkmale - Schärfe, LEDHQ und reflexionsfreies Arbeiten - machen das DELTAone zu einem Arbeitsinstrument, das man gerne und überall in der Kitteltasche dabei hat.

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück **217M 898 041** **849,00**

DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück **217M 898 042** **889,00**

Kontaktscheibe mit Skala für DELTAone

Stück **217M 898 045** **129,00**

Kleine Kontaktscheibe für DELTAone

Für die Untersuchung schwer zugänglicher pigmentierter Läsionen.

Stück **217M 898 046** **129,00**

Adapterschale optional auf Anfrage



GoCover Einmal-Kontaktscheibe für HEINE DELTAone Dermatoskop

- > Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- > Geeignet z.B. zur Verwendung auf infektiösen Hautarealen und im Intimbereich
- > Reflexionsarm, hohe Farbtreue durch optischen Spezialkunststoff
- > HEINE Qualität - exklusiv für das DELTAone entwickelt
- > Das GoCover wird ganz einfach anstatt der regulären Kontaktscheibe aufgesetzt

Packung (20 Stück) **217M 898 038** **18,90**

SECA

seca 799 Elektronische Säulenwaage mit BMI-Funktion

Die seca 799 kann genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Die Stromversorgung durch Batterien macht sie unabhängig vom Stromnetz. Die Waage ist mit Transportrollen ausgestattet, wodurch die Waage bequem zu bewegen ist.

- > Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- > Einfach zu transportieren
- > Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch
- > Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

Technische Daten:

- > Tragkraft: 200 kg
- > Eichklasse: III
- > Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- > Maße: 294 x 831 x 417 mm (B x H x T)
- > Eigengewicht: 6,3 kg
- > Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional Funktion TARA, HOLD, BMI, Abschaltautomatik

Stück **217M 408 071** ~~435,00~~ **399,00**
zzgl. Eichkosten 53,00

Zubehör:

Netzteil **217M 430 432** **39,00**



Stück nur **399,00**

BMI-Funktion

Geringer Energieverbrauch

SECA

Arztwaage 878dr

Anwenderfreundlich, da speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt. Überzeugende Langlebigkeit. Robuste Qualitätsfertigung mit innovativem Design. Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen. Stressfrei gelingt auch das Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion.

Funktionen und Eigenschaften:

- > Mutter/Kind-Funktion
- > HOLD
- > Abschaltautomatik
- > Mobiles Messen

Technische Daten:

- > Tragkraft: 200 kg
- > Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- > Maße (B x H x T): 321 x 61 x 361 mm
- > Maße Plattform (B x H x T): 288 x 60 x 280 mm
- > Nettogewicht: 4,1 kg
- > Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- > Eichklasse III

Stück **217M 806 154** **326,00**
zzgl. Eichkosten 53,00



Stück nur **326,00**

Eichklasse III

SECA

seca 384 Elektronische Kinder- und Säuglingswaage

Zwei Waagen in einer: Die Seca 384 ist zunächst eine Säuglingswaage mit komfortabler Wiegemulde und feiner 10 g-Teilung. Doch ein einziger Handgriff genügt und sie fungiert als Flachwaage für Kinder mit einer Tragkraft von 20 kg. Die Wiegemulde und das als Flachwaage dienende Untergestell sind durch eine feste Arretierung verbunden. So ist absolut sicheres Wiegen des Säuglings gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Waage ist die Breast-Milk-Intake-Funktion (BMIF), die eine genaue Kontrolle der getrunkenen Milchmenge per Knopfdruck ermöglicht. Die robuste und zugleich leichte Waage lässt sich bequem transportieren, selbsterklärende Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung.

Technische Daten:

- Tragkraft: 10 kg / 20 kg
- Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
- Stromversorgung: Batterie, Funktionen: automat. Wägebereichumschaltung / HOLD / BMIF / Abschaltautomatik / TARA / Eichklasse III

Stück **217M 397 871** **315,00**
zzgl. Eichkosten 29,00



SECA

seca 336 Säuglingswaage

Diese Säuglingswaage ist leicht zu transportieren dank des geringen Eigengewichts und dem praktischen Tragegriff. Geringer Energieverbrauch mit ca. 12.000 Wägungen pro Batteriesatz. Nachrüstbar mit seca 232 Säuglingsmessstab, für Messen und Wiegen in einem Arbeitsgang.

- > Leichte Reinigung durch gepflegten ABS-Kunststoff
- > Transporttasche optional
- > Eichklasse III

Technische Daten:

- Tragkraft: 15 kg, Teilung: 10 g, Funktionen: TARA, HOLD
- Maße (B x H x T): 638 x 115 x 300 mm, Eigengewicht: 3,5 kg

Stück **217M 350 953** ~~495,00~~ **469,00**
zzgl. Eichkosten 29,00



Eichklasse III

Neues, optimiertes Modell

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



SÖHNGEN®
Eine Hilfe • Hochleistung



Set ab
1,90
PREIS-LEISTUNG



HENRY SCHEIN
Inhalationsmaske

Inhalationsmaske latexfrei, unsteril einzeln verpackt, zur Einmalnutzung. Set enthält: Maske, Medizinkammer und 2,13 m Schlauch.

1 Inhalationsmaske für Erwachsene			
Set	217M 112 5618	2,55	
ab 50 Sets		1,90	
2 Inhalationsmaske für Erwachsene mit T-Mundstück			
Set	217M 112 5617	2,95	
ab 50 Sets		2,55	
3 Inhalationsmaske für Kinder			
Set	217M 112 5619	2,95	
ab 50 Sets		2,55	

Packung ab
56,90
PREIS-LEISTUNG



HENRY SCHEIN
Sauerstoffbrille für Kinder

Latexfrei. Befestigung an den Ohren. 2 Meter bruchfester Schlauch, medizinisches PVC.

Trichteransatz	50 Stück	217M 900 7034	59,90
ab 3 Packungen pro Sorte je			56,90

Mit Doppel-Katheter



Sauerstoffbrillen

Trichteransatz. Kunststoff und Verbindungsschlauch Länge: 2,10 m.

Doppel-Katheter			
Stück	Stück	217M 355 255	1,59



Bietet Schutz für Helfer und Patient



SÖHNGEN®
Beatmungstuch

Einmal-Notfall-Beatmungshilfe für Laienhelfer nach DIN 13154. Das SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY ist eine Einmal-Notfall-Beatmungshilfe für den Laienhelfer, die das Kontaminationsrisiko reduziert und hilft, die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden.

Stück	217M 364 031	1,79
-------	--------------	------

plum

Stück ab
27,50



PLUM
Augendusche 0,9% sterile Kochsalzlösung

Zum Entfernen von Fremdkörpern bei mechanischen Verletzungen, verursacht durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz, Staub und Chemikalien. Plum Augenspüllösungen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Ideal für den Einsatz in Laboren, Behandlungszimmern, Praxisräumen etc.

Plum Augenspülstation

Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Spülzeit: ca. 5 Minuten

- > Wirksame und flexible Spüllösungen
- > Mit ergonomisch geformter Augenschale
- > Ungeöffnet drei Jahre haltbar
- > Gemäß DIN EN 15154-4
- > Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- > Einfache und schnelle Anwendung, hohe Funktionsicherheit
- > Wandhalterung: 80 x 35 x 57 mm (B x H x T)

Plum Augenspülstation

Stück	217M 712 9756	27,50
-------	---------------	-------

Plum Augenspüllflasche 500 ml für den Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der Station

Stück	217M 712 9755	15,70
-------	---------------	-------



Perfekte Überwachungs-
lösung auch während des
Transports

EDAN

iM50 Überwachungsmonitor

Unterstützt die Patientenversorgung in der Praxis und auch während des Transports. Mit seiner kompakten Gestaltung kann es ohne Problem mobil eingesetzt werden.

- > SpO² - Messung
- > EKG mit Arrhythmie- und ST - Strecken Analyse
- > Blutdruckmessung mit Intervall
- > Pulsfrequenzmessung
- > 8,4" Farb - Screen
- > Laufzeit mit Li - Ion - Batterie ca. 6 Stunden
- > VGA - Ausgang für externen Bildschirm

EDAN iM50 inkl. SpO² - Fingersensor, Blutdruckmanschette und 3m Verlängerungskabel, EKG - Patientenkabel, Netzkabel und Akku.

Stück **217M 539 240** ~~1.950,00~~ **1.450,00**

ZOLL

Stück nur
1.250,00

540€ gespart



ZOLL

AED Plus Defibrillator

- > Geringe Folgekosten: 5 + 2 Jahre Garantie sowie 5 Jahre Haltbarkeit der Elektroden und Batterien (im Standby)
- > Handelsübliche Lithium-Ionen-Batterien (Typ 123)
- > Durchgängige, audio-visuelle Unterstützung durch alle Schritte der Rettungsmaßnahme
- > Integriertes Echtzeit-Feedback bzgl. Drucktiefe und Frequenz der Kompressionen
- > Automatische Selbstkontrolle des Gerätes
- > EKG Darstellung am Display
- > Hohe Wasser-, Stoß- und Staubschutzklassifizierung
- > Funktionaler Gerätedeckel kann Atemwege freihalten

Stück **217M 532 495** ~~1.790,00~~ **1.250,00**

SAVE THE DATE

Herzstillstand in der Arztpraxis
Der Super-Gau unter Pandemie Bedingungen

Workshop im Rahmen des
Fort- und Weiterbildungssymposiums

Mittwoch, der 22. September 2021
in Dortmund

Weitere Termine finden Sie auch in unserem Webshop: www.henryschein-med.de



2-Schlauchsystem



Stück nur **27,50**

BOSO

bosso clinicus II

Überdrucksicheres Manometer - komplett mit Etui!

Dieses Manometer ist überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Messwerk ausgerüstet. Das Gehäuse und der Glashaltering sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Die beiden seitlich angebrachten Anschlüsse zur Doppelschlauchmanschette sind fest mit dem Gerät verbunden. Skalen-Ø 60 mm. Lieferumfang: mit farbiger Klettmanschette und Tasche.

blau	Stück	217M 239 270	32,90 27,50
rot	Stück	217M 239 271	32,90 27,50
grün	Stück	217M 239 272	32,90 27,50
schwarz	Stück	217M 239 273	32,90 27,50



Stück nur **49,90**

Fingerpuls oximeter

- > digitale SpO2 - Finger oximeter mit Puls und Pulsverlaufskurve
- > inkl. 2x AAA batterien

Stück	217M 892 223	89,00 49,90
-------	--------------	-------------------------------



Stück nur **599,00**

Mit notfallmedizinischer Grundausrüstung

Weitere Modelle verfügbar - Sprechen Sie uns an

SÖHNGEN

Notfallkoffer Arzt + Praxis

ABS-Kunststoff orange, Inneneinteilung verstellbar, Halterung für O2-Flasche, transparente Abdeckplatten. Maße: 400 x 300 x 150 mm (B x H x T). Aus den Funktionsbereichen Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Injektion, Infusion, Diagnostik und Wundversorgung ist alles Notwendige für einen akuten Notfall enthalten.

Ausstattung:

- > Ein Griff für den akuten Notfall
- > Immer am selben Platz durch praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- > 5 Jahre Garantie auf Farbgleichheit und bewegliche Verschleißteile. (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten)

Stück	217M 330 801	599,00
-------	--------------	---------------

Notfallset LTS-D mit farbkodierter Spritze

Der LTS-D entspricht den internationalen Richtlinien und anerkannten Algorithmen: Einer der bedeutendsten internationalen Anästhesieberichte, der NAP4*, empfiehlt supraglottische Atemwegshilfen der 2. Generation, welche das Risiko einer Aspiration durch einen vorhandenen Drainagekanal vorbeugen.

Alle Größen des LTS-D verfügen über ein solches Lumen. Zusätzlich zeichnet sich der neue LTS-D besonders durch seine einzigartigen großvolumigen Niederdruckcuffs aus - extrem dünnwandige Cuffs schonen die Rachenschleimhaut und dichten den Hypopharynx bereits bei minimalem Cuffdruck zuverlässig ab. Weicheres Material und abgerundete Kanten optimieren die Patientenfreundlichkeit.

Nach wie vor ist der Larynx-Tubus auch mit weniger Intubationserfahrung anwendbar. Das System mit Farbkodierung hat sich besonders im Notfall bewährt, da die Spritze das empfohlene maximale Füllvolumen anzeigt. Mit dem Larynx-Tubus wird eine korrekte Ventilation vor allem auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht.

1 Für Kinder	Stück	217M 669 538	66,10
2 Für Erwachsene	Stück	217M 378 703	50,70



Größe	Patient	Gewicht/Größe	Farbe	Drainagekanal	Fiberendoskop
1 Für Kinder, (REF-Nr. 32-06-309-1) bestehend aus:					
0	Neugeborene	< 5 kg	transp.	10 CH	< 3.0 mm
1	Babys	5 - 12 kg	weiß	10 CH	< 3.0 mm
2	Kinder	12 - 25 kg	grün	16 CH	< 4.0 mm
2.5	Kinder	125 - 150 cm	orange	16 CH	< 4.0 mm
2 Für Erwachsene, (REF-Nr. 32-06-209-1) bestehend aus:					
3	Erwachsene	< 155 cm	gelb	18 CH	< 6.0 mm
4	Erwachsene	155 - 180 cm	rot	18 CH	< 6.0 mm
5	Erwachsene	> 180 cm	violett	18 CH	< 6.0 mm

TeWa

100 Stück nur
4,19



TEWA

TeWa-Akupunkturnadeln

TeWa-Akupunkturnadeln B-Type mit Kunststoffgriff; ohne Führungsröhrchen, silikon-beschichtet.

0,20 x 15 mm	100 Stück	217M 329 566	4,19
0,25 x 40 mm	100 Stück	217M 329 567	4,19
0,30 x 30 mm	100 Stück	217M 329 568	4,19

BSN^{medical}

Abrechenbar!



BSN MEDICAL

Gelostretch®

Längs- und querdehnbare Zink-Gel-Binde. Schnell und einfach anzulegen, auch an schwierigen anatomischen Übergängen. Als Stütz- und Kompressionsverband einsetzbar.

8 cm x 7 m	10 Stück	PZN 04850422	217M 221 439	108,30
10 cm x 5 m	10 Stück	PZN 04525811	217M 421 7	92,50
10 cm x 7 m	10 Stück	PZN 04525828	217M 711 4956	111,10
10 cm x 10 m	10 Stück	PZN 04525834	217M 221 289	142,90



Hyaluronsäure in Fertigspritzen



KÖHLER PHARMA

Unike®-Injekt / Unike®-Injekt FORTE

Hyaluronsäure in Fertigspritzen

Vorteile:

- > Sehr gute Verträglichkeit
- > Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- > Nicht aus Tierprodukten

Darreichungsform und Packungsgröße Unike®-Injekt

1 vorgefüllte Einweg-Fertigspritze			
16,0 mg Hyaluronsäure Natriumsalz 0,8 % in 2 ml gepufferter physiologischer Kochsalzlösung			
Unike® Injekt 1 x 2 ml	PZN 07021784	217M 419 427	24,70
Unike® Injekt 5 x 2 ml	PZN 07021962	217M 419 430	123,50

Darreichungsform und Packungsgröße Unike®-Injekt Forte

1 vorgefüllte Einweg-Fertigspritze			
32,0 mg Hyaluronsäure Natriumsalz 1,6 % in 2 ml gepufferter physiologischer Kochsalzlösung			
Unike® Injekt Forte 1 x 2 ml	PZN 07021979	217M 419 431	67,90
Unike® Injekt Forte 3 x 2 ml	PZN 07023458	217M 419 432	112,00

BSN^{medical}

Abrechenbar!



BSN MEDICAL

Elastomull® haft color Fixierbinden

Mit leichtem Stützeffekt - latexfrei

20 m x 6 cm	blau	PZN 01412549	217M 328 713	12,31
20 m x 8 cm	blau	PZN 01412555	217M 328 714	14,12
20 m x 10 cm	blau	PZN 01412561	217M 328 720	14,08
20 m x 6 cm	rot	PZN 01412578	217M 328 718	12,31
20 m x 8 cm	rot	PZN 01412584	217M 408 978	14,12
20 m x 10 cm	rot	PZN 01412590	217M 328 719	14,08

i Aufgrund der variierenden Einkaufspreise, finden Sie den tagesaktuellen Preis in unserem Onlineshop unter: www.henryschein-med.de



Immunchromatographischer In Vitro-Test für den direkten und qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoprotein-Antigenen



anterior nasal

RAPID RESPONSE™ COVID-19 Antigen-Test*

Der Rapid Response™ COVID-19 Antigen-Schnelltest ist ein immunchromatographischer In Vitro-Test für den direkten und qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoprotein-Antigenen in nasopharyngealen und oropharyngealen Sekreten von Personen, bei denen innerhalb der ersten zwei Wochen nach Symptombeginn der Verdacht auf COVID19 besteht. Dieser Test ist nur für den professionellen Einsatz bestimmt.

- > Relative Empfindlichkeit: 94,55 % (83,93 % bis 98,58 %)
- > Relative Spezifität: 100 % (97,1 % bis 100 %)
- > Gesamtübereinstimmung: 98,61 % (95,66 % bis 99,64 %)
- > 95 % Konfidenzintervall

Packungsinhalt:


- > Einzel verpackte Testkomponenten
- > Extraktionsröhrchen
- > Einzel verpackte Tupfer
- > Extraktionspuffer
- > Tülle mit Filter
- > Ständer für Röhrchen
- > Packungsbeilage

Packung (25 Tests) **217M 897 984**

i Die Gebrauchsanweisung mit weiteren Informationen zum Produkt finden Sie unter www.henryschein-med.de. Geben Sie dazu einfach die Artikelnummer 897984 im Suchfeld ein. Auf der linken Seite finden Sie die Packungsbeilage zum Download.



Qualitativer Lateral Flow Test / Immunographischer In Vitro-Test



ROCHE DIAGNOSTICS

SARS-CoV-2 Rapid Antigen-Test*

- > Qualitativer Lateral Flow Test/Immunographischer In Vitro-Test
- > Probenmaterial: Nasopharyngeal
- > Schnelles Ergebnis (15 - 30 Minuten)
- > Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig
- > Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen
- > Test für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Packungsinhalt:

- > Teststreifen (einzeln in einem Folienbeutel mit Trockenmittel)
- > Extraktionspuffer
- > Spenderkappe
- > Folie (kann an den Teststreifen angebracht werden während einer Durchführung im Freien)
- > Gebrauchsanweisung
- > Kurzanweisung

Packung (25 Tests) **217M 899 780**

* Nur für den professionellen Einsatz bestimmt. Abgabe nur an Ärzte / medizinisches Fachpersonal.



Mundschutz KN95 Respirator

Packung 20 Stück **217M 892 498**

Gesichtsmaske Earloop blau Typ IIR

Packung 50 Stück



217M 958 421



FFP2 Particulate Respirator

Packung 20 Stück **217M 892 875**

Die Masken KN95 unterliegen gem. EU-Empfehlung 2020/403 (Konformitäts- und Marktüberwachungsverfahren im Kontext der COVID-19-Bedrohung) einer Abgabebeschränkung und dürfen nur an medizinische Fachkräfte abgegeben werden.

i Aufgrund der variierenden Einkaufspreise, finden Sie den tagesaktuellen Preis in unserem Onlineshop unter: www.henryschein-med.de

Test ist für medizinische Laien als Selbsttest für Zuhause und an der Arbeit (in Büros, für Sportveranstaltungen, Flughäfen, Schulen, etc.) geeignet.



Sonderzulassung des BfArM

Ergebnis nach 15 Minuten

NEU



HOTGEN

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

Das Set dient zur qualitativen in-vitro-Bestimmung des Covid-19-Antigens mithilfe eines menschlichen vorderen Nasenabstrichs. Der Test dient als Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das neuartige Coronavirus, kann aber auch als Bestätigungsmethode für den Nukleinsäure-Nachweis bei Patienten nach deren Entlassung dienen.

Dieser Artikel ist bei der BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) gelistet. Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM ist: 5640-S-057/21

- > Evaluiert nach den Richtlinien des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI)
- > Sensitivität: 95,37% (89,62% bis 98,01%)
- > Spezifität: 99,13% (95,24% bis 99,85%)
- > Ergebnis nach 15 Minuten
- > Komponenten, Reagenzien und Proben und/oder Messgerätemüssen vor Gebrauch auf Raumtemperatur (10 bis 30 °C) gebracht werden
- > Für Eigenanwendung durch Laien zugelassen

Stück PZN 17312749 **217M 104 1273**

i Die Gebrauchsanweisung mit weiteren Informationen zum Produkt finden Sie unter www.henryschein-med.de. Geben Sie dazu einfach die Artikelnummer 1041273 im Suchfeld ein.



Stück ab **1,49**

Gesichtsschutzschild

- > Einmalschutzschild
- > Maße: 32 cm x 22 cm

Stück **217M 891 936 2,90 1,99**
ab 10 Stück, je **1,49**



Stück ab **1,39**

Schutzkittel

Schützt vor Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten und feinen Partikeln. Unsteril, PET.

Packung 10 Stück

Größe L **217M 892 627 26,90 15,90**
ab 10 Packungen, je **22,90 13,90**
Größe XL **217M 892 626 26,90 15,90**
ab 10 Packungen, je **22,90 13,90**



Gen-X Nitril-Untersuchungshandschuhe

- > Puderfrei
- > Farbe: hellblau
- > Beidseitig tragbar
- > Finger texturiert

XS 100 Stück **217M 105 4862**
S 100 Stück **217M 899 820**
M 100 Stück **217M 899 821**
L 100 Stück **217M 899 822**

FORT- & WEITERBILDUNGS- SYMPOSIUM IN DORTMUND

am 22. September 2021

Fesselnde Vorträge, Live-Präsentationen, neueste Trends der Medizintechnik und CME Fortbildungspunkte. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges und spannendes Programm. Kommen Sie und sprechen Sie mit Experten unterschiedlicher Disziplinen der Medizin. Es erwarten Sie interessante Vorträge, viele Produktneuheiten und tolle Aktionsangebote. Wir bieten außerdem Snacks und Getränke und die richtige Atmosphäre, für informative und kompetente Gespräche mit unseren Spezialisten vor Ort.

CME
PUNKTE

Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 31.12.2021. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.



**FINDEN SIE BEI UNS DIE
FORTBILDUNG, DIE ZU IHNEN PASST**

Es erwarten Sie informative Vorträge zu folgenden Themen:

- > MEDIDOK EFORMS - Das digitale Klemmbrett
- > Desinfektion und Hygiene in der Arztpraxis
- > Spillover - Die Überwindung der Artenschranke
- > Optimales Honorar nach GOÄ
- > Qualifizierte Ernährungsberatung ist mehr als Gewichtsreduktion
- > Ultraschall-Refreshkurs
- > Medizinische und Psychologische Aspekte des unerfüllten Kinderwunsches
- > Herzstillstand in der Arztpraxis
- > Kampf den Keimen
- > Informationen zum Eichrecht

AKTIONSTAG IN WESTERSTEDE

am 24. September 2021

Lassen Sie sich von unserem vielseitigen Programm und der umfassenden Fachausstellung inspirieren. Genießen Sie Snacks, Getränke sowie informative und kompetente Gespräche mit unseren Spezialisten vor Ort.



**JETZT ANMELDEN UND
CME-PUNKTE SAMMELN**

Es erwarten Sie informative Vorträge zu folgenden Themen:

- > Wundversorgung
- > Marketing in der Arztpraxis
- > Dysbiose und Mikrobiologische Therapie
- > Optimales Honorar nach GOÄ
- > Ultraschall-Workshop
- > Neuerungen bei der Reanimation und bei dem AED
- > Unser täglich Brot: Berufspolitik für die Praxis
- > Die Körperzusammensetzungsanalyse (BIA)

KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHRE PRAXIS.

MESI
Simplifying Diagnostics

NEU

**Set inkl. Hard- und Software zum
Einführungspreis von nur 9.999€**



MESI

MESI mTABLET

Komplettlösung für eine moderne Arztpraxis

MESI mTABLET wurde für Gesundheitspersonal in einer modernen Praxis entwickelt und produziert. Das zertifizierte medizinische Tablet ist eine einzigartige Gesundheitslösung, die drahtlose Diagnosemodule, Patientenakten und medizinische Anwendungen in einem System integriert.

Weiter Informationen finden Sie auf S. 9.

Informationen zum Datenschutz: Sie erhalten die Ihnen zugesandten Informationen, weil Sie Kunde der Henry Schein Medical GmbH sind oder wir Ihre Adress- und Kontaktdaten von der Firma ArztData AG, Schloßstraße 2, 22041 Hamburg, Deutschland zum Zweck der werblichen Ansprache hinzugekauft haben. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft gegenüber der Henry Schein Medical GmbH per Brief, per Mail unter info@henryschein-med.de oder per Fax unter 0800 / 888 777 8 widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Henry Schein finden Sie auf unserer Website unter <https://henryschein-med.de/datenschutz.html>.