

AKTUELLES

NEUIGKEITEN UND ANGEBOTE FÜR IHRE PRAXIS



MESI

Simplifying Diagnostics

Alle diagnostischen Messungen.
Alle Patientenunterlagen.
EIN SYSTEM.



MESI mTABLET
mit ABI Modul
nur 2.900 €

MESI

MESI mTABLET mit Zubehör

Mehr Infos auf Seite 8.



Ultraschall der
Spitzenklasse



GE HEALTHCARE

Die Versana Allrounder

Mehr Infos auf Seite 20.



klein, leicht und
transportabel



GE MEDICAL

Tonoport VI

Langzeitblutdruckmessgerät

Mehr Infos auf Seite 11.

SÖHNGEN®

Stück nur
599,00

Entspricht der
neuen DIN-Norm



SÖHNGEN

Notfallkoffer Arzt + Praxis

Mehr Infos auf Seite 44.

Unser Service. Ihr Vorteil.

Wir unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Egal ob Extra-Wünsche, schnelle Lieferungen oder Sonderrabatte – mit uns als kompetentem Partner können Sie immer rechnen.

Kein Mindestbestellwert

Wir nehmen jede Ihrer Bestellungen gern entgegen.

Frei-Haus-Lieferung

Wir bringen es. Frachtfrei. Ab € 120,- Nettowarenwert.

Eigener Onlineshop: www.henryschein-med.de

Rund um die Uhr bequem online bestellen und Lieferverfügbarkeit einsehen.

Mengenrabatt

Bevorzugen lohnt sich. Mehr sparen bei großen Mengen.

Kassenabrechnung

Wir rechnen Ihren Sprechstundenbedarf direkt mit der Krankenkasse für Sie ab.

Retouren-Service

Schnelle und gebührenfreie Abholung.

Rückgaberecht

Bestellen ohne Risiko: 14 Tage Rückgaberecht.*

Technischer Service

Reparaturen & Austauschservice Anruf genügt: **0800/5808510**

Sollten wir einmal einen Artikel nicht im Sortiment haben

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Immer Up-to-Date

Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Angebote, Neuheiten oder Aktionen mehr. Einfach anmelden unter www.henryschein-med.de

* Sonderbestellungen, Reagenzien und sterile Waren sind von der Rückgabe ausgeschlossen.



Online bestellen

Eine Adresse – viele Vorteile für Sie

Machen Sie es wie tausende unserer zufriedenen Kunden und vertrauen Sie auf unseren Online-Shop.

- Zugriff auf über 8.000 Artikel
- Alles im Blick mit Ihrem Kundenkonto
(Rechnung, Bestellhistorie, Sendungsverfolgung)
- Bestellhistorie jederzeit einsehbar
- Sendungsverfolgung
- Rechnung als PDF einsehen
- Merklisten anlegen
- Warenverfügbarkeit direkt sichtbar
- Retoure anmelden & zuständigen Außendienstmitarbeiter finden.



www.henryschein-med.de

Inhaltsübersicht - Einfache Navigation durch unser Angebot



INSTRUMENTE / AUFBEREITUNG

- > Aufbereitungsgeräte 24-29
- > Zubehör 30, 32-33



GYNÄKOLOGIE

- > Untersuchungsstühle 14-15
- > Kolposkope und CTV-Geräte 16-17
- 18-19



NOTFALL / ERSTE HILFE

- > Notfallkoffer 44
- > Defibrillatoren 44



DERMATOSKOPIE

- > Dermatoskope und Zubehör 40-41




EKG & ULTRASCHALL

- > Ergometrie 4
- > EKG-Geräte 5-10
- > EKG-Zubehör 12
- > Ultraschallgeräte 20-21, 23
- > Ultraschall Zubehör 22



SCHNELLTESTS

- > COVID-19 Antigentests 45



EINRICHTUNG

- > Liegen und Stühle 34-35
- > Untersuchungsleuchten 36
- > Gerätetische, Wagen 37
- > Medikamentenkühlschränke 43



HYGIENE & SCHUTZMASSNAHMEN

- > Hygienebedarf 38-39, 46-47
- > Persönliche Schutzausrüstung 38, 45



DIAGNOSTIK / THERAPIE

- > Spirometer und Zubehör 10-11
- > Blutdruckmessung 10, 13
- > Waagen 42



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- > Einrichtungs Service 33
- > Seminare 31



Professional Ergometrie
Messplatz ab

12.790,00



GE HEALTHCARE

Ergometrie-Messplatz Cardiosoft V7

Multifunktionales, PC basiertes System für Ruhe- und Belastungs-EKG, modular aufrüstbar zum Langzeit EKG, Notfall EKG, Spirometrie und Langzeitblutdruckmessung. Sicherheit für Ihre Patienten durch hochprofessionelle Algorithmen.

Professional Ergometrie Messplatz

Das CardioSoft Diagnosesystem von GE Medical ist mehr als ein Software-Programm – es ist eine Datenerfassungs- und -managementlösung, die Ihren Laptop/PC oder Ihr Computer-Netzwerk in ein fortschrittliches Diagnosesystem verwandelt.

So können Sie diagnostische Daten ganz einfach erfassen, analysieren, speichern und weitergeben und den gesamten medizinischen Versorgungsprozess abdecken, um den Anforderungen Ihrer Praxis und Ihrer Patienten gleichermaßen gerecht zu werden.

12/15-Kanal-EKG-System mit Vermessung, 12-Kanal Ergometrie, ST- und Arrhythmieanalyse, integrierte BDT/GDT-Schnittstelle, EKG-Aufnahmemodul, Datenbank, Elektrodenauganlage KISS 10, Fahrradergometer eBike basic, PC-System mit MPG Zulassung, 21"-LC-Display und ergonomischem Gerätewagen Fuego Cardiomobil.

Paket	221M A-902 306	ab 12.790,00
-------	-----------------------	---------------------

EKG-Interpretation

Stück	221M 369 092	990,00
-------	---------------------	---------------

Tochterbildschirm (Überwachung am 2. Arbeitsplatz)

Stück	221M 440 709	790,00
-------	---------------------	---------------

Automatische Blutdruckmessung (nicht nachrüstbar)

Stück	221M A-902 310	880,00
-------	-----------------------	---------------



Ohne Blutdruckmessung
nur

4.213,00

GE HEALTHCARE

eBike III Comfort Ergometer

- > Trittfrequenzunabhängige Belastung
- > Neigung des Lenkers verstellbar
- > Flüsterleiser Antrieb
- > Pedale laufen nicht nach
- > Anzeige der Mikrofonsignalstärke für auskultatorische Blutdruckmessung (Standard bei Blutdruckmessoption)
- > Digitale Schnittstelle zu GE Belastungstestsystemen
- > Elektrische, stufenlose Sattelhöhenverstellung und digitale Anzeige der Sattelhöhe
- > Patientengewicht bis zu 200 kg

ohne Blutdruckmessung	221M 811 825	4.213,00
mit Blutdruckmessung (o. Abb.)	221M 882 214	5.477,00



Unsere EKG-Favoriten für Ihre Praxis!



GE HEALTHCARE MAC 600 EKG-Gerät

- > 1,2,3 Registrierung
 - > Tragbares, handliches EKG Gerät mit Farbmonitor
 - > Anzeige der registrierten EKG vor dem Ausdruck (Papiersparfunktion)
 - > Ausdruck in 3 Kanälen untereinander
 - > Anzeige der Herzfrequenz
 - > Qualitätsanzeige des EKG im Ampelsystem
 - > Vermessung des Ruhe EKG
- Lieferumfang: EKG Gerät, Patientenkabel, TAB Elektroden, Adapterklemmen, Akku, EKG Papier

MAC 600 Starter Package Farbdisplay mit Vermessung + Interpretation 12 SL inkl. Zubehör

Stück 221M 808 359 1.190,00

CARDIOLINE

USB- und Mini-
USB Schnittstelle

Tastaturfolie -
leicht zu reinigen



CARDIOLINE EKG 100S

- Das EKG 100S ist ein tragbares zuverlässiges 3+1, 3+3, 6-Kanal EKG.
- > Kann mit den herkömmlichen Datenverwaltungsschnittstellen (DICOM, HL7, XML) mit dem USB-Kabel verbunden werden.
 - > Außerdem kann es auf einfache Weise mit einem lokalen Informatiksystem (Privatarzt/kleine Kliniken) verbunden werden, indem einfach der USB-Port des Geräts verwendet wird, ohne dass fortgeschrittene Netzumgebungen konfiguriert werden müssen.
 - > LCD-Farb-Display, 12 Standardableitungen

Standardzubehör:

- > Patientenkabel mit 10 Bananensteckern
- > Universaladapter Stecker 4 mm, 10 Stück
- > Wiederverwendbare EKG-Elektroden
- > EKG-Papier Z-Falt 100 x 150 mm (180 Blatt)
- > EKG-Lineal, Schutzhülle
- > Stromkabel, Netzanschlussgerät AC/DC
- > Bedienungsanleitung, 24 Monate Garantie

EKG 100S inkl. Vermessung, Interpretation und PDF-Export via USB

Set 221M 879 610 2.000,00 1.650,00

Optional: Gerätewagen mit Patientenkabelhalterung (o. Abb.)

Stück 221M 630 907 12 650,00 550,00

Gleich mitbestellen:

1 Packung Papier Z-Falt 100 mm x 150 mm (10 x 180 Blatt)

Packung 221M 577 185 32,00 27,00

ab 10 Packungen je 25,00



Stück nur
4.490,00

Komplett ausgestattet mit
einem eleganten All-in-One PC

GE HEALTHCARE

CardioSoft Ruhe-EKG

Das 12-Kanal-Ruhe-EKG in elegantem All-in-One PC!

- > 21"-Monitor sofort einsetzbar dank vorinstallierter CardioSoft easy-Software
- > Online-Speicherung: Der lange Streifen
- > Inkl. Ruhe-EKG Registrierung und Vermessung
- > Vergleich von EKGs ohne Ausdruck
- > Datenbank
- > EKG-Aufnahmemodul
- > Patientenkabel

Standgerät 221MA-900 300 4.490,00

EKG-Interpretation 12 SL für CardioSoft V7

Stück 221M 369 092 990,00



Kompatibel mit dem
Medizinproduktegesetz

TERRA

All-in-One PC

- > Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
- > Windows 10 Pro
- > 54.6 cm (21.5") Bildschirm
- > Schnittstellen:
Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 Gen1
Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In, 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0
- Lieferumfang: Handbuch (DE/ EN/ FR/ PL), Netzteil, Standfuß, Cherry TERRA KC1000 Tastatur (grau) und Logitech Mouse B100 Optical White

Stück 221M 886 480 1.290,00



Die neue Ära der PC-basierten Herz-Kreislauf-Diagnostik

GE HEALTHCARE

CardioSoft™ V7 Software

Das CardioSoft™-System unterstützt die Erkennung und wirksame Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKL). Es bietet klinischem Fachpersonal eine Reihe umfassender diagnostischer Messungen, die tiefere Einblicke und einen breiteren Überblick bei der Verwaltung von Herzpatienten schaffen.

Es ist für seine robuste EKG-Signalqualität und klinische Genauigkeit bekannt und bietet außerdem eine Reihe fortschrittlicher Messungen, mit denen Sie eine Vielzahl von HKL-Patientengruppen verwalten können.


Mit der CardioSoft™ Ruhe-EKG-Software haben Sie Zugriff auf das gleiche umfassende GE Marquette™ 12SL-EKG-Analyseprogramm, das sich auf unseren High-End-Workstations befindet.

Je mehr Testgeräte und -modalitäten Sie in Ihr CardioSoft™ Herzleistungsmesssystem integrieren können, desto flexibler können Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für jeden einzelnen Patienten sein.

Update (Mehrpreis)

221M 883 816


567,00




MEHR ALS 400 MILLIONEN MENSCHEN
leben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen¹

¹ Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015 JACC. VOL. 70, NO. 1, 2017

Welche Modalitäten können in das CardioSoft™ Herzleistungsmesssystem eingebunden werden?




Ruhe-EKG



Ruhe-EKG (langer Streifen)

Die CardioSoft™-Ruhe-EKG-Anwendung verwandelt nahezu jeden PC in ein erweitertes, vielseitig einsetzbares Diagnosesystem.

› **Zuverlässig:** Die Zuverlässigkeit von GE-Algorithmen › **Flexibel:** Mobil und kostengünstig › **Skalierbar:** Ergebnisse immer und überall



Ergometrie


Das CardioSoft-System lässt sich sowohl für eBike-Ergometer (in aufrechter Position sowie Rückenlage) wie auch in Laufbänder der T2100-Serie integrieren, um die Herzfrequenz während des Trainings zu messen. Ergometriergeräte von GE Healthcare zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, robuste Technik und einfachen Zugang für alle Körpertypen aus.



Langzeit - Blutdruck

Ambulante Blutdruckwerte (ABD) im Zeitverlauf liefern kritische Daten. Nur ein ABD-Gerät, das einfach einzurichten sowie bequem zu tragen ist und schnell zu melden vermag, unterstützt eine hohe Compliance des Patienten und eine genaue Diagnose.

- › Einfache, flexible Programmierung
- › Besonders komfortable Manschette
- › Schnelle Trendübersichten und Berichte



Spirometrie

Die CardioSoft™ Spirometrie und der Spiro-SP TrueFlow™ Sensor erfüllen die Kernanforderungen erfolgreicher Spirometrietests: Genauigkeit, Einfachheit und Komfort.

- › Schnelle Spirometrie ohne Kalibrierung
- › Qualitäts-Feedback & -Interpretation
- › Integrierte Auswertung per CardioSoft System

Alle diagnostischen Messungen. Alle Patientenunterlagen. **EIN SYSTEM.**

**MESI mTABLET
mit ABI Modul
nur 2.900€**

MESI
Simplifying Diagnostics

MESI mTABLET
Gerätewagen



MESI mTABLET
Gerätekoffer



12-Kanal Ruhe-EKG



reddot design award
winner 2018

Knöchel-Arm-Index (ABI)

Zertifiziertes
medizinisches
Tablett

Pulsoximetrie

Spirometrie

Zehen-Arm-Index (TBI)

JETZT TERMIN VEREINBAREN

Das **MESI mTABLET** wird auf Ihre persönlichen Anforderungen hin zusammengestellt. Egal, ob ein einziges Messmodul oder eine Kombination aus mehreren Modulen und Software.

Wir beraten Sie gerne am Telefon, stellen Ihnen das System in einer online Demonstration vor oder kommen persönlich in Ihre Praxis.

HENRY SCHEIN Medical GmbH

**Verkauf
Medizintechnik**

Ekaterina Blum

Telefon: 030 31101 - 533

E-Mail: ekaterina.blum@henryschein.com



Europäische
Produktion und
Entwicklung

FDA

FDA-Zulassung
(Food and Drug
Administration)



ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049



Erfüllt
MDSAP



Weltweite Präsenz

MDR

MDR-konform
(Medical Device
Regulations)

ISO 9001 und
ISO 13485

MESI mTABLET ECG

Das erste vollständig digitale EKG

- > Vom kabellosen EKG direkt in die Patientenakte
- > Die Ergebnisse können einfach und schnell geteilt werden
- > Inkl. Interpretation (Glasgow)



MESI mTABLET BP

Die revolutionierte Blutdruckmessung

- > Erstes kabellose Blutdrucksystem mit unterschiedlichen Manschettengrößen
- > Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten mit Pulswellenform
- > Einfache Trendanalyse aus historischen Patientendaten



MESI mTABLET ABI

Die intelligenteste kabellose Knöchel-Arm-Index-Messung

- > Automatische Erkennung von pAVK durch PADsense™
- > Schnelle Messung durch gleichzeitige 3CUFFT™-Messung
- > Automatische Erkennung des stärkeren Arms - SmartArm™
- > Schnelle und einfache ABI Bestimmung basierend auf Oszillometrie und mit Auswertung der Pulswellenform



MESI mTABLET SPO2

Das flexibelste Pulsoximeter

- > Intuitive Bedienung
- > Großer Bildschirm für gute Lesbarkeit
- > Automatische Erkennung von Störungen durch Bewegung
- > Hohe Leistung auch bei niedriger Sättigung



MESI mTABLET TBI

Die einfachste Zehen-Arm-Index-Messung

- > Einfache 1-Schritt-Messung des TBI
- > Automatische Anpassung an Zehentemperatur und Hautdicke
- > Pulswellen-Messung mittels PPG



MESI mTABLET SPIRO

Die vielseitigste LuFu-Messung

- > Kabellos für den einfachen Einsatz in der Praxis und beim Hausbesuch
- > Selbstkalibrierende Pneumotachograph-Technologie
- > Automatische Selektion der besten Messung
- > Animationen und Referenzen





VITALOGRAPH


Filter

1 BVF™ Bakterien-Viren-Filter

Packung (50 Stück) **221M 350 173** ~~49,90~~ **42,50**

2 Universal Lufu-Filter für Bodys & Spirometer

Packung (50 Stück) **221M 324 908** ~~49,90~~ **42,50**



Die Fachgesellschaften für Spirometrie (ERS, DGAUM, VDBW) fordern, dass Lungenfunktionsmessungen während der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus mit Bakterien-Viren-Filtern durchgeführt werden müssen.

NDD

EasyOne® Air

Mobil- und PC-Spirometrie

Flexibles, genaues und erprobtes Spirometer, das für den Gebrauch in allen möglichen Einsatzgebieten entwickelt wurde. So z. B. beim Allgemeinarzt, dem Lungenspezialisten oder in Krankenhäusern. Dank TrueFlow™ Technologie liefert dieses mobile, kalibrationsfreie Lungenfunktionsgerät zuverlässige Resultate und sorgt für einen pflegeleichten Betrieb über die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die Navigation erfolgt über einen leicht zu bedienenden Farb-Touchscreen, über den Daten eingegeben und Resultate in Echtzeit angesehen werden können.

- › Flexible Anwendung, konsistente Ergebnisse: Das EasyOne® Air lässt sich sowohl allein wie in Verbindung mit einem PC verwenden. Es liefert stets konsistente Ergebnisse, unabhängig von Einsatzort oder Umweltfaktoren.
- › Kalibrationsfreie TrueFlow™ Technologie: Dank hochwertiger Komponenten und Schweizer Präzisionstechnik liefert die kalibrationsfreie TrueFlow™ robuste und zuverlässige Prüfergebnisse.
- › Farb-Touchscreen: Alle Grafiken in Echtzeit, schnelle Eingabe von Patientendaten und einfache Navigation mit dem hochauflösenden Farb-Touchscreens des EasyOne® Air.
- › Bluetooth und Anbindung an elektronische Patientenverwaltungssysteme (EMR)



Einfache Verbindung zum PC für Echtzeit-Animationen, Datenaustausch und Anbindung an elektronische Patientenverwaltungssysteme (EMR).

Stück **221M 885 814** **1.644,00**

Zubehör:

EasyOne FlowTube

Packung (50 Stück) **221M 746 498** **67,00**
 Packung (200 Stück) **221M 351 353** **236,00**
 Packung (500 Stück) **221M 874 338** **459,00**



VITALOGRAPH

Neues Vitalograph ALPHA™ Connect

Das einfach zu bedienende All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC

- › Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- › Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- › Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- › Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- › Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder KISS via GDT und HL7



NEU

5 Jahre Garantie nach Registrierung


All-in-One-Spirometer mit Thermodrucker, Touchscreen und kabelloser Anbindung an die Praxis-EDV mittels Connect Software (inkl. Installation und Einweisung - € 200,00 gespart)

221M 690 02 **1.890,00**

ONLINE BESTELLEN. Eine Adresse, viele Vorteile.

- › Zugriff auf über 8.000 Artikel
- › Alles im Blick mit Ihrem Kundenkonto (Rechnung, Bestellhistorie, Sendungsverfolgung)
- › Bestellhistorie jederzeit einsehbar
- › Sendungsverfolgung
- › Rechnung als PDF einsehen
- › Merklisen anlegen
- › Warenverfügbarkeit direkt sichtbar
- › Retoure anmelden & zuständigen Außendienstmitarbeiter finden

www.henryschein-med.de



Stück nur
4.990,00




GE HEALTHCARE

CardioDay Easy Seer 1000 Langzeit EKG

Die Software CardioDay Easy bietet zusammen mit dem Rekorder SEER 1000 ein einfaches und qualitativ hochwertiges Langzeit-EKG-System für die allgemeinärztliche und internistische Versorgung.

- > Analyse von Vorhofflimmern Schrittmacher
- > Kommunikationsschnittstellen (z.B. HL7, BDT/GDT)
- > Umfassende Berichterstellungs- und Exportfunktionen (PDF)
- > Das SEER 1000 ist ein digitales Mehrkanal-Langzeit-EKG-Aufzeichnungsgerät für die drahtlose Anwendung
- > Aufzeichnung 48 Stunden
- > Datenübertragung Hi-Speed USB 2.0
- > Aufzeichnung: 2-Kanal EKG
- > Integrierter digitaler Speicher
- > IP-Schutzklassen IP43, Gewicht 50g

Stück **221M 763 411** ~~5.590,00~~ **4.990,00**



GE HEALTHCARE

CardioSoft Spirometrie

Die CardioSoft™ Spirometrie und der Spiro-SP TrueFlow™ Sensor erfüllen die Kernanforderungen erfolgreicher Spirometrietests: Genauigkeit, Einfachheit und Komfort.

- > Schnelle Spirometrie ohne Kalibrierung.
- > Integrierte Auswertung per **CardioSoft System**: Der Arzt kann eine Übersichtstabelle der Proben, einen Vergleich mit prognostizierten Zahlen, visuelle Grafiken und Schleifen betrachten. Berichte können problemlos als PDF an das ePA-System, PACS und MUSE™ exportiert werden.

CardioSoft kann erweitert werden, um Ruhe-, Belastungs-EKG- und ambulante Blutdruckanalysen durchzuführen.

Stück **221M 883 821** **1.666,00**

Zubehör: Spiretten

Packung (200 Stück) **221M 351 353** **244,00**



Die Fachgesellschaften für Spirometrie (ERS, DGAUM, VDBW) fordern, dass Lungenfunktionsmessungen während der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus mit Bakterien-Viren-Filtern durchgeführt werden müssen.



GE HEALTHCARE

Tonoport VI - Langzeitblutdruckmessgerät

Erfüllt jede Art von Anforderung

Einfache, flexible Programmierung: Das TONOPORT VI ABD-Modul ist einfach einzurichten und zu programmieren, um genaue, validierte¹ ABD-Messwerte und -Analysen zu gewährleisten. Die Blutdruckmessungen können in genau vorgegebenen Intervallen oder zu zufälligen Zeitpunkten vorgenommen werden. Es stehen Programmierungsoptionen für den Tag und die Nacht zur Verfügung.

Besonders komfortable Manschette: Die Blutdrucküberwachung erfolgt leise, bequem und schnell. Die innovative Aufblasmethode, das leichtgewichtige Design und die geräuscharme Pumpe tragen zu maximalem Patientenkomfort bei.

- > 50 % schnelleres Aufblasen bei geringerem Maximaldruck
- > Leiser Pumpenbetrieb (40 dB) - nicht mehr Geräusche als in einer ruhigen Bibliothek²

Schnelle Trendübersichten und Berichte: Aufgezeichnete Daten können einfach heruntergeladen und über das CardioSoft Herzleistungsmesssystem gemeldet werden. Der Arzt findet einen umfassenden Datensatz mit bis zu 72-Stunden-Blutdrucktrends, Durchschnittswerten und Statistiken für Tag- und Nacht-Zusammenfassungen in Text und Bild vor. Die Berichte können danach problemlos in EMR-, PACS- und MUSE™-Systeme exportiert werden.

¹ Das TONOPORT VI ABD-Gerät bietet Konformität nach BHIS, ESH, ANSI/AAMI SP10.

² Noise sources and their effects. Purdue University Chemistry Department. <https://www.chem.purdue.edu/chemsafety/Training/PPETrain/dblevels.htm>

Technische Daten:

- > Schnittstellen: USB (1.1 oder 2.0), RS 232 (9.600Bd/8N1)
- > Erfassungszeitraum: Bis zu 400 Messungen oder 3 Tage
- > Maximaler Manschettendruck: 300 mmHg
- > Messung: Oszillometrische, wählbare Messung
- > Methode: Deflationsmessungsmethode oder Inflationsmessungsmethode
- > Messbereich
 - Systolischer Druck: 60-260 mmHg (8,0-34,6 kPa)
 - Diastolischer Druck: 40-220 mmHg (5,3-29,3 kPa)
 - Mittlerer Druck: 50-250 mmHg (6,7-33,3 kPa)
 - Herzfrequenz (HF): 35-240 Schläge pro Minute
- > Validierungen: BHS, ESH, ANSI/AAMI SP10, Empfohlen von dabl Educational Trust
- > Maße: 27 x 73 x 108 mm (HxBxT)

Stück **221M 107 0124** ~~1.790,00*~~ **1.590,00***

Zubehör:

Manschetten für das Tonoport VI

Für Erwachsene S, Bügel: 17-26 cm		
Stück	221M 740 590	66,00
Für Erwachsene M, Bügel: 24-32 cm		
Stück	221M 645 778	80,00
Für Erwachsene L, Bügel: 32-42 cm		
Stück	221M 706 453	94,00
Für Erwachsene XL, Bügel: 38-46 cm		
Stück	221M 740 591	108,15

*Preis inkl. CardioSoft V7



EKG-Zubehör für Ihren kardiologischen Arbeitsplatz



Extrem hohe Leitfähigkeit durch Silber/Silberchlorid-Schicht



GE HEALTHCARE

Thorax-Saugelektrode

Kleiner Saugball, Silber/Silberchlorid. Kontaktfläche: Ø 2 mm, für Bananenstecker, für Routine-Thoraxableitung.

Stück	221M 328 200	32,50
-------	--------------	-------



AMBU

Blue Sensor EKG-Einmal-Elektroden für Langzeit EKG

Atmungsaktives Vliesmaterial und Silber/Silberchlorid Sensor Fläche Ø 20,8 mm, Liquid-Gel und Langzeit-Klebkraft, mit Druckknopfanschluss.

Ambu Blue Sensor VL-00S

Große Hautkontaktfläche Ø 68 mm, Elektrodengröße 72 x 68 mm (L x B)

1	Packung (25 Stück)	221M 328 381	8,19
	ab 20 Packungen je		7,79

Ambu Blue Sensor L-00S für Kinder

Haut-Kontaktfläche Ø 55 mm. Elektrodengröße 62 x 55 mm (L x B)

2	Packung (25 Stück)	221M 300 350	8,59
	ab 20 Packungen je		8,19

EKG-Papiere

MARQUETTE HELIGE / GE Medical

EKG-Gerät/Typ	Bestell-Nr.	Preis
MAC 400/600		
80 mm x 90 mm		
Packung (10 Stk. à 280 Bl.)	221M 308 130	41,00
MAC 800		
110 mm x 140 mm		
Packung (10 Stk. à 200 Bl.)	221M 352 787	46,00
CardioSmart / MAC 1 200, 1600/2000		
210 x 295 mm		
Stück (150 Blatt)	221M 300 434	9,90
Packung (10 St. à 150 Bl.)	221M 330 586	68,90
ab 10 Packungen je		65,90



GE HEALTHCARE

Klammerelektroden

Farblich sortiert in schwarz, gelb, grün und rot.

Packung (4 Stück)	221M 533 382	44,90
-------------------	--------------	-------



GE HEALTHCARE

Anschluss-Adapter (Krokodilklemme)

EKG-Klammeradapter zum Anschluss von Tab-Elektroden.

Packung (10 Stück)	221M 437 741	34,90
--------------------	--------------	-------

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



HENRY SCHEIN

EKG-Einmal-Elektroden für Ruhe-EKG

Rund mit Schaumstoffträger Liquid-Gel und zentriertem Druckknopfanschluss, selbstklebend, für Ruhe-EKG. Packung (50 Stück)

Ø 55 mm für Erwachsene

Packung	221M 900 6696	2,99
---------	---------------	------

Ø 38 mm für Jugendliche

Packung	221M 900 6698	2,99
---------	---------------	------

Ø 32 mm für Kinder

Packung	221M 900 6697	2,99
---------	---------------	------

HENRY SCHEIN

Elektroden-Gel

Extrem hohe elektrische Leitfähigkeit. Bleibt lange feuchtigkeitsstabil, fettet nicht und lässt sich leicht abwischen.

> Absolut blasenfrei



250-ml-Flasche	221M 900 0847	2,29
----------------	---------------	------

ab 10 Stück je		1,99
----------------	--	------

5-Liter-Cubitainer	221M 900 0848	19,90
--------------------	---------------	-------

Zapfhahn für 900 0848

Stück	221M 979 4135	2,95
-------	---------------	------



Der einfache Risiko-Check für Herzinfarkt und Schlaganfall

Klinisch validiert

BOSO

ABI-system 100

Sie sparen 15 %

PAVK! Der entscheidende Risikomarker für Herzinfarkt und Schlaganfall!

Die Messung des Knöchel-Arm-Index mit dem boso ABI-system dauert nur 1 Minute und entdeckt auch die asymptomatischen Patienten. Zuverlässig und so einfach, dass sie problemlos an die Mitarbeiter delegiert werden kann. Optional mit PWV-Messung zur Beurteilung der arteriellen Gefäßsteifigkeit.

Lieferumfang:

- > 1 Messgerät
- > 2 Nylon-Arm-manschetten (Armumfang 22 - 42 cm), inkl. Schlauch
- > 2 Nylon-Bein-manschetten (Beinumfang 18 - 38 cm), inkl. Schlauch
- > 1 Netzgerät, 1 USB-Verbindungskabel
- > 1 CD mit profilmanager XD-Software

ABI-system 100

Stück	221M 301 830	2.450,00	2.095,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------

ABI-system 100 mit PWV-Messung

Stück	221M 502 944	3.250,00	2.795,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------



Gewährleistung 3 Jahre

Inklusive 3 Manschetten

BOSO

carat professional Blutdruckmessgerät

Das vollautomatische Blutdruckmessgerät für die Arztpraxis.

- > Einknopfbedienung
- > Intelligente Aufpumpautomatik für eine besonders schnelle und sanfte Messung
- > Inklusive 3 Manschetten: starke Arme, normale Arme, dünne Arme
- > Große 3-Werte-Anzeige
- > Arrhythmie-Erkennung zeigt Herz-Rhythmus-Störungen an
- > Letzte Messung wird automatisch gespeichert
- > Inklusive Netzteil und Batterien

Stück	221M 240 958	169,90	145,00
-------	---------------------	-------------------	---------------

DIE RETOURENANMELDUNG


Jetzt noch schneller

Sie können einfach, schnell und papierlos Ihre Verbrauchsartikel online zur Retoure anmelden und sparen dazu noch Zeit!

So einfach geht's:

1. Loggen Sie sich im Webshop ein.
2. Sie kommen über „Mein Konto“ und dann „Retoure anmelden“ zum Formular.
3. Ihre Daten werden automatisch übernommen. Sie müssen lediglich die Artikel eintragen, die Sie retournieren möchten.
4. Klicken Sie auf „Retoure anmelden“ und senden das Formular damit ab.
5. Unsere Kundenservicemitarbeiter nehmen Ihre Retoure entgegen und geben Ihnen eine Rückmeldung zum Abholauftrag.

*Die Retoure muss innerhalb von 14 Tagen angemeldet werden.
Ausgenommen sind Sonderanfertigungen und medizintechnische Geräte.





(Zubehör nicht enthalten, Bild zeigt Komplettausstattung)

SCHMITZ

arco Untersuchungsstuhl 200M

- > **Ergonomisch** - Kopfteil-, Rücken- und Sitzpolster sind besonders gewölbt und bieten zusammen mit dem individuell anpassbaren Kopfpolster mit Magnetbefestigung der ein angenehmes und komfortables Sitzgefühl
- > **Zeitsparend** - Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und bis zu vier frei wählbare Memorypositionen (modellabhängig) sorgen für eine rasche Einstellung in die gewünschte Position
- > **Funktionell** - Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Die Sekretschale bleibt auch bei Beckenhochlagerung in der Waage
- > **Mobil** - Verdeckte Rollen (optional) machen den Untersuchungsstuhl zu einer mobilen Einheit, für eine flexible Nutzung von Behandlungsbereich und Raumausstattung. Die Zentralfeststellung sorgt für eine schnelle und sichere Positionierung

- > **Hygienisch** - Ebene, geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten optimierte hygienische Voraussetzungen und eine einfache Reinigung
- > sichere Arbeitslast: 250 kg

arco 200 M Untersuchungsstuhl inkl. Fußstützen

Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und Fußstützen (Zubehör) elektromotorisch verstellbar, Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktion sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

Stück inkl. Fußstützen

221M 748 809 + 221M 748 811

~~7.151,00~~ **6.390,00**



SCHMITZ

LED-Untersuchungsleuchte

- > flexibel einstellbar, sichere und einfache Positionierung
- > Fixe Farbtemperatur von 4.400 K, stufenlos dimmbar
- > Lichtleistung 30.000 Lux bei 0,5 m großes homogenes Lichtfeld für maximalen Sehkomfort, Beleuchtungsfeld Ø 18 cm bei 0,5 m
- > Schnelle Reinigung dank geschlossener Bauweise
- > Wartungsfreiheit durch LED-Technologie
- > Mit externem Netzteil
- > Erfüllt normative Anforderung EN 60601-1 und EN 60601-2-41



Stück	221M 899 669	547,00
-------	---------------------	---------------

Ausführung wie 899 669, jedoch zusätzlich mit Schienenausleger und Schienenkloben, für Untersuchungsstühle der Serien medi-matic®, arco oder arco-matic® mit Seitenschienen am Sitzteil.

Stück	221M 896 920	697,00
-------	---------------------	---------------

Stück ab
10.155,00

11% sparen

LEASING ANGEBOT
nur **199,75**
Bequemer Teilbetrag von
54 Monaten Laufzeit



(Zubehör nicht enthalten,
Bild zeigt Komplettausstattung)

SCHMITZ

medi-matic® Untersuchungsstuhl

- > Verstellung der Untersuchungsposition in wenigen Sekunden
- > Elegantes und anspruchsvolles Design
- > Alle Stuhlfunktionen (Beckenlagerung, Flachlagerung und Höhenverstellung) von 600 - 900 mm elektromotorisch über Fußschalter verstellbar
- > Niedrige Ausgangshöhe für bequemes und sicheres Platz nehmen ohne Fußauftritt
- > Polsterung mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstlederbezug
- > Lackierung - Hochwertige Pulverbeschichtung
- > Rücken- und Kopfpolster ergonomisch gepolstert
- > Sichere Arbeitslast: 200 kg
- > Lieferung inklusive Sekretschale aus Kunststoff, Magazin für Papierrolle bis 500 mm Breite, Kunststoffverkleidungen und Kunststoffabdeckungen silbergrau



Für weitere Modelle und für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fachabteilung unter Telefon 0800-888 181 9.

Set Angebot enthält:

medi-matic® 115.7550.1 Untersuchungs- und Behandlungsstuhl
Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch, elektromotorische Höhenverstellung von 600 - 900 mm, Aufstiegshöhe 550 mm. Vorbereitet für elektromotorisch verstellbares Beinlagerungssystem, Memory-Funktion - 8 Speicherpositionen. Aktivierung der Verstell- und Memoryfunktion über Hand- und Fußbedienung.

medi-matic®	115.7550 .1
Beinstützen	
Steckdosen	
CNS Sekretschale (flach)	
Kopfpolster	
Set	221M A-900 723 11.368,00 10.155,00

Sie haben die Farbwahl bei unseren Untersuchungsstühlen:

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	gold-orange 106	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107
agavengrün 109	milchkafee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
------------	------------------	-------------	---------------

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	alabastergrau RAL 0007500	lichtgrau RAL 7035	anthrazitgrau RAL 7016	tiefschwarz RAL 9005	weißaluminium RAL 9006	graualuminium RAL 9007
rapsgelb RAL 1009050*	signalgelb RAL 1003	pastellorange RAL 2003	hellelfenbein RAL 1015	saharabeige RAL 0607030*	altrosa RAL 3014	erikaviolett RAL 4003	blutorange RAL 2002
lichtgrün RAL 6027	limonengrün RAL 1008060*	laubgrün RAL 1206050*	weißblau RAL 2408015*	hellblau RAL 2606030*	saphirblau RAL 5003	Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar	

* RAL Zwischentöne



Kolposkop inkl.
Schwenkstativ nur
7.150,00

LEISEGANG

Kolposkop Modell 1DS LED

Standardgerät mit drei Vergrößerungen.

- > Vergrößerungswechsler für 3,75-/7-/15-fache Vergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > inkl. Schwenkstativ mit Fußschalter

Stück	221M 609 666	7.150,00
-------	---------------------	-----------------



Kolposkop inkl.
Schwenkstativ ab
5.555,00

LEISEGANG

Kolposkop Modell 1E Einsteigermodell.

- > 15-fache Festvergrößerung
- > Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe
- > Inkl. Schwenkstativ

Stück	221M 552 966	ab 5.555,00
-------	---------------------	--------------------



Stück nur
10.500,00

LEISEGANG

Kolposkop Modell 3MVC LED USB mit Schwenkstativ

- > Arbeitsabstand 300 mm
- > Trommelwechsler für 7,5-/15-/30-fache Vergrößerung
- > Messringe im linken Okular zur Läsionsgrößenbestimmung
- > Einschwenkbarer Grünfilter zur Gefäßbeobachtung
- > Ausgleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit +7 bis -7 Dioptrien über Stellringe an den Okularen
- > LED-Beleuchtung: mit regelbarer Beleuchtungsstärke für eine exzellente Kontrastdarstellung und Lebensdauer > 20.000 Stunden
- > 2 Feineinstelltriebe für Höhe (80 mm), Schärfe (40 mm) und Neigefunktion
- > Standardfarbe: Grauweiß (RAL 9002)

Stück	221M 462 101	10.500,00*
-------	---------------------	-------------------

Mit kleiner Vergrößerung: Wie 3MVC LED USB, jedoch mit Vergrößerungswechsler für 3,75-/7,5-/15-fache Vergrößerung

Stück (o. Abb.)	221M 596 449	10.500,00*
-----------------	---------------------	-------------------

Schwebestativ für Rollfuß- und Stuhlmontage

Stück	221M 478 894	2.747,00 2.560,00
-------	---------------------	-------------------------------------

*Hinzukommt die Installation und der Anschluss an den Praxis PC und die Integration an das jeweilige Arztprogramm. Dies wird individuell projektiert.

Zusätzlich zu den Leisegang Kolposkopen ist die Halterung am Untersuchungsstuhl erforderlich. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fachabteilung unter Telefon 0800-888 181 9.





Untersuchungen mit dem vidan®2 Videokolposkop fallen unter die abrechnungsfähige Abklärungskolposkopie!



Die Bedienelemente im Handling:

Ein-/Ausschalttaste	Bild/Video Speichertaste
Fokussierungsabstand erhöhen	Bildausschnitt vergrößern
Automatische Fokussierung	6-fach/15-fach Vergrößerung
Fokussierungsabstand verringern	Bildausschnitt verkleinern
Untersuchungsleuchte, Stufe 3	Bild einfrieren
	Grünlicht und Grünfilter
	Weißlicht, Stufen 1 - 2

Die Bedienfunktionen des Videokolposkops sind übersichtlich angeordnet, so dass die Steuerung und Handhabung des Geräts intuitiv erfolgt.

Durch eine Foto- und Videofunktionstaste können die Untersuchungsbefunde schnell und einfach dokumentiert werden.

Die Nutzung der 6- und 15-fach fixierten Vergrößerungstaste hilft bei der Untersuchung Zeit zu sparen.

Die Funktion "Bild/Video speichern" kann zusätzlich über die Fußbedienung des medi-matic Untersuchungsstuhls ausgelöst werden.



Eigenschaften:

- > mobiles System mit integriertem Rechner und 21,5" Touchscreen Monitor
- > fahrbar auf Standfuß mit 5 feststellbaren Rollen, Ø 100 mm, 815 x 660 mm
- > Videokolposkop mit LED Beleuchtung auf frei positionierbarem Schwenkarm, 900 mm lang
- > Monitor neig- und schwenkbar und in drei Höhenstufen feststellbar
- > Gesamthöhe: 1.700 mm
- > Vergrößerung: Bis zu 36,5-fache stufenlose optische Vergrößerung auf vidan®2-Monitor (entspricht bis zu 42-fachem Zoom). Zwei frei definierbare Vergrößerungswerte, schnell abrufbar per Knopfdruck
- > Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- > Farbfilter: Grünlicht mit elektronischem Filter
- > LED-Beleuchtung: 3 Helligkeitsstufen bis max. 30.000 Lux
- > Farbtemperatur: 5.700 K
- > Basishalterung pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium und RAL 7016 anthrazitgrau
- > Schwenkarm pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium
- > Monitor in grau/anthrazit
- > mit Netzwerkschnittstelle, WLAN, USB Schnittstelle und HDMI Eingang
- > Software zur Betrachtung und Archivierung

Stück

221M 892 777

~~18.514,00~~

17.279,00



Sonotrax Ultraschall Taschendoppler

Für schnelles und einfaches Screening von Arterien und Venen!

Der Taschendoppler ist ausgestattet mit zwei wechselbaren Gefäßsonden. Die Lautstärke ist stufenlos regelbar. Das beleuchtete Display zeigt zudem die Herzfrequenz und die Batteriekapazität an. Mit Display und wasserdichten austauschbaren Sonden (4+8 MHz).

- > Kopfhöreranschluss
- > Display 45 x 25 mm
- > Sondenfrequenz 4 MHz/8 MHz
- > Automatische Abschaltung nach 1 Minute
- > Abmessungen ca. 138 x 85 mm
- > Gewicht ca. 290 g inklusive Batterie

Lieferumfang: Gefäßdoppler mit wechselbarer 4-MHz- und 8-MHz-Sonde; Bedienungsanleitung.

Stück

221M 261 347

299,00



UNSER SERVICE. IHR VORTEIL

Wir unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Egal ob Extra-Wünsche, schnelle Lieferungen oder Sonderrabatte - mit uns als kompetentem Partner können Sie immer rechnen.

> Gerätemanagement

Technische Serviceleistungen für Ihren Praxisbetrieb

> Reparaturen

Medizinische Geräte, Mobiliar, Instrumente

> Montage, Installation und Einweisung

Anlieferung, Aufbau und Installation, Praxisvernetzung

> Sicherheitstechnische Kontrollen

STK, MTK, UVV auf elektrische Sicherheit (DGUVV3)

> Wartungsservice und Vernetzung

Wartungsverträge und Installation /
Vernetzung von med. Geräten

> 24-Stunden-Lieferung

Bei Bestellungen von montags bis freitags bis 14 Uhr.
Die Zustellung erfolgt in der Regel am nächsten Werktag

> Extra-Wünsche

Wir finden, was Sie suchen. Anruf genügt

> Kein Mindestbestellwert

Wir nehmen jede Ihrer Bestellungen gern entgegen

> Retouren-Service

Schnelle und gebührenfreie Abholung

> Sicherheitstechnische Kontrollen

STK, MTK, UVV auf elektrische Sicherheit (DGUVV3)

WIR SIND FÜR SIE DA!
Telefon: 0800 / 580 8510



**Mit Typ 172
500 € sparen!**

GE MEDICAL

CTG-Geräte Corometrics

Externes Monitoring der Uterusaktivität sowie der fetalen Herzfrequenz mit Alarmen für unteren und oberen Schwellenwert. Erkennung der fetalen Bewegungen. Große LEDs für bequemes Ablesen. Drucker inkl. US-Aufnehmer, Toco-Sonde, Marker und Fixierbändern.

- > Qualität aus der Klinik für die Arztpraxis
- > Ultraschallüberwachung der fetalen Herzfrequenz
- > Überwachung der Wehentätigkeit
- > Erkennung der fetalen Bewegungen
- > Gepulster US-Doppler mit breitem Erfassungsbereich für schnelle Positionierung der Sonde
- > Integrierter Drucker
- > Leichtes Gewicht ca. 3,6 kg

COROMETRICS CTG Gerät Serie 172 Modell 172RBT
Gerät mit 2 Ultraschallsonden zur Gemini-Überwachung inkl. US-Aufnehmern, Toco-Sonde, Fernmarker, Software zur Erkennung von fetaler Bewegung FMD

Stück	221M 372 902	3.490,00	2.990,00*
-------	---------------------	---------------------	------------------

COROMETRICS Fetalmonitor Typ 171 Einkanal US-Überwachung, Tokometrie, RBT (Fetale Bewegungsdetektion)

Stück	221M 372 480	2.690,00	2.590,00*
-------	---------------------	---------------------	------------------

CTG-Papier

für Corometrics 170/4305BA0 152 x 90 mm

Faltbuch (160 Blatt)	221M 251 172		2,95
----------------------	---------------------	--	-------------

Leicht zu transportieren

Zwillingssüberwachung

EDAN

F3 CTG

Hochauflösende Ultraschallaufnahmen für perfekte Signalqualität.

Der F3 zeigt alle wesentlichen Überwachungsparameter, wie die der FHR, TOCO und der fetalen Bewegung.

- > Fetal Monitor für Zwillingsschwangerschaften
- > Leichtes Ablesen und Bedienen
- > 5,6" klappbarer TFT-Farbbildschirm
- > Fortgeschrittene FHR-Erkennungstechnologie
- > Eingebauter Thermodrucker
- > Rollstativ separat erhältlich
- > Auf Wunsch Anschluss an PC mit Übergabe der Reports in die Patientenakte

1 Stück	221M 516 358	2.490,00	2.090,00*
----------------	---------------------	---------------------	------------------

Anschluss an PC und Arztsoftware gegen Mehrpreis möglich.

2 Rollstativ

Stück	221M 805 506		359,00
-------	---------------------	--	---------------

Set Angebot

F3 CTG inkl. Anbindungssoftware

221M 516 358 + 221M 762 969	2.940,00	2.490,00*
------------------------------------	---------------------	------------------

CTG-Papier

Faltbuch (150 Blatt)	221M 328 418		2,50
----------------------	---------------------	--	-------------

*Es entstehen zusätzliche Kosten für Installation etc. Technische Änderungen vorbehalten.



**Mit dem Setangebot
450 € sparen!**



Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 30.04.2022. Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

| EKG & ULTRASCHALL



Die Versana Allrounder INTELLIGENT. EFFIZIENT. PRAKTISCH.

1



2



3



4



5



Große Sondenauswahl



GE HEALTHCARE

Die GE Ultraschallsysteme

Ultraschall der Spitzenklasse budgetfreundlich konzipiert

- > Erstklassige Bildqualität
- > Intuitive Bedienung
- > Intelligente Assistenzsysteme (Auto IMT, B Flow TM, Whizz, Auto ET und Auto Bladder)
- > Für alle Fachrichtungen hervorragend einsetzbar
- > Perfekte Dokumentation
- > Geführter Workflow durch die Untersuchung (Scancoach)

5 Versana Essential

inkl. 2 Standardsonden 221M 884 146 11.800,00

4 Versana Active

inkl. 2 Standardsonden 13.400,00

3 Versana Black

inkl. 2 Standardsonden 19.800,00

2 Versana Balance

inkl. 2 Standardsonden 221M 880 403 13.800,00

1 Versana Premier

inkl. 2 Standardsonden 23.000,00

FINANZIERUNG

Flexible Finanzierungsmöglichkeiten individuell an Ihre Situation angepasst.

Finanzierungspläne, einschließlich monatlicher Ratenzahlungen unterstützen Sie bei Ihren finanziellen Zielen.



Vscan Air™ - Ultraschall im Taschenformat neu erleben. Ohne Kompromisse bei Mobilität und Bildqualität.

Stück nur
3.990,00

**Praktisch für
die Kitteltasche**



GE HEALTHCARE

Vscan Air™ Ultraschallsystem

Erhalten Sie gestochen scharfe Bilder mit der Technologie eines Premium Ultraschallgerätes in einer kompakten, kabellosen Lösung.

- > **Passt in jede Kitteltasche** - Unterstützt Sie bei der frühzeitigen Diagnose für die schnelle Einleitung der nächsten Behandlungsschritte.
- > **Entwickelt für Sie** - Einfach zu bedienen, intuitiv zu navigieren und optimiert für mobile Endgeräte.*
- > **Mehr Anwendungsmöglichkeiten dank Dualsonde** - Schallen Sie sowohl oberflächliche als auch tieferliegende Strukturen, ohne eine neue Sonde verbinden zu müssen oder Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.
- > **Robustheit neu definiert** - Hält Stürzen und Feuchtigkeit in der täglichen Handhabung stand.**
- > Baut auf der langfristigen Ultraschall-Expertise von GE Healthcare auf

Stück

3.990,00



Ihre Vorteile im Überblick



Mehr Freiheit

Nehmen Sie das Vscan Air überallhin mit*** - Ihr kabelloser und mobiler Begleiter mit der kleinen, leichten, robusten und kabellosen Doppelsonde.



Klare Bilder

Das mit der SignalMax™-Technologie ausgestattete Vscan Air liefert scharfe Bilder zur Unterstützung der Krankheitsfrüherkennung und dient zur Nachuntersuchung Ihrer Behandlungen.



An Ihrer Seite

Holen Sie das Beste aus Ihrem Vscan Air heraus - von der einfach zu bedienenden Sonde und der intuitiven App, bis hin zu den renommierten Service- und Schulungstools von GE Healthcare. Und falls doch mal etwas passiert, kommt das System mit einer 3-jährigen Service-Garantie.

* Funktioniert mit einer Reihe von Android- und iOS-Smartphones und -Tablets.

** Sonde ist sturz sicher: getestet nach militärischen Fallstandards (MIL-810G). IP67 wasserdicht, kompatibel mit freigegebenen Desinfektionsmitteln.

*** Das Gerät ist für den eingeschränkten Einsatz außerhalb professioneller medizinischer Einrichtungen geprüft. Die Verwendung ist auf die im Benutzerhandbuch beschriebenen Umgebungseigenschaften beschränkt. Bitte wenden Sie sich an Ihren GE Healthcare-Vertriebsmitarbeiter, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Vaginal-Ultraschall-Gel

- > Ausgezeichnete Gleitwirkung erleichtert manuelle Diagnostik
- > Für Ultraschallbilder höchster Qualität
- > Tropft nicht nach, abwaschbar und besonders hautverträglich
- > Absolut blasenfrei

Schleimhaut-
verträglich!



1 Liter Flasche **221M 300 091** **5,90**

Aquasonic Ultraschall-Gel

Kontaktmittel für die
Ultraschall-Diagnostik.

wasserlöslich!



250-ml-Flasche **221M 300 165** **2,95**

ab 12 Stück je **2,75**

5-kg-Vorratsbehälter **221M 300 166** **19,90**

ab 3 Stück je **18,90**



Sonogel®

Hautfreundlich, glycerin- und formaldehydfrei. PH-Wert von 5,5 - 6 eingestellt. Temperaturstabil, sehr gute Netzigenschaften.

Dispenserflasche 250 ml **221M 328 576** **2,50**

Vorratsflasche 850 ml **221M 328 460** **3,55**

Cubitainer 5 Liter **221M 328 495** **15,75**

Thermasonic®-Gelwärmer

Für 1 Dosierflasche.

Zum konstanten Erwärmen von
Ultraschallgel. Mit europäischem Stecker,
220V. An der Wand montierbar.



Stück **221M 472 364** **166,50**

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



HENRY SCHEIN

Schutzhüllen für Ultraschallsonden

ohne Gleitmittel

Schutzhülle zur Vermeidung von Verunreinigungen der Ultraschallsonden durch Körperflüssigkeiten. Erleichtert die Reinigung und Desinfektion der Sonde. Nicht verwenden, wenn das Gummimaterial klebt, spröde oder offensichtlich beschädigt ist.

Maße: 34 x 195 mm (Ø x L)

Packung (144 Stück) **221M 900 0639** **6,49**

BRAUN
SHARING EXPERTISE

Zur Desinfektion von Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt geeignet

viruzid, sporizid



B. BRAUN

Meliseptol® Wipes ultra

Zur Desinfektion von invasiv genutzten Ultraschallsonden wie Vaginal- und Rektalsonden und zusätzlich für die Desinfektion von kleinen Flächen.

Alkoholfreie, viruzide, gebrauchsfertige Tücher zur Reinigung und Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten. Gute Reinigungsleistung durch nicht-fixierende Inhaltsstoffe. Optimierte Tuchspendersystem mit „Safe-Lock“-Verschluss.

Wirkungsspektrum: Bakterizid und levurozid; Viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. Polio-, Adeno-, Polyomaviren sowie HBV, HCV, HIV und Influenzaviren); Sporizid.

Tuchgröße: 14 x 20 cm

Dose 100 Tücher **221M 878 379** **12,20**

HARTMANN
Hilft. Pflegt. Schützt.

für Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt geeignet

viruzid, sporizid



HARTMANN

Microbac® Virucidal Tissues

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion von Ultraschallsonden und patientennahen Flächen.

Die Microbac® Virucidal Tissues zeichnen sich durch ihre umfassende Wirksamkeit kurze Einwirkzeiten, eine hohe Materialverträglichkeit und optimale Wirkstoffkombination (ohne Farb- und Parfümstoffe) aus. Daher sind sie besonders geeignet für die reinigende Desinfektion von:

- > (Invasiven) Medizinprodukten, wie Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt und TEE-Sonden
- > Medizinprodukten und Flächen im patientennahen Bereich

Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, sporizid (C. difficile), viruzid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) und begrenzt viruzid PLUS. VAH - Zertifiziert, IHO - Viruzidieliste

Tuchgröße: 18 x 20 cm

Packung 80 Tücher **221M 806 236** **11,04**

SonoScape Allround-Ultraschallgeräte der E-Serie zu einem starken PreisLeistungsverhältnis!



SONOSCAPE

E1/E2 Ultraschallfamilie

Die SonoScape E-Serie mit allen wichtigen Funktionen eines Allround-Ultraschallgerätes.

- > Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- > Sehr gute Bildqualität
- > Einfacher Work-Flow
- > Hochauflösender 15,6-Zoll-LCD Monitor mit 50° Winkel verstellbar
- > Elegantes Tastatur Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- > 2 pinless Buchsen für Schallköpfe
- > 4 kompatible Schallsonden: HD Linear, HD Konvex, Micro-Konvex, endocavitär
- > Premium-Anwendungstechniken:
 - ↔ Scan-Störpixelunterdrückung, Compound Imaging, TDI, Kontrastbildgebung, IMT, B-Steer
- > Umfassende Anwendungspalette: Abdomen, Schilddrüse, OB/GYN, Urologie, vaskulär und vieles mehr

- > Bevorzugte Anwendereinstellungen frei programmierbar
- > Vollständige Patientendatenbank und Bildmanagement-Lösungen: DICOM 3.0, AVI/JPG, USB 2.0, HDD
- > Anschluss für Fußschalter
- > Eingebauter Akku für 90 Minuten Scanfunktion

1 SonoScape E1 s/w Ultraschallgerät

Stück inkl. 1 Sonde **221M 753 694** Preise auf Anfrage

2 SonoScape E2

Stück inkl. 1 Sonde **221M 885 591** Preise auf Anfrage

Swingo Sonographiewagen (o. Abb.)

Stück **221M 591 898** Preise auf Anfrage

Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 30.06.2022. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kam zu Teillieferungen kommen.


PERSÖNLICHE BERATUNG

direkt bei Ihnen vor Ort.

Gemeinsam mit unseren Spezialisten berät Sie unser Außendienst bei der Auswahl von Medizinprodukten und -geräten. Sie haben somit einen persönlichen Ansprechpartner für Ihre individuellen Anliegen.

So finden Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner:

1. Rufen Sie unseren Webshop auf:
www.henryschein-med.de
2. Wählen Sie unter dem Reiter Service den Punkt **Außendienst** aus.
3. Geben Sie Ihre **Postleitzahl** im Feld ein und Ihr persönlicher Ansprechpartner erscheint.



Die Premium-Plus-Klasse

Besonders leistungsfähige Allround-Autoklaven

MELAG®



Sonderpaket nur
5.840,00*

MELAG

Euroklav® 23 VS+

Für den Routine-Betrieb. Autoklav „Klasse S“, geeignet für gängig massive Instrumente, einfach verpackt. Beladung 4 kg Instrumente/ Tablett oder 0,7 kg Textilien.

Außenmaße: 48,5 x 66 x 42,5 cm (B x H x T) Kesselmaße: 25 x 45 cm

Sonderpaket:

Euroklav® 23 VS+: inkl. Halterung A Plus für 5 Tablett, 3 Tablett, MELAflash CF-Card-Printer

Set ~~6.890,00~~ **5.840,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **221M 508 853** **102,00**

* Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für Installation, Validierung, Hardware, Wartungsverträge etc. Technische Änderungen vorbehalten.

MELAG®



Sonderpaket nur
9.210,00*

MELAG

Vacuklav® 23-B+

Außenmaße: 48,5 x 66 x 42,5 cm (B x H x T)

Kesselmaße: x 25 x 45 cm

Tablett: 19 x 2 x 42 cm (B x H x T), fasst 6 Tablett

> Universalprogramm für verpackte Instrumente

> Schnellprogramm für unverpackte/verpackte Instrumente

> Prionenprogramm

> Effektive Vakuum-Trocknung

Sonderpaket:

Vacuklav® 23 B+: inkl. Halterung A Plus für 5 Tablett, 3 Tablett, MELAflash CF-Card-Printer, MELAcontrol PRO (inkl. 40 Indikatorstreifen)

Set ~~10.510,00~~ **9.210,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **221M 508 853** **102,00**

MELAG®

MELAG

Vacuklav® 44 B+ Evolution

Für Festwasseranschluss.

> Bedienung einfach und intuitiv

> Großes Grafikdisplay

> Erfüllt die Anforderungen nach EN 13060

> Fassung: 6 Tablett oder 3 Norm-Tray-Kassetten

> Kesselvolumen: 22 Liter

Zubehör separat erforderlich.

Stück **221M 649 067** **8.989,00***

Zubehör

Autoklav-Gestell für eingefolte Instrumente

Stück **221M 508 853** **102,00**



Stück ab
8.989,00*

Kurze Betriebszeiten

Einfache Bedienung

Stück ab
7.585,00*

Komplettpaket

inkl. Installation und
Erstvalidierung

nur **11.180 €**



MELAG

MELAtherm® Thermodesinfektor

MELAtherm® ist ein leistungsfähiger und moderner Thermodesinfektor (RDG), der die Forderungen der neuen Europa-Norm EN 15883 in vollem Umfang erfüllt.

Die Aufnahme und die automatische Dosierung der Prozessmedien sowie die aktive Trocknungsfunktion sind bereits im Gerät integriert.

Durch die eingebaute Netzwerkfähigkeit ist die Einbindung in das Praxis-Netzwerk möglich. Durch die standardisierten Außenmaße kann MELAtherm® in bereits vorhandene Schrankzeilen eingebaut werden.

Außenmaße: 82 x 60 x 60 (H x B x T), 230 V oder 400 V.

Gerät	221M 337 746	ab 7.585,00*
Edelstahlabdeckplatte	221M 356 373	235,00

* Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für Installation, Validierung, Hardware, Wartungsverträge etc. Technische Änderungen vorbehalten.

Komplettpaket

Set-Inhalt:

- > Melatherm 10 DTB RDG Grundgerät
- > Korb ohne Injektorschiene
- > 2x Waschkorb für Spekula
- > Waschkorb 6 Flex inkl. Mitteltraverse
- > MELAflash CF-Card
- > MELAflash Kartenlesegerät
- > Claramat/Broxal Regeneriersalz grob
- > Neodisher Starterset MedXL
- > Installationspauschale
- > Erstvalidierung

Set **13.025,00** **11.180,00**



MELAG

Dermatologie / Chirurgie / Allgemein-Sortiment

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > 2 x Flexkorb 3
- > Flexkorb 6 mit Traverse und Schlauchdurchführung

Set **221M 909 594** **Preis auf Anfrage**



MELAG

HNO-Sortiment

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > Flexkorb 3
- > Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 3
- > Instrumentenkorb
- > Adapter männlich 11x

Set **221M A-909 597** **Preis auf Anfrage**



Die Lösungen für die maschinelle Reinigung und Desinfektion der Instrumente

Die innovativen Thermodesinfektoren MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution sichern die Qualität der Instrumentenaufbereitung in der Arztpraxis.

Durch die maschinelle Reinigung und Desinfektion werden nicht nur Ihre Patienten und das Praxispersonal noch besser geschützt, sondern auch eine Arbeits- und Zeitersparnis bei der Aufbereitung der Instrumente und Medizinprodukte erzielt.

Profitieren Sie von dem perfekten Zusammenspiel der MELAG Thermodesinfektoren in Verbindung mit speziell entwickelten Einsatzgestellen und den abgestimmten MEtherm Prozessmedien.

Die Produkt-Highlights	Ihre Vorteile	MELAtherm® 10 Evolution	MELAtherm® 10
Aktive Trocknung	Eine aktive Innen- und Außentrocknung schützt Ihre hochwertigen Instrumente vor Korrosion und Beschädigung und fördert somit die Langlebigkeit Ihres Instrumentariums.	✓	✓
Intuitives Touch-Bedienkonzept	Ein Touch-Display mit integrierten Video-Tutorials garantiert den sicheren Umgang mit dem Gerät.	✓	
Prozessmedien-Aufnahme im Gerät	Die Integration der Prozessmedien und des Dosiermoduls spart wertvollen Platz im Aufbereitungsraum.	✓	✓
Flüssige Prozessmedien	Die Dosierung von flüssigen Prozessmedien sichert optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse und ist vollständig validierbar.	✓	✓
Dokumentations-Schnittstellen	Mit einer CF-Karte und den Netzwerkanschlüssen erfolgt die Protokollübertragung auch ohne eine Software rechtssicher und einfach.	✓	✓
Chargenfreigabe direkt am Gerät	Die papierlose Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe ermöglichen den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.	✓	
Praxisoptimierte Aufbereitungskammer	Das Kammerkonzept bietet eine effiziente Beladung, schnelle Prozesse und geringe Verbräuche von ca. 1 Euro pro Zyklus (dabei entspricht eine MELAtherm® 10 Beladung ca. zwei Autoklav-Beladungen).	✓	✓
Reinigbarer Zentralfilter	Die innovative Kontrollanzeige der Injektorschiene überwacht die Filterleistung zuverlässig. Wenn der Stift der Kontrollanzeige nicht auslöst, kann der Filter durch das Praxispersonal schnell und einfach gereinigt werden.	✓	✓
Aufbereitung von ZEG-Spitzen	Nur die Adaptierung von ZEG-Spitzen mit Drehmoment-schlüssel garantiert maximale Anwendersicherheit und verhindert Arbeitsunfälle.	✓	✓
Überwachung des Spüldrucks und der Spülarme	Die Überwachung dieser Parameter gewährleistet absolute Prozesssicherheit.	✓	✓
App-Kompatibilität	Mit der MELAconnect App können Sie den Gerätestatus und Programmfortschritt von jedem Ort in Ihrer Praxis überwachen.	✓	
Zufriedene Anwender in Ihrer Region	Lassen Sie sich von anderen MELAtherm® 10 Kunden inspirieren: www.melag.com/referenzen	✓	✓

MELAG

MELAtherm® 10 Evolution

Die Premiumklasse der Thermodesinfektoren

Mit brandneuen Innovationen und den bewährten MELAtherm® 10 Produkt-Highlights wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation setzt MELAtherm® 10 Evolution Maßstäbe in der Instrumenten-Aufbereitung. Das neue intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display und integrierten Video-Tutorials macht die Einweisung und die Bedienung des Thermodesinfektors einfacher als je zuvor. Für einen perfekten Workflow in Ihrer Praxis können Sie mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln die Beladung der praxisoptimierten Aufbereitungskammer auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung. Er steht in zwei Ausführungen zur Verfügung, für Anschlüsse mit 400 V Drehstrom (DTA) und 230 V Wechselstrom (DTB).

MELAtherm® 10 Evolution DTA (Unterbaugerät - Drehstrom)

Stück	221M 337 746	8.915,00	7.585,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------

MELAtherm® 10 Evolution DTB (Unterbaugerät - Wechselstrom)

Stück	221M 432 070	8.915,00	7.585,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------

Edelstahlabdeckplatte

Stück	221M 356 373		235,00
-------	---------------------	--	---------------



Wartungszyklen
von 24 Monaten

MELAG

MELAtherm® 10

Fair im Preis - exzellent in der Ausstattung

Die Reinigung- und Desinfektion von Instrumenten mit einem Thermodesinfektor (RDG) vor der Sterilisation ist fester Bestandteil im Aufbereitungsprozess der Instrumente in Arzt- und Zahnarztpraxen. Das innovative Konzept des MELAtherm bietet der Praxis alle Vorzüge für eine schnelle, ergonomische, sichere und vor allem kostensparende Aufbereitung.

Durch die aktive Trocknung können Sie die Instrumente nach bereits ca. 60 Minuten handwarm und trocken aus dem Thermodesinfektor entnehmen. Alle wichtigen Komponenten sind platzsparend im Gerät integriert: Auch die Dosierung der Prozessmedien und die Dokumentation der Prozessparameter erfolgen vollautomatisiert. Somit wird wertvolle Zeit eingespart, die Ihr Praxisteam viel besser für andere wichtige Arbeiten in Ihrer Praxis einsetzen kann.

MELAtherm® 10 DTA (Unterbaugerät - Drehstrom)

Stück	221M 830 658	8.915,00	7.585,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------

MELAtherm® 10 DTB (Unterbaugerät - Wechselstrom)

Stück	221M 830 662	8.915,00	7.585,00
-------	---------------------	---------------------	-----------------



MELAG

HNO-Sortiment (o. Abb.)

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > Flexkorb 3
- > Ohrtrichter-Aufsatz für Flexkorb 3
- > Instrumentenkorb
- > Adapter männlich 10x

Set

Preis auf Anfrage

MELAG

Chirurgie/Orthopädie-Sortiment (o. Abb.)

Beladungsbeispiel bestehend aus:

- > Basiskorb mit Injektorschiene
- > 2x Flexkorb 3
- > Flexkorb 6 mit Traverse und Schlauchdurchführung

Set

221M A-909 596

Preis auf Anfrage



MIELE PROFESSIONAL

Reinigungs- und Desinfektionsgerät PWD 8534

**Kompakte Bauform optimal mit geringem Platzbedarf,
aber voller Leistung eines Thermodesinfektors**

Trotz der kompakten Abmessungen verfügen die Geräte über den Technologiestand eines großen RDGs.

Die aktuellen Normen für Reinigungs-/Desinfektionsgeräte werden selbstverständlich eingehalten. Die Normen entsprechen der europäischen, britischen und deutschen Richtlinien zur Dekontamination. Hier sind die EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5, HTM 01-05 und RKI Empfehlungen zu nennen. Die Geräte sind vom Hersteller als medizinische Geräte im Einklang mit CE-Vorschriften eingestuft (Richtlinie 93/42/EWG) und natürlich validierfähig. Bei der Waschraumgröße sind die Bedürfnisse einer Praxis berücksichtigt.

Das Gerät kann somit effizient genutzt werden und der Wasser- und Energieverbrauch verringert sich, im Vergleich zu den größeren Untertischmodellen.

Eigenschaften im Überblick:

- > Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z.B. 8 Hohlkörperinstrumente und weiteres Spülgut
- > Direktwahltasten mit zielgruppenspezifischen Programmen wie z.B. Vario TD GYN speziell für Instrumente in gynäkologischen Praxen oder Vario TD HNO oder Vario TD INSTR für Praxen mit chirurgischem Instrumentarium
- > Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Aufsicht-Variante
- > "Touch on Glass" Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay
- > Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter H 14

- > Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- > Integrierter Wasserenthärter
- > Wechselstromanschluss
- > Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker

Lieferumfang:

- > Heißluftgebläsetrocknung mit einstellbarer Dauer und Temperatur für beste Innen- und Außentrocknung der Instrumente mit HEPA-Filter
- > Anschluss für kaltes und Demineralisiertes Wasser
- > Touch on Glass, Bedienung über ein 4" Farbdisplay
- > Elektroanschluss AC 230V 50Hz
- > Druck Pumpen Sensor
- > Unabhängiges Prozessüberwachungssystem
- > RS232-Schnittstelle
- > Zwei Dosierpumpen mit zwei integrierten Chemiebehältern für Klarspüler und Reiniger

Stück

221M 898 354

Preis auf Anfrage

Stück ab
5.819,00*

MIELE PROFESSIONAL

Reinigungs- und Desinfektionsautomat PG 8582

- > Hygienischer Spülraum
- > Patentierte, drehzahlvariable BLMP-Pumpe mit integrierten Heizkörpern, besonders sparsamer Einsatz von Wasser und Energie
- > Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- > Optimierte Sprüharme und kurze Wasserwege für hervorragende Reinigungsergebnisse
- > Chargenkapazität: max. 6 DIN Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- > Einfache Bedienung, Display mit Klartextanzeige
- > Vario TD Programm thermische Desinfektion 93°C, 5 Minuten
- > 2 kundenspezifische freie Programmplätze
- > Eingebauter Wasserenthärter mit ergonomischer Nachfüll-Möglichkeit
- > Auto-Open Funktion - Tür öffnet nach Programmende automatisch - EcoDry
- > 60 cm Breite



**Großer Innenraum
für bis zu 48 Spekula**

EcoDry Trocknung

Stück		ab 5.819,00*
optional:		
Wash Check Indikatorplatten		
Packung (50 Stück)	221M 299 939	100,80

Protokolldrucker APH 510 PRT110		
Stück	221M 829 456	512,00
Druckerkabel		
Stück	221M 272 711	75,00

MIELE PROFESSIONAL

Korbset Chirurgie (o.Abb.)

bestehend aus:

- > A 103 Oberkorb leer für 2 DIN Siebe
- > A 202 Unterkorb für 4 DIN Siebe in 2 Ebenen
- > 6 x E 142 DIN Siebschale Edelstahl

Set **Preis auf Anfrage**

MIELE PROFESSIONAL

Korbset Gynäkologie (o.Abb.)

bestehend aus:

- > A 102 Oberkorb, Frontseite offen
- > A 151 Unterkorb zur Aufnahme von diversen Einsätzen
- > 2 x E 379 Siebkorb zur Aufnahme von diversen Utensilien
- > 4 x E 416 Einsatz für 6 Stück ein- oder zweiteilige Spekula

Set **Preis auf Anfrage**

**Komplett ausgestattet mit
einem eleganten All-in-One
PC finden Sie auf Seite 5.**


DOCma® - Der Code für Ihre Sicherheit

Hygienemanagementpaket für Ihren Aufbereitungsraum zum Sonderpreis.

- > DOCma® Hygienestandard-software
- > All-in-one-PC
- > Desinfizierbare Funktastatur mit interiertem Touchpad, schmutz- und spritzwassergeschützt, IP68, schnell zu reinigen, leichter Tastenanschlag
- > Etikettendrucker Label I

DOCma®

Hygienestandardsoftware **221M A-900 573** **Preis auf Anfrage**
zzgl. Wartung / Hotline monatl. 10 €





Reinigung mildalkalisch

Maschinelle Aufbereitung
von Instrumenten

Stück nur
37,50



DR. WEIGERT

neodisher® Mediclean forte

- > Alkalischer Universalreiniger für die maschinelle und manuelle Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
- > Flüssigkonzentrat
- > Entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut
- > Vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen
- > Enthält Alkalien und Tenside

5 Liter Kanister

221M 329 009

37,50



Nur für flexible Endoskopie

Maschinelle Reinigung



DR. WEIGERT

neodisher endo CLEAN

Auf Basis von Alkalitätsspendern -Enzymen und Tensiden

5 L Kanister

221M 497 003

45,00



Nachspülung pH neutral

Für Miele Thermo-
desinfektoren empfohlen



DR. WEIGERT

neodisher® MediKlar Nachspülmittel

- > Zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten / Medizinprodukten
- > Unterstützt Trocknung durch sehr gute Benetzungseigenschaften. Verkürzt die Trocknungszeit
- > Neutralisiert verschleppte Alkalireste
- > Reduziert Fleckenbildung

5 Liter Kanister

221M 329 038

37,90



Maschinelle Aufbereitung
von Instrumenten

Neutralisation auf
Zitronensäurebasis



DR. WEIGERT

neodisher® Z Neutralisationsmittel

- > Saures Neutralisationsmittel für die maschinelle Instrumentenaufbereitung
- > Flüssigkonzentrat
- > Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung
- > Auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden und Phosphaten

5 Liter Kanister

221M 100 714

38,90



Maschinelle Desinfektion

DR. WEIGERT

neodisher endo SEPT GA

- > Auf Basis von Glutaraldehyd
- > Bakterizid
- > Mykobakterizid
- > Fungizid
- > Viruzid
- > Im Verfahren mit neodisher endo CLEAN wirksam gegen Sporen (inkl. Clostridium difficile)

5 L Kanister

221M 471 843

66,60



Flasche nur
12,50



DR. WEIGERT

neodisher® Mielclear

Nachspülmittel für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inkl. Übertragungsinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien: Flüssigkonzentrat. Mit Korrosionsschutz. Für Miele-Thermodesinfektoren empfohlen.

Flasche

1 Liter

221M 459 1202

12,50

FORT- & WEITERBILDUNGS- SYMPOSIUM IN DORTMUND

am 28. September 2022

Fesselnde Vorträge, Live-Präsentationen, neueste Trends der Medizintechnik und CME Fortbildungspunkte. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges und spannendes Programm. Kommen Sie und sprechen Sie mit Experten unterschiedlicher Disziplinen der Medizin. Es erwarten Sie interessante Vorträge, viele Produktneuheiten und tolle Aktionsangebote. Wir bieten außerdem Snacks und Getränke und die richtige Atmosphäre, für informative und kompetente Gespräche mit unseren Spezialisten vor Ort.



**FINDEN SIE BEI UNS DIE
FORTBILDUNG, DIE ZU IHNEN PASST**

Es erwarten Sie informative Vorträge zu folgenden Themen:

- › Neues in der Abdomen-Sonographie 2022 - Was ist wichtig für den Hausarzt?
- › Update HRT - 20 Jahre nach WHI
- › Desinfektion und Hygiene in der Arztpraxis
- › Umgang mit dem Sprechstundenbedarf & Vermeidung von Regressen
- › Einführung in die Dermatoskopie
- › Notfall in der Arztpraxis - Reanimation

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS



200 Stück ab
12,99

PREIS-LEISTUNG

HENRY SCHEIN

Sterilisationsbeutel selbstklebend

Papier/Klarsichtfolie ohne Seitenfalten mit hervorragendem selbstklebendem Verschluss. Aufgebrachte Indikatorstreifen für chemische und Dampfsterilisation und EO-Sterilisation.

8,3x15,9cm	Packung (200 Stück)	221M 900 2984	13,90	12,99
8,9x25 cm	Packung (200 Stück)	221M 900 2983	15,90	15,10
13,4x28 cm	Packung (200 Stück)	221M 900 2985	17,90	16,99
19,0x35,6 cm	Packung (200 Stück)	221M 988 2127	25,90	24,60
25,4x38,1cm	Packung (200 Stück)	221M 900 2986	27,90	26,50

Nicht selbstklebend

5x30 cm	Packung (500 Stück)	221M 900 3059	39,90	37,90
7,5x30 cm	Packung (500 Stück)	221M 900 3060	48,90	46,50
10x30 cm	Packung (500 Stück)	221M 900 3058	59,90	56,90

HENRY SCHEIN

Sterilisations-Marker

Nach der Sterilisation hat sich die Schrift von weinrot auf grün verändert. Der HS-Sterilisationsmarker entspricht der EN 867-1, Klasse A und ISO 11140-1, Klasse 1.

Stück	221M 900 8492	8,95
-------	----------------------	-------------



HENRY SCHEIN

Instrumenten-Wanne

Mit Siebeinsatz und Dosierungsmarkierung.

Maße: 34 x 21 x 12 cm (B x H x L)

4 Liter Wanne	221M 988 2823	39,90
---------------	----------------------	--------------

Stück nur
39,90

PREIS-LEISTUNG

HENRY SCHEIN

Laborwasser

Nicht steril; vollentsalzt; laborgeprüfte Qualität. Entspricht VDE 0510 und DIN 57510.

4 x 5 Liter Kanister	221M 988 2042	17,25
10-Liter-Kanister	221M 900 6280	6,99



HENRY SCHEIN

Dampf- und Gassterilisationsverpackung von der Rolle

In Papier-Folien-Kombination mit bereits aufgedrucktem Indikator. Leicht zu verschweißen mit handelsüblichen Folienschweißgeräten (z.B. MELAseal). Die Schweißnähte sind leicht und bequem zu öffnen, sowie eine Peel-Packung. Die Rollen bestehen aus einer Klarsichtfolie und aus feuchtigkeitsbeständigem, weißen »Kraft«-Papier mit hohem antibakteriellen Schutz für den medizinischen Gebrauch.

Die Klarsichtfolie entspricht der deutschen Norm DIN 50049. Das Papier für medizinischen Gebrauch entspricht Norm DIN 58953. Die Schweißlinien (Multiline) sind sehr widerstandsfähig und in gleichmäßigen Abständen angeordnet.

Für Autoklaven, keimdicht, reißfest, transparent.

Rollenlänge: 100 m

Breite: 5 cm	221M 900 2987	5,90	5,59
Breite: 7,5 cm	221M 900 2988	6,90	6,55
Breite: 10 cm	221M 900 2989	8,90	8,45

Rollenlänge: 200 m

Breite: 5 cm	221M 900 2991	9,90	9,45
Breite: 7,5 cm	221M 900 2992	12,90	12,25
Breite: 10 cm	221M 900 2993	15,90	15,15
Breite: 15 cm	221M 988 0485	23,90	22,70
Breite: 20 cm	221M 988 0486	31,90	30,30
Breite: 25 cm	221M 988 0487	39,90	37,90
Breite: 30 cm	221M 988 0488	46,90	44,55

MELAG

MELaseal® 200 Foliensiegelgerät

- > Zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen
- > Erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2
- > Nach nur ca. 90 Sekunden Aufheizzeit im Dauerbetrieb einsetzbar
- > Die Siegelzeit beträgt 2 Sekunden. Alle Funktionen und die Parameter der erzeugten Siegelnaht werden auf dem Display angezeigt
- > 2 USB Schnittstellen zur Dokumentation mit dem USB-Stick oder direkte PC-Anbindung zur Protokollierung des Siegelprozesses

Stück	221M 470 342	1.210,00
-------	---------------------	-----------------

Zubehör

Rollenhalter Comfort für MELaseal® 200 und 100

Stück	221M 804 150	112,00
-------	---------------------	---------------




DER BESTE WEG ZUR WOHLFÜHLPRAXIS

Mehr Beratung, mehr Service, mehr Komfort

Ein ganzheitliches Planungskonzept bietet dem Patienten und dem gesamten Praxis-Team Orientierung, Sicherheit und sorgt des weiteren für einen entspannten Aufenthalt. Ihre Praxis wird einzigartig und unverwechselbar mit uns als Ihren Full-Service-Spezialisten. Nutzen Sie unseren Henry Schein ServiceDirekt.

- > **Analyse der Praxis- / Raumbegebenheiten**
- > **Berücksichtigung von Investitionsvolumen, Gestaltungs- und Farbwünschen etc.**
- > **Individuelle 3D-Planung**
- > **Organisation und Aufsicht des Auf- und Umbaus**





WIR SIND FÜR SIE DA!
Telefon: 0800 / 580 8510



Bilder: Raum 11 Einrichtungen GmbH



OPX mobilis® Tischfunktionen im Überblick:



SCHMITZ U. SÖHNE

OPX mobilis® 200

Mechanischer OP-Tisch mit 2 Tischfunktionen. Leicht und wendig für orts- und energieunabhängiges Operieren. 2-teilige, strahlendurchlässige Lagerungsfläche. Einfache ergonomische Bedienung. Der Tisch entspricht allen hygienischen Anforderungen. Zur Desinfektion sind die SAF-Polster einfach und ohne Werkzeug zu demontieren. Große Rollen für leichte Fahrbarkeit, mit dem Fußhebel am Kopfende sind die Rollen zu arretieren. Einfache Verstellung der Rückenplatte durch Gasfederverstellung mit leicht dosierbarem Auslösemechanismus. Auf Wunsch ist der Tisch mit verschiedenen Kopf- und Beinhaltern ausrüstbar. Für die Anbringung von Beinhaltern etc. sind an den Seiten Normschienen montiert.

Hoher Patientenkomfort durch:

- > Breite Liegefläche
- > Besonders bequeme SAF-Polster

1 OP-Tisch OPX mobilis® 200

Mechanischer OP-Tisch mit 2 Tischfunktionen. Grundmodell ohne Kopf- und Beinplatte. Hydraulische Verstellmöglichkeit von Höhe, Trendelenburg- und Gegentrendelenburglagerung.

Stück	221M 370 794	9.791,00	8.750,00
-------	--------------	---------------------	----------

Zubehör für OPX mobilis® 200

2 Einfache Kopfplatte

Stück	221M 369 001	866,00	775,00
-------	--------------	-------------------	--------

3 Ungeteilte Beinplatte

Stück	221M 371 798	1.264,00	1.130,00
-------	--------------	---------------------	----------

4 Geteilte Beinplatte

Stück	221M 370 795	1.805,00	1.615,00
-------	--------------	---------------------	----------



Erhältlich in versch. Breiten
65 cm 80 cm

Große Farbauswahl

Langlebig und strapazierfähig

Auch als EKG-Liege in Sonderbreite 80 cm

Gestell verchromt oder andere RAL-Farbe gegen Aufpreis möglich. Sprechen Sie uns gern an, Telefon: 0800-888 181 9.



SCHMITZ

varimed® Untersuchungsliege

2-teilig, Gestell Vierkantrrohr, Gestell wahlweise in RAL 9002 (grauweiß), RAL 9006 (weißaluminium) und RAL 9007 (grau-aluminium)

50 mm Polster, 65 cm breit

Bezug Classic	221M A-909 066	269,00
Bezug Comfort	221M A-908 001	299,00

70 mm Polster, 65 cm breit

Bezug Classic	221M A-909 067	435,00
Bezug Comfort	221M A-909 477	466,00

70 mm Polster, 80 cm breit

Bezug Classic	221M A-908 002	555,00
Bezug Comfort	221M A-908 003	595,00

Rollenhalter

für 65 cm-Liege	221M 112 824	27,00
für 80 cm-Liege	221M 208 740	29,00

Stück ab
370,00



SCHMITZ

Blutentnahmestuhl

Gestell in RAL 9002 (grauweiß), RAL 9007 (grau-aluminium) oder RAL 9006 (weißaluminium). Kunstlederbezug gemäß Farbskala.

Polster Classic

Stück	221M A-909 064	370,00
-------	----------------	--------

Polster Comfort

Stück	221M A-909 065	390,00
-------	----------------	--------

Stück ab
190,00



SCHMITZ

varimed® Drehhocker

5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder.

Polster Classic

Stück	221M 523 465	270,00	190,00
-------	--------------	-------------------	--------

Polster Comfort

Stück	221M 523 466	282,00	199,00
-------	--------------	-------------------	--------

Sie haben die Farbwahl

Kunstleder comfort mit antimikrobiellen Eigenschaften

goldgelb 86	gold-orange 106	karminrot 92	himbeerrot 103	eisblau 108	karibikblau 82	atlantikblau 83	lavendellila 107
agavengrün 109	milchkafee 102	sandbeige 101	steingrau 96	schiefergrau 97	titangrau 91	blütenweiß 84	

Kunstleder classic

weiß 53	silbergrau 55	ozean 52	schwarz 57
------------	------------------	-------------	---------------

Lackierung

grauweiß RAL 9002	reinweiß RAL 9010	alabastergrau RAL 0007500	lichtgrau RAL 7035	anthrazitgrau RAL 7016	tiefschwarz RAL 9005	weißaluminium RAL 9006	grau-aluminium RAL 9007
rapsgelb RAL 1009050*	signalgelb RAL 1003	pastellorange RAL 2003	hellelfenbein RAL 1015	saharabeige RAL 0607030*	altrosa RAL 3014	erikaviolett RAL 4003	blutorange RAL 2002
lichtgrün RAL 6027	limonengrün RAL 1008060*	laubgrün RAL 1206050*	weißblau RAL 2408015*	hellblau RAL 2606030*	saphirblau RAL 5003	Bügelgriffe auch matt verchromt lieferbar	

Diese Farben haben ebenfalls antimikrobielle Eigenschaften

* RAL Zwischentöne

Dr. Mach
medical lighting + technology

DR. MACH

Mach LED 150 F Untersuchungsleuchte

- > Übertreffende Farbwiedergabe
- > Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
- > Bedienpanel am Leuchtengehäuse
- > Einfaches Handling, Fokussierung

1 Stativmodell

auf SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	221M 521 527	3.071,00	2.660,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

2 Wandmodell*

Stück	221M 750 931	2.816,00	2.440,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

3 Deckenmodell*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	221M 750 932	3.125,00	2.710,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	221M 620 5322		79,00
-------	---------------	--	--------------

Stativmodell nur
2.660,00

Dr. Mach
medical lighting + technology

12 LEDs

Stativmodell nur
1.368,00

DR. MACH

Mach LED 120 F Untersuchungsleuchte

Technische Daten:

- > Lieferung: inklusive Netzteil
- > Beleuchtungsstärke: 45.000 Lux / 1 m
- > 12 LED's
- > Farbwiedergabe: Ra=95, bei 4.300 Kelvin Farbtemperatur
- > Fokussierbare Leuchtfeldgröße: 14-25 cm

Stativmodell mit SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	221M A-909 064	1.578,00	1.368,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Wandmodell mit SWING-Wandarm (o. Abb.)*

Stück	221M A-909 064	1.468,00	1.275,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Deckenmodell mit SWING-Deckenarm (o. Abb.)*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	221M A-909 064	1.778,00	1.540,00
-------	----------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	221M 620 5322		79,00
-------	---------------	--	--------------

* Die Montage ist gegen einen Aufpreis möglich.

Dr. Mach
medical lighting + technology

DR. MACH

Mach LED 130 F Untersuchungsleuchte

- > Übertreffende Farbwiedergabe
- > Facettiertes Mehrfach-Linsensystem
- > Bedienpanel am Leuchtengehäuse
- > Einfaches Handling
- > Fokussierung
- > Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m

Stativmodell SWING-Stativ mit Vierfuß

Stück	221M 424 006	2.060,00	1.785,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Wandmodell (o. Abb.) mit SWING-Wandarm*

Stück	221M 418 564	1.950,00	1.690,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenmodell mit SWING-Deckenarm (o. Abb.)*

zur Montage bis 3m Raumhöhe - bei Bestellung bitte Raumhöhe angeben

Stück	221M 384 562	2.260,00	1.959,00
-------	--------------	---------------------	-----------------

Deckenring

Stück	221M 620 5322		79,00
-------	---------------	--	--------------

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



GUSTAV KUNZE

Instrumententzuchtisch

- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Ablageplatte 600 x 400 mm
- > Manuell höhenverstellbar von 770 x 1170 mm
- > 4 Lenkrollen Ø 50 mm, elektrisch leitfähig
- > 2 davon mit Feststeller
- > Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last 30 kg

Stück 221M 428 018 399,00

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



GUSTAV KUNZE

Gerätetisch

- > 625 x 425 x 800 mm (B x L x H)
- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Fugenlos geschweißtes Tischgestell
- > Keine Plastikstopfen
- > 2 herausnehmbare Böden
- > 4 Lenkrollen Ø 75 mm, elektrisch leitfähig

Stück 221M 590 700 472,00

GUSTAV KUNZE jr. e.K.



Stück nur
218,00



GUSTAV KUNZE

Auftritt, 1-stufig

- > Konstruktion aus Chromnickelstahl
- > Abnehmbare Trittplatte rutschhemmend geriffelt
- > Elektrisch leitfähig
- > Maße: 600 x 350 x 240 mm

Stück 221M 407 628 218,00

HAEBERLE



HAEBERLE

Swingo® 60 Injektionswagen

Eine Schublade mit variabler Einteilung, Injektionsspender Compact, Kanülensammler Medi-Müll 1,5 Liter mit 20 Einwegboxen, Abwurfschale verchromt, Rollen Ø 100 mm.

Stück 221M 379 031 1.700,00

HAEBERLE



HAEBERLE

Variocar® 60 Injektionswagen

Eine Schublade mit variablem Schubladeneinsatz, Injektionsmittel-spender PicBox Plus, Kanülensammler 1,5 Liter mit 20 Einwegboxen, Abwurfschale (Edelstahl), Armauflage (schwarz), Gestell verchromt.

Stück 221M 517 662 1.319,00



GREINER

H.U.G.O. Hygienesäule Sensor mit Qiu Automatikspender

Greiner erweitert mit dem Qiu Automatikspender die Lösung der ästhetischen H.U.G.O. Desinfektionsmittelsäule.

Die Auslieferung erfolgt komplett montiert und mit Batterien. Sie kann mit einer 500 ml Desinfektionsflasche ausgestattet werden.

Stück	221M 105 2461	395,00
-------	----------------------	---------------



Stück nur
299,00



GREINER

H.U.G.O. Desinfektionsmittelsäule

Design-Desinfektionsspender H.U.G.O. wird als Hygienesäule zum Blickfang am Eingang von Praxen, Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Reha- und Versorgungszentren, Tageskliniken.

- > Oberfläche - Eiche-Edelfurnier auf Bucheckern Klarlack mit Brandschutzeigenschaft B1
- > Eurospender für 500 ml: Händedesinfektionsmittel und -gel, Flüssigseifen, dünnflüssige Lotionen Einstellbar auf 0,8 ml, 1,2 ml oder 1,8 ml pro Hub.
- > Eurospender kann mit handelsüblichen 500-ml-Spenderflaschen Norm Euro1 ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang vorhanden)
- > Aluminium-Eurospender und die Pumpe ist autoklavierbar
- > Pumpe als Einzelteil austauschbar
- > Dank unsichtbarer Oberflächenlackierung widerstandsfähig gegen mechanische oder chemische Einflüsse
- > Maße: 135 x 35 x 25 cm (H x B x T) • Gewicht: 11,9 kg
- > Auslieferung komplett montiert

Stück	221M 899 758	299,00
-------	---------------------	---------------

Stück nur
1,35

PP Einmal-Schutzkittel

- > Hoher Tragekomfort durch leichtes und atmungsaktives Material
- > Rückenverschluss durch Schnüre am Hals und an der Hüfte
- > Ohne Kragen und Gummizug an den Handgelenken
- > Langärmelig
- > Einheitsgröße

10 Stück	221M 892 186	13,50
----------	---------------------	--------------



Dr. Schumacher

DR. SCHUMACHER Descosept Sensitive Alkoholisches Schnell-desinfektionsmittel

- > bakterizid inkl. MRSA
- > fungizid (C.albicans) / levurozid / tuberkulozid / mykobakterizid
- > begrenzt viruzid PLUS / begrenzt viruzid
- > virusinaktivierend inkl. HBV/HIV/HCV
- > wirksam gegen Rotaviren / Vacciniaviren / Adenoviren / Noroviren (MNV)

5 Liter Kanister	Stück	221M 979 6168	21,50
------------------	-------	----------------------	--------------



Die Händehygienepräparate von Hartmann

In der praktischen Überkopfflasche zur Verwendung mit dem CleanSafe System



CleanSafe System

Stück nur
57,20

Nur zur Verwendung mit CleanSafe Flaschen geeignet

Einfacher Flaschenwechsel, keine zeitaufwendige und komplizierte Aufbereitung

Optimale Restentleerung durch kollabierende Flaschen

Keine Tropfenbildung dank Clean-Tip Technologie





Abbildung mit Auf-fangschale. Nicht in der Lieferung enthalten.

HARTMANN

CleanSafe touchless

Hautverträgliche Händehygienepräparate kombiniert mit modernen Überkopf-Spendern für Sterillium® pure, Sterillium® Gel pure und Baktolin® foam in der CleanSafe Flasche.

Eigenschaften

- > zuverlässiges und anwenderfreundliches Überkopf-Spendersystem aus stabilem Kunststoff
- > geeignet für 1000 ml CleanSafe Flaschen mit vormontierter Pumpe zum Einmalgebrauch
- > berührungslose Produktentnahme durch Infrarot-Sensortechnik
- > Statusanzeige der Batteriespannung
- > Batterielaufzeit: Zwischen 60.000 - 90.000 Hüben oder 2 Jahre
- > Inkl. Batterien für die sofortige Inbetriebnahme
- > keine Tropfenbildung dank Clean-Tip Technologie
- > optimale Restentleerung durch kollabierende Flaschen
- > einfacher Flaschenwechsel, keine zeitaufwändige und komplizierte Aufbereitung
- > integriertes Schloss mit Schlüssel
- > Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Montage-/ Bedienungsanleitung (Bohrlöcher der CleanSafe-Spender Rückwände sind nicht identisch mit denen der bestehenden BODE Erosponder)

Spender	Stück	221M 882 199	57,20
---------	-------	---------------------	--------------

Zubehör:

Auffangschale	Stück	221M 893 750	9,12
---------------	-------	---------------------	-------------

Milder Hand-reinigungsschaum
Ohne Parfüm- und Farbstoffe



HARTMANN

Baktolin® foam

Milder Handreinigungsschaum ohne Parfüm- und Farbstoffe mit sehr guter Hautverträglichkeit.

- > milder Reinigungsschaum und hautneutraler pH-Wert von 5,5
- > parfüm- und farbstofffrei, mit hautpflegendem Glycerin
- > geeignet für die empfindliche Haut
- > nur zur Verwendung im CleanSafe System geeignet

1 Liter	CleanSafe Flasche	221M 105 4635	8,50
---------	-------------------	----------------------	-------------

Gelartig
Begrenzt viruzid PLUS



HARTMANN

Sterillium® Gel pure

Hochwirksames Hände-Desinfektionsgel mit umfassendem Wirkspektrum und bewährtem feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplex. Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

- > breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren
- > Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- > erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- > farbstoff- und parfümfrei, hinterlässt keine klebrigen Rückstände

> nur zur Verwendung im CleanSafe System geeignet

Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, VAH/IHO - gelistet.

1 Liter	CleanSafe Flasche	221M 874 454	9,90
---------	-------------------	---------------------	-------------

HARTMANN

Sterillium® pure (o. Abb.)

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Umfassend wirksames Hände-Desinfektionsmittel ohne Parfüm und Farbstoffe - mit dem bewährten Sterillium® Hautpflegekomplex.

- > begrenzt viruzid PLUS wirksam
- > wirksam gegenüber Noroviren* in 15 Sekunden
- > mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl
- > Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- > farbstoff- und parfümfrei, ohne Remanente Wirkstoffe
- > nur zur Verwendung im CleanSafe System geeignet

Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Noro* -, Adeno- und Rotavirus, VAH/IHO - gelistet.

* getestet am murinen Norovirus (MNV)

1 Liter	CleanSafe Flasche	221M 105 4610	9,90
---------	-------------------	----------------------	-------------



Heine DELTA 30 Dermatoskop

Das Beste an Abbildungsqualität,
das Heine je gebaut hat.

DELTA 30
Dermatoskop nur
1.199,00

Extrem scharfe Abbildung
mit neuem achromatischen
HEINE Optiksistem

Schneller Wechsel von
Kontakt zu kontaktloser
Untersuchung

Ergonomische Hand-
habung durch abgewinkeltes
Produktdesign

Größtes Sichtfeld
mit echten Ø 30 mm
(Linse Ø 32 mm)

LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende Farb-
treue aufgrund LED^{HQ}



HEINE

DELTA 30 Dermatoskop

- > Kristallklare Abbildung, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- > Blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation
- > Helligkeit nach Wunsch: 3 Lichtstärken
- > Komfortable Reinigung mit Sprühdesinfektion möglich
- > 10fache Vergrößerung
- > Keine Kreuzkontamination: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- > Dioptrienausgleich
- > Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln = Toggle Funktion. (Mehr unter heine.com/de/Toggle)
- > Akku mit Li-ion Technologie: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- > Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen
- > Charger 30 Tisch-Ladegerät

DELTA 30 mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück	221M 898 039	1.199,00
-------	--------------	----------

Charger 30 Tisch-Ladegerät für DELTA 30

Stück	221M 898 040	179,00
-------	--------------	--------

Kontaktscheibe mit Skala für DELTA 30

Stück	221M 898 043	129,00
-------	--------------	--------

Kleine Kontaktscheibe für DELTA 30

Für die Untersuchung schwer zugänglicher pigmentierter Läsionen.

Stück	221M 898 044	129,00
-------	--------------	--------

Adapterschale optional auf Anfrage



LED HQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

HEINE

IC1 Dermatoskop

Scharf, schärfer, am schärfsten: Einerseits aufgrund der präzisen, asphärischen optischen Systems. Andererseits aufgrund der 12 Megapixel Bildqualität bei der Verwendung eines iPhone®* ab Version 6s. Einfach iC1 App downloaden, iPhone aufsetzen und digitale Dermatoskopie wie noch nie erleben.

Groß, größer, am größten: Das hochwertige asphärische Optiksistem mit bis zu 40-facher nutzbarer Vergrößerung bietet alles, was man in der Praxis braucht. HEINE hat einen neuen Standard gesetzt, indem von der Materialauswahl über die Verarbeitung, von der Lichtstärke sowie vom Wärmemanagement bis zu einem möglichst hohen Farbwiedergabe-Index das Beste gerade gut genug ist.

Auf Knopfdruck - die Toggle Funktion: Bei 2 Umschaltknöpfen ist der Wechsel von Polarisations- zu Immersionsaufnahmen, und zurück - egal bei welcher Arbeitsposition - immer in Reichweite.

Viele sehen ein Smartphone. Wir sehen eine hervorragende Kamera und ein erstklassiges Display: Aus qualitativen, anwenderorientierten und Kostengesichtspunkten fiel die Entscheidung auf das iPhone aufgrund der besten Kamera, dem Display mit der höchsten Auflösung und der fortschrittlichsten Touchscreen Technologie.



HEINE iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC 1/7 für Apple® iPhone 7®, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil. Phone im Lieferumfang nicht enthalten.

Stück	221M 645 401	889,00
-------	--------------	--------

Das IC1 für ein anderes Iphone-Modell gewünscht?
Kontaktieren Sie uns gerne unter 0800 / 888 777 6.





Heine DELTAone Dermatoskop

Perfekter Begleiter aufgrund seiner geringen Abmessungen bei gleichzeitig hoher diagnostischer Präzision.

Extrem scharfe Abbildung mit neuem achromatischen HEINE Optiksistem

Schneller Wechsel von Kontakt zu kontaktloser Untersuchung



Passt in jede Kitteltasche

Blend- und reflexionsfreies Arbeiten durch Polarisation

LEDHQ

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende Farbtreue aufgrund LEDHQ

DELTAone Dermatoskop ab
849,00

HEINE

DELTAone Dermatoskop

Außen klein, innen ganz groß - dieses mobile Wunderwerk erobert MedizinerInnen im Flug. Die extrem scharfe Abbildung gelingt mit dem neuen achromatischen HEINE Optiksistem. Dazu kommt eine überragende Farbtreue, die sich natürlich auf der Qualität unserer LEDHQ begründet. Die Untersuchung besonders angenehm macht die Polarisation, die den Arzt blend- und reflexfrei arbeiten lässt. Diese 3 Merkmale - Schärfe, LEDHQ und reflexionsfreies Arbeiten - machen das DELTAone zu einem Arbeitsinstrument, das man gerne und überall in der Kitteltasche dabei hat.

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück	221M 898 041	849,00
-------	--------------	--------

DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

Stück	221M 898 042	889,00
-------	--------------	--------

Kontaktscheibe mit Skala für DELTAone

Stück	221M 898 045	129,00
-------	--------------	--------

Kleine Kontaktscheibe für DELTAone

Für die Untersuchung schwer zugänglicher pigmentierter Läsionen.

Stück	221M 898 046	129,00
-------	--------------	--------

Adapterschale optional auf Anfrage

GoCover Einmal-Kontaktscheibe für HEINE DELTAone Dermatoskop

- > Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- > Geeignet z.B. zur Verwendung auf infektiösen Hautarealen und im Intimbereich
- > Reflexionsarm, hohe Farbtreue durch optischen Spezialkunststoff
- > HEINE Qualität - exklusiv für das DELTAone entwickelt
- > Das GoCover wird ganz einfach anstatt der regulären Kontaktscheibe aufgesetzt

Packung (20 Stück)	221M 898 038	18,90
--------------------	--------------	-------



Alle Preise in € zzgl. der gesetzl. MwSt. Aktionspreise gültig bis 30.06.2022. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Die Annahme der Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Es kann zu Lieferverzögerungen kommen.

DERMATOSKOPIE



SECA

seca 799 Elektronische Säulenwaage mit BMI-Funktion

Die seca 799 kann genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht wird. Die Stromversorgung durch Batterien macht sie unabhängig vom Stromnetz. Die Waage ist mit Transportrollen ausgestattet, wodurch die Waage bequem zu bewegen ist.

- > Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- > Einfach zu transportieren
- > Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch
- > Intelligente Funktionen für vielseitigen Einsatz

Technische Daten:

- > Tragkraft: 200 kg
- > Eichklasse: III
- > Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- > Maße: 294 x 831 x 417 mm (B x H x T)
- > Eigengewicht: 6,3 kg
- > Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional Funktion TARA, HOLD, BMI, Abschaltautomatik

Stück **221M 408 071** ~~449,00~~ **424,00**
zzgl. Eichkosten 53,00



Stück nur
424,00

BMI-Funktion

Geringer Energieverbrauch



SECA

Arztwaage 878dr

Anwenderfreundlich, da speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt. Überzeugende Langlebigkeit. Robuste Qualitätsfertigung mit innovativem Design. Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen. Stressfrei gelingt auch das Wiegen von Kleinkindern durch die zuschaltbare Mutter-Kind-Funktion.

Funktionen und Eigenschaften:

- > Mutter/Kind-Funktion
- > HOLD
- > Abschaltautomatik
- > Mobiles Messen

Technische Daten:

- > Tragkraft: 200 kg
- > Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- > Maße (B x H x T): 321 x 61 x 361 mm
- > Maße Plattform (B x H x T): 288 x 60 x 280 mm
- > Nettogewicht: 4,1 kg
- > Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- > Eichklasse III

Stück **221M 806 154** **332,00**
zzgl. Eichkosten 53,00



Stück nur
332,00

Eichklasse III



SECA

seca 384 Elektronische Kinder- und Säuglingswaage

Zwei Waagen in einer: Die Seca 384 ist zunächst eine Säuglingswaage mit komfortabler Wiegemulde und feiner 10 g-Teilung. Doch ein einziger Handgriff genügt und sie fungiert als Flachwaage für Kinder mit einer Tragkraft von 20 kg. Die Wiegemulde und das als Flachwaage dienende Untergestell sind durch eine feste Arretierung verbunden. So ist absolut sicheres Wiegen des Säuglings gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Waage ist die Breast-Milk-Intake-Funktion (BMIF), die eine genaue Kontrolle der getrunkenen Milchmenge per Knopfdruck ermöglicht. Die robuste und zugleich leichte Waage lässt sich bequem transportieren, selbsterklärende Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung.

Technische Daten:

- Tragkraft: 10 kg / 20 kg
- Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
- Stromversorgung: Batterie, Funktionen: automat. Wägebereichumschaltung / HOLD / BMIF / Abschaltautomatik / TARA / Eichklasse III

Stück **221M 397 871** **357,00**
zzgl. Eichkosten 32,00



SECA

seca 336 Säuglingswaage

Diese Säuglingswaage ist leicht zu transportieren dank des geringen Eigengewichts und dem praktischen Tragegriff. Geringer Energieverbrauch mit ca. 12.000 Wägungen pro Batteriesatz. Nachrüstbar mit seca 232 Säuglingsmessstab, für Messen und Wiegen in einem Arbeitsgang.

- > Leichte Reinigung durch gepflegten ABS-Kunststoff
- > Transporttasche optional
- > Eichklasse III

Technische Daten:

- Tragkraft: 15 kg, Teilung: 10 g, Funktionen: TARA, HOLD
- Maße (B x H x T): 638 x 115 x 300 mm, Eigengewicht: 3,5 kg

Stück **221M 350 953** ~~549,00~~ **528,00**
zzgl. Eichkosten 32,00



Eichklasse III

Neues, optimiertes Modell

DOMETIC

DS601H Medikamentenkühlschrank

Ideal zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2 °C und 8 °C. Perfekt geeignet für den Einsatz in Schwesternzimmern, Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern, Altenheimen und am Krankenbett. Freistehend, Türanschlag rechts, optional links.

- Temperatur: 2 °C-8 °C
- Integriertes Digitalthermometer
- Akustisches Warnsignal
- Integrierter Lüfter
- Lautlose, vibrationsfreie Absorptionskühlung
- Sicherheitsschloss

DS601H Medikamentenkühlschrank

Brutto-Volumen: 53 Liter, Maße: 59,2 x 48,6 x 49,4 cm (H x B x T)

Stück **221M 332 744** **850,00**

Integrierter Lüfter

Inklusive Digitalthermometer



DOMETIC

Medikamentenkühlschrank 502 DIN

Allgemeines:

- Die professionelle Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C
- Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter, manuelle Abtauung nahezu nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation an den Kühlrippen ermöglicht
- Mit leistungsstarker und energieeffizienter Kompressorkühlung auch bei hohen Umgebungstemperaturen
- 3 hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit $\frac{3}{4}$ Auszug
- Vollintegriertes Digitalthermometer mit Wertspeicher (Min./Max.)
- Türalarm: Akustisches Signal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt
- Türschloss zur sicheren Aufbewahrung
- LED-Innenbeleuchtung
- Türgriff
- Hohe Schubladenfronten schützen vor Wärmeeintritt, wenn die Tür geöffnet wird
- Türanschlag rechts (NICHT wechselbar)
- Freistehendes Gerät
- Integrierfähig, Einbau bzw. Unterbau möglich. (Da das Display in der Tür integriert ist, kann jedoch keine Möbeltür mit Schleppcharnier montiert werden)
- Erfüllt die Norm DIN 58345
- Digitale Betriebsstatus-/Fehleranzeige
- Optisches und akustisches Signal bei Temperatur Über- bzw. Unterschreitung
- Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 h dank integriertem Akku
- Schnittstelle RS 485 (Potenzialfreier Kontakt)



Medikamentenkühlschrank HC 502 DIN

Bruttoinhalt: 49 Liter

Gewicht: 22 kg

Abmessungen: 59,2 x 48,6 x 49,4 cm (H x B x T)

Anschlusswert: 65 Watt

Energieverbrauch: 0,44 kWh/24 h

Gehäusefarbe: weiß

Stück **221M 647 379** **1.390,00**

ZOLL

Stück nur
1.250,00

540 € gespart

ZOLL

AED Plus Defibrillator

- > Geringe Folgekosten: 5 + 2 Jahre Garantie sowie 5 Jahre Haltbarkeit der Elektroden und Batterien (im Standby)
- > Handelsübliche Lithium-Ionen-Batterien (Typ 123)
- > Durchgängige, audio-visuelle Unterstützung durch alle Schritte der Rettungsmaßnahme
- > Integriertes Echtzeit-Feedback bzgl. Drucktiefe und Frequenz der Kompressionen
- > Automatische Selbstkontrolle des Gerätes
- > EKG Darstellung am Display
- > Hohe Wasser-, Stoß- und Staubschutzklassifizierung
- > Funktionaler Gerätedeckel kann Atemwege freihalten

Stück **221M 532 495** ~~1.790,00~~ **1.250,00**

MARKENQUALITÄT ZUM TOP-PREIS

Sie sparen **48 %**

Inklusive Tasche



Stück nur
49,90

PREIS-LEISTUNG

HENRY SCHEIN

Fingerpuls oximeter**SpO₂ mit LCD-Beleuchtung**

Mit Farbdisplay und automatischer Abschaltfunktion. Für alle Standardanwendungen. Inkl. Batterie, Tasche und Bedienungsanleitung.

Stück **221M 900 6368** ~~89,00~~ **49,90**

Perfekte Überwachungslösung
auch während des Transports



EDAN

iM50 Überwachungsmonitor

Unterstützt die Patientenversorgung in der Praxis und auch während des Transports. Mit seiner kompakten Gestaltung kann es ohne Problem mobil eingesetzt werden.

- > SpO₂ - Messung
- > EKG mit Arrhythmie- und ST - Strecken Analyse
- > Blutdruckmessung mit Intervall
- > Pulsfrequenzmessung
- > 8,4" Farb - Screen
- > Laufzeit mit Li - Ion - Batterie ca. 6 Stunden
- > VGA - Ausgang für externen Bildschirm

EDAN iM50 inkl. SpO₂ - Fingersensor, Blutdruckmanschette und 3m Verlängerungskabel, EKG - Patientenkabel, Netzkabel und Akku.

Stück **221M 539 240** ~~1.950,00~~ **1.450,00**

SÖHNGEN®

Stück nur
599,00

Entspricht der
neuen DIN-Norm

SÖHNGEN

Notfallkoffer Arzt + Praxis

ABS-Kunststoff orange, Inneneinteilung verstellbar, Halterung für O₂-Flasche, transparente Abdeckplatten. Maße: 400 x 300 x 150 mm (B x H x T). Aus den Funktionsbereichen Beatmung, Sauerstoff, Absaugung, Injektion, Infusion, Diagnostik und Wundversorgung ist alles Notwendige für einen akuten Notfall enthalten.

Ausstattung:

- > Ein Griff für den akuten Notfall
- > Immer am selben Platz durch praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- > 5 Jahre Garantie auf Farbgleichheit und bewegliche Verschleißteile. (Griffe, Verschlüsse, Scharniere und Clips für Deckelplatten)

Stück **221M 330 801** **599,00**



Aufgrund der variierenden Einkaufspreise, finden Sie den tagesaktuellen Preis in unserem Onlineshop unter:
www.henryschein-med.de



Immunchromatographischer In Vitro-Test für den direkten und qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoprotein-Antigenen



anterior nasal

RAPID RESPONSE™

COVID-19 Antigen-Test*

Der Rapid Response™ COVID-19 Antigen-Schnelltest ist ein immunchromatographischer In Vitro-Test für den direkten und qualitativen Nachweis von viralen SARS-CoV-2 Nukleoprotein-Antigenen in naso-pharyngealen und oropharyngealen Sekreten von Personen, bei denen innerhalb der ersten zwei Wochen nach Symptombeginn der Verdacht auf COVID19 besteht. Dieser Test ist nur für den professionellen Einsatz bestimmt.

- > Relative Empfindlichkeit: 94,55 % (83,93 % bis 98,58 %)
- > Relative Spezifität: 100 % (97,1 % bis 100 %)
- > Gesamtübereinstimmung: 98,61 % (95,66 % bis 99,64 %)
- > 95 % Konfidenzintervall

Packungsinhalt:

- > Einzeln verpackte Testkomponenten
- > Extraktionsröhrchen
- > Einzeln verpackte Tupfer
- > Extraktionspuffer
- > Tülle mit Filter
- > Ständer für Röhrchen
- > Packungsbeilage

Packung (25 Tests)

221M 897 984

Die Gebrauchsanweisung mit weiteren Informationen zum Produkt finden Sie unter www.henryschein-med.de. Geben Sie dazu einfach die Artikelnummer 897984 im Suchfeld ein. Auf der linken Seite finden Sie die Packungsbeilage zum Download.



* Nur für den professionellen Einsatz bestimmt. Abgabe nur an Ärzte / medizinisches Fachpersonal.



Qualitativer Lateral Flow Test / Immunographischer In Vitro-Test



ROCHE DIAGNOSTICS

SARS-CoV-2 Rapid Antigen-Test*

- > Qualitativer Lateral Flow Test/Immunographischer In Vitro-Test
- > Probenmaterial: Nasopharyngeal
- > Schnelles Ergebnis (15 - 30 Minuten)
- > Einfache Handhabung, keine zusätzlichen Materialien notwendig
- > Testmöglichkeit dort, wo keine Labortests zur Verfügung stehen
- > Test für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Packungsinhalt:

- > Teststreifen (einzeln in einem Folienbeutel mit Trockenmittel)
- > Extraktionspuffer
- > Spenderkappe
- > Folie (kann an den Teststreifen angebracht werden während einer Durchführung im Freien)
- > Gebrauchsanweisung
- > Kurzanweisung

Packung (25 Tests)

221M 899 780

Mundschutz KN95 Respirator

Packung 20 Stück

221M 892 498



Gesichtsmaske Earloop blau Typ IIR

Packung 50 Stück

221M 958 421



FFP2 Particulate Respirator

Packung 20 Stück

221M 892 875



Mundschutz EN 14683 Typ II

Packung 50 Stück

221M 958 416



Die Masken KN95 unterliegen gem. EU-Empfehlung 2020/403 (Konformitäts- und Marktüberwachungsverfahren im Kontext der COVID-19-Bedrohung) einer Abgabebeschränkung und dürfen nur an medizinische Fachkräfte abgegeben werden.



Langzeiteffekt - ca. 14 Tage Oberflächenschutz

BIOGATE

BG-Imprägnierung für Oberflächen

- **Langzeiteffekt - ca. 14 Tage Oberflächenschutz**
- Antibakteriell (ISO 20743, ISO 1276)
- Biozid-Produkt
- Nano- und Alkoholfrei (nicht geeignet für Naturleder, unbehandeltes Holz, Naturstein)
- Zusätzliche Desinfektion nur noch dort notwendig, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben wird
- Dermatologisch bei Dermatest getestet

Wirkungsspektrum:

- Wirksamkeit gegen behüllte Viren (DIN EN 14476:2019-10)
- Inaktiviert 94,4 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 2 Minuten
- Inaktiviert >99,9 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 30 Minuten
- Beschränkt wirksam gegen Noro-Viren (DIN EN 14476:2019-10)
- Inaktiviert 90 % der Noro-Viren innerhalb von 2 Minuten

Kanister	5 l	221M 107 4499	75,90
----------	-----	----------------------	--------------



Langzeiteffekt - mit pflegendem Inhaltsstoff MicroSilver BGM



BIOGATE

BioEpiderm Med Handgel Forte

- **Langzeiteffekt - mit pflegendem Inhaltsstoff MicroSilver BGM**
- Biozid Produkt
- Antibakteriell (ISO 1276)
- Trocknet die Haut nicht aus, klebt nicht und spendet Feuchtigkeit

Wirkungsspektrum:

- Wirksamkeit gegen behüllte Viren (DIN EN 14476:2019-10)
- Inaktiviert 99,99 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 30 Sekunden

Flasche	50 ml	221M 107 4502	1,90
Kanister	5 l	221M 107 4501	47,90

BIOGATE

BioEpiderm Med Handseife

- **Langzeiteffekt**
- Zur nachhaltigen Pflege mit MicroSilver BGM
- Zur nachhaltigen Pflege mit 6 % Überfettung
- Regelmäßiges Händewaschen entfernt Viren & Bakterien
- 100 % natürliche Inhaltsstoffe
- Dermatologisch bei Dermatest getestet

Stück	100g	221M 107 4504	3,79
-------	------	----------------------	-------------



Bitte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Langzeiteffekt - 48 Stunden Textiloberflächenschutz

BIOGATE

BioEpiderm Med Textil- & Masken-Schutz Spray

> Langzeiteffekt - 48 Stunden Textiloberflächenschutz

- > Antibakteriell (ISO 20743, ISO 1276)
- > Biozid Produkt
- > Nano- und Alkoholfrei
- > Erfolgreich auf FFP2 Masken (nach EN 149:2001) getestet
- > Ideal zum Sprühen auf Maske, Textilhandschuh, Kissen, Vorhang, Ärmel, Bettwäsche, Tischdecke
- > Dermatologisch bei Dermatest getestet

Wirkungsspektrum:

Wirksamkeit gegen behüllte Viren (DIN EN 14476:2019-10)

- > Inaktiviert 99,94 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2)
- > Beschränkt Wirksam gegen Noro-Viren (DIN EN 14476:2019-10)
- > Inaktiviert 90 % der Noro-Viren in 2 Minuten

Sprühflasche 30 ml **221M 107 4500**

1,90



Langzeiteffekt - MicroSilver BGT[®] reduziert übermäßiges Wachstum von Bakterien auf der Haut

BIOGATE

BioEpiderm Med Handcreme

> Langzeiteffekt - MicroSilver BGT[®] reduziert übermäßiges Wachstum von Bakterien auf der Haut

- > Hautpflege zur Vorbeugung und Linderung von rauen und trockenen Händen - gibt ein geschmeidiges, weiches Hautgefühl
- > Hilft die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder herzustellen, lindert spürbar Juckreiz und Spannungsgefühl
- > Hilft das Entzündungs- und Infektionsrisiko zu reduzieren
- > Verhindert starkes Rückfetten
- > Dermatologisch bei Dermatest getestet

Tube 75 ml

221M 107 4503

3,29



Bitte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Online bestellen

Eine Adresse – viele Vorteile für Sie

Machen Sie es wie tausende unserer zufriedenen Kunden und vertrauen Sie auf unseren Online-Shop.

- > Zugriff auf über 8.000 Artikel
- > Alles im Blick mit Ihrem Kundenkonto (Rechnung, Bestellhistorie, Sendungsverfolgung)
- > Bestellhistorie jederzeit einsehbar
- > Sendungsverfolgung
- > Rechnung als PDF einsehen
- > Merklisten anlegen
- > Warenverfügbarkeit direkt sichtbar
- > Retoure anmelden & zuständigen Außendienstmitarbeiter finden.



www.henryschein-med.de



Vscan Air™ - das Ultraschallsystem im Taschenformat - Ohne Kompromisse bei Mobilität und Bildqualität.

Stück nur
3.990,00

**Praktisch für
die Kitteltasche**

GE HEALTHCARE

Vscan Air™ Ultraschallsystem

Erhalten Sie gestochen scharfe Bilder
in einer kompakten, kabellosen Lösung.

- › Passt in jede Kitteltasche
- › Entwickelt für Sie
- › Mehr Anwendungsmöglichkeiten
- › Robustheit neu definiert

Mehr Infos auf Seite 21.

