

**CRITERION[®] MUNDSCHUTZ
ZUM BINDEN**

**EFFEKTIVER
SCHUTZ UND
SICHERER HALT**



STARKER MUNDSCHUTZ ZUM BINDEN TYP IIR



Für weitere Informationen zum gesamten Criterion[®]-Sortiment persönlicher Schutzausrüstung scannen Sie hier oder besuchen Sie uns auf henryschein-med.de

CRITERION® MUNDSCHUTZ ZUM BINDEN TYP IIR

- **Qualität:** Glasfaserfreie, dreilagige Maske mit Filter
- **Sicherer Sitz:** Stoffartige, großzügige Bänder und flexibler Nasensteg
- **Sanft zur Haut:** Weiche, hautverträgliche Innen- und Außenschicht. Nicht aus Naturlatex hergestellt
- **Angenehm:** Faltdesign mit Ultraschallnähten für verbesserte Atmungsfähigkeit



CRITERION® MUNDSCHUTZ ZUM BINDEN 50 ST./KARTON

TYPE IIR

● Grün	9002164
● Weiß	9002165
● Rosa	9002167
● Blau	9009068



EN 14683 TYP IIR • ENTSPRICHT AS 4381: 2015
LEVEL 2 STANDARD FÜR GESICHTSMASKEN



DIE GLEICHEN HERVORRAGENDEN PRODUKTE IN NEUER VERPACKUNG

Während der Umstellung erhalten Kunden ggf. alte und neue Verpackungen.