

Produktdatenblatt		Stand 14.09.2021	servoprax [®] <i>Ihr medizin-technischer Großhandel</i> Am Marienbusch 9 - 46485 Wesel
REF H7 22605	PIM		
Produktbeschreibung: Mediware Jelly-Dest Gleitgel-Spritze vorgefüllt mit 6 ml sterilem Katheter-Gleitgel, ideal zur Beschichtung von Kathetern vor dem Einführen in die Harnröhre glasklare Spritze mit weißem Spritzenkolben einzeln gammsteril im Peel-Pack			
Zweckbestimmung: Die vorgefüllte Spritze mit Gleitmittel-Gel wird zur Schmierung der Katheterspitze vor Einführung während der Katheterisierung verwendet			
Material / Spezifikationen: Spritze: Zylinder: PP, Kolben: PP, Schutzkappe: Gummi (latexfrei) Gel: Lubrajel RC, bestehend aus: Wasser, Glycerin, Propylene Glycol, Polyacrylic Acid, Sodium Polyacrylate			
Sterilisationsart: Gamma-Sterilisation			
Klassifizierung: Medizinprodukt Klasse IIa, Regel 5, 1. Spiegelstrich, vorübergehende Anwendung, Anhang IX, Richtlinie 93/42 EWG			
Angewandte Normen und Standards:			
Lagerung: lichtgeschützt, sauber, trocken und kühl lagern			
Hinweise:			
Hersteller: servoprax GmbH, Am Marienbusch 9, 46485 Wesel		VE: Pack: 24 Stück, UK: 192 Stück	
   			