

# Hochwirksame Tücher für alkoholempfindliche Oberflächen.

**EuroSept® Xtra Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion**



**WERT & QUALITÄT**



**ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG**



**PRODUKTAUSWAHL**

# EuroSept® Xtra Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion



## Vorteile

- > Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- > Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren
- > Gebrauchsfertige, pH-neutrale Formel
- > Trocknet praktisch rückstandsfrei

## Physikalische Eigenschaften

### Bedingungen

Bakterien und Candida albicans, nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans, nach EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans nach EN 13697 (schmutzige Bedingungen)

Bakterien und Candida albicans nach EN 13727, EN 13624 (schmutzige Bedingungen)

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV und EN 14476 (schmutzige Bedingungen)

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV (schmutzige Bedingungen)

Rotaviren nach EN 14476 (saubere Bedingungen)

Noroviren nach EN 14476 (saubere Bedingungen)

Polyoma SV 40-Viren (RKI/DVV) (schmutzige Bedingungen)

Einwirkzeiten der imprägnierten Tücher:

Bakterien und Candida albicans gemäß EN 16615 und VAH (schmutzige Bedingungen)

### Konzentration und Einwirkzeit

Konz. 2 min. S

Konz. 1 min. M, XL

Konz. 2 min. M, XL

Konz. 1 min. L

Konz. 1 min. S, M, XL

Konz. 1 min. L

Konz. 1 min. S, M, L, XL

Konz. 30 min. Alle Größen

Konz. 1 min. S, M, L, XL

Konz. 1 min. S, M, L, XL

**Inhaltsstoffe:** 100 g Flüssigkeit enthält: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

### EuroSept® Xtra-Tücher für alkoholfreie Flächendesinfektion

S Nachfüllpack	(20 x 22 cm)	200 Stk	Artikel-Nr. 9884362	M Tücher	(15 x 30 cm)	140 Stk	Artikel-Nr. 9884942
S Container	(20 x 22 cm)	200 Stk	Artikel-Nr. 9884363	XL-Tücher	(30 x 30 cm)	70 Stk	Artikel-Nr. 9884943
L Flowpack	(20 x 30 cm)	80 Stk	Artikel-Nr. 9884948				