

## PWD 8682 [MD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



- Leistung/Charge z. B. 8 DIN-Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- Sicherheit durch Kontrolle –
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet

EAN: 4002516878360 / Materialnummer: 12782230 /  
Alte Materialnummer: 62868203DAC

### Bauform und Ausführung

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bauform                                     | Standgerät, unterbaufähig, schmal |
| Linie                                       | ExpertLine                        |
| Blendenfarbe                                | Schwarz                           |
| Außenverkleidung                            | Weiß                              |
| Unterbaufähig                               | •                                 |
| Deckel                                      | Edelstahl                         |
| Anzahl Spülebenen                           | 2                                 |
| AutoClose – Automatische Türverriegelung    | •                                 |
| Summer, akustisches Signal bei Programmende | •                                 |
| Servicefreundliche Konstruktion             | •                                 |

### Anwendung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Geeignet für Krankenhäuser       | • |
| Geeignet für Arztpraxen          | • |
| Geeignet für ambulante OP-Praxen | • |
| Geeignet für Tierarztpraxen      | • |
| Geeignet für podologische Praxen | • |

### Kapazität

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]       | 8   |
| MIC-Sets pro Charge [Anzahl]              | 1-2 |
| Ophthalmologie-Sets pro Charge [Anzahl]   | 8   |
| GYN-Spekula [Anzahl]                      | 48  |
| AN-Sets pro Charge [Anzahl]               | 2-3 |
| OP-Schuhe pro Charge [Anzahl]             | 28  |
| Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl] | 44  |

### Leistungsdaten

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.       | 500    |
| Spülraumnutzvolumen in l          | 145,00 |
| Getestete Betriebsstunden         | 15000  |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 19     |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 93     |

### Miele MOVE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Miele Move Connect (Option)  | • |
| Miele Move MedDent+ (Option) | • |

### Steuerung

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Steuerungstyp                           | M Touch Flex   |
| Prozessfreigabe direkt über das Display | •              |
| Max. Startzeitvorwahl in h              | 24             |
| Programmierbarkeit                      | Programmierbar |
| Programme [Anzahl]                      | 21             |
| Freie Programmplätze [Anzahl]           | 5              |
| A0-Wert-Steuerung                       | •              |
| Restzeitanzeige                         | •              |
| Programmablaufanzeige                   | •              |
| Einstellbare Displaysprachen            | •              |

### Standard Elektroanschluss

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
|------------------|-----------------|

## PWD 8682 [MD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516878360 / Materialnummer: 12782230 /  
Alte Materialnummer: 62868203DAC

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Heizleistung Elektro in kW          | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW               | 9,30 |
| Absicherung in A                    | 16   |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90 |

### Mögliche Spannungsvariante

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Elektroanschluss      | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW    | 2,50         |
| Gesamtanschluss in kW | 3,30         |
| Absicherung in A      | 16           |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Warmwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Erforderlicher Fließdruck in kPa                       | 200-1000         |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm              | 100              |
| VE-Wasser [Anzahl]                                     | 1                |
| Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l | 10,70            |
| VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)                 | •                |
| Ablaufpumpe [DN]                                       | 22               |
| Integrierter Wasserenthärter                           | •                |
| Wasserschutzsystem                                     | Waterproofsystem |

### Maße und Gewicht

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm       | 835  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm     | 598  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm      | 598  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm      | 920  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm    | 670  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm     | 740  |
| Spülraum, nutzbare Höhe in mm   | 520  |
| Spülraum, nutzbare Breite in mm | 530  |
| Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm  | 474  |
| Nettogewicht in kg              | 74   |
| Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 520  |
| Bruttogewicht in kg             | 83   |
| Maximale Bodenbelastung in N    | 1220 |

### Emissionswerte

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h            | 1,80                |

### Programme

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vario TD Intensiv    | • |
| Vario TD Instr 4Sieb | • |
| Vario TD Instr 6Sieb | • |
| Vario TD Instr 8Sieb | • |
| Vario TD Container   | • |
| Vario TD AN          | • |
| Vario TD MIC         | • |
| Vario TD GYN         | • |
| Vario TD HNO         | • |
| Vario TD HNO +       | • |

## PWD 8682 [MD DC5 LAN]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung & EcoDry-Funktion.



EAN: 4002516878360 / Materialnummer: 12782230 /  
Alte Materialnummer: 62868203DAC

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Vario TD HNO Optik                                         | • |
| Ophthalmologie                                             | • |
| Ophtha-Tray A207                                           | • |
| Babyflaschen                                               | • |
| OP-Schuhe                                                  | • |
| Stationsutensilien                                         | • |
| Universal                                                  | • |
| Abspülen Kaltwasser                                        | • |
| <b>Ausstattung</b>                                         |   |
| 1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler                           | • |
| 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger                       | • |
| 1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel                    | • |
| Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)                  | • |
| Komfort-Sauglanze DC5                                      | • |
| Dosiervolumenkontrolle                                     | • |
| Dampfkondensator                                           | • |
| Spüldrucküberwachung                                       | • |
| Sprüharmüberwachung                                        | • |
| Umfangreiche Komponenten (Option)                          | • |
| How-to-Sequenzen                                           | • |
| Spülraumbeleuchtung                                        | • |
| Mehrkomponenten-Filtersystem                               | • |
| Drehzahlvariable Heizpumpe                                 | • |
| Beladungsträger-Direktankopplung                           | • |
| EcoDry                                                     | • |
| Salzgefäß in der Tür                                       | • |
| Optische Kundendienst-Schnittstelle                        | • |
| Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum | • |
| Heizkörper außerhalb des Spülraums                         | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)           | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |   |
| WLAN/Ethernet Schnittstelle                                | • |
| Externe Dosiermodule                                       | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |   |
| VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)                       | • |
| IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21                          | • |
| EN ISO 15883-1                                             | • |
| EN 61010-1                                                 | • |
| EN 61010-2-040                                             | • |
| EU-Medizinprodukteklasse IIb                               | • |