

RIA: ropimex® - Infusionsarme (nicht teleskopisch)



RIA 99

Nicht teleskopischer Infusionsarm mit 100 cm Auslage und 2 Haken mit je einer maximalen Belastung von 1,25 kg



RIA 35

Nicht teleskopischer Infusionsarm mit 35 cm Auslage und 2 Haken mit je einer maximalen Belastung von 4,00 kg

passende Halterungen



WH 95

Wandhalter für alle Teleskope, Alu-Druckguss weiß oder grau, Schrauben verdeckt, justierbar zum Ausgleich von Wandunebenheiten



GSH F

Teleskophalter für Geräteschiene 25/10 mm



GSH 95

Teleskophalter für Geräteschiene, Neigung justierbar



GSH N

Teleskophalter für Geräteschiene, wandgestützt, höhenverstellbar



WH

Wandhalter für alle Teleskope



ropimex® - Infusionsarme bestehen aus eloxiertem Aluminium, hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen

