

Serie 1-100 - "Touchless" Leuchte mit Flexarm

L100011A

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leuchtmodul	8 LEDs
Leuchtenarmtyp	Flexarm
Ausladung	800 mm
Farbe der Leuchte	Weiß
Anschlusszapfen	Ø 18 mm, L 35 mm
Leuchtmittel	LED, 9W
Lichtleistung	> 90.000 lx / 500 mm; 25.000 lx / 1000 mm
Lichtstrom	550 lm
Lichtfelddurchmesser D10	~ 114 / 500 mm bei 217 / 1.000 mm
Lichtfarbe	~ 4500 ± 200 K
Farbwiedergabeindex	> Typ 90 Ra
Lebensdauer	> 50.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzschalter	Im Trafogehäuse integriert
Bewegungssteuerung	An-/ Ausschalten, Dimmen
Schutzklasse	II
Anmerkung	Angaben können mess- und fertigungsbedingt um ca. -10% bis + 20% abweichen.



VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

Breite Box1	0,19 m
Höhe Box1	0,23 m
Länge Box1	1,00 m
Gewicht Box1	3,10 kg



**Optimale Beleuchtungsstärke
mit Dimmfunktion**



**Touchless
Bewegungssteuerung**



Serie 1-100 - "Touchless" Leuchte



Anwendung

einfache Verstellung des
Leuchtenkopfes durch
ergonomischen Handgriff

optimale
Hygieneigenschaften
(Wischdesinfektion)

sichere Verstellung des
Leuchtenarms mittels
Gewindegriff

Leuchtenkopf leicht drehbar

Berührungsloses Ein- und
Ausschalten der Leuchte durch
einfache Handbewegung –
hygienisch und komfortabel

Integrierte Dimmfunktion –
stufenlose Anpassung der
Helligkeit ganz ohne
Berührung



Technik

robuster
kunststoffummantelter,
flexibler Arm

Alle Kunststoffteile sind
lichtecht



Ökonomie

hohe Lebensdauer des
Leuchtmittels

geringer
Instandhaltungsaufwand



Sicherheit

geschützte innenliegende
Kabelführung

Sicherheitstransformator- und
Leuchtengehäuse aus
hochschlagfestem Kunststoff