

REF 715040

EKG-Papiere
Fukuda Denshi
FX3010

145mm x 75mm x 267 Bl, VE=10



1	Rolle/Faltlage (Roll/Fanfold)	F
2	Grammatur (Grammage)	55 g
3	Breite in mm (Width)	144,5
4	Länge in m (Length)	20
5	Blattzahl (Sheets)	267
6	Nummerierung (Numbering)	
7	Nummerierung Stellenanzahl (Numbering Digits)	
8	Farbe (Colour)	Orange
9	Farbe Steuermarke (Black Mark)	Schwarz
10	Steuermarke Vorder-/Rückseite (Black Mark Face-/Reverse)	75
11	Querperforationsabstand mm (Cross Perforation)	75
12	Quermesser Schnitt/Steg (Cutting Gap)	1 : 0,5
13	Steuermarken Größe mm (Black Mark Size)	7 x 10
14	Stand Steuermarke vom Rand mm (Black Mark Distance Paper Edge)	am unteren Rand
15	Stand Steuermarke von Querperforation mm (Black Mark Distance from Cross Perforation)	an der Perforation
16	Lochstanze Größe (Locating Hole Size)	
17	Stand Lochstanze vom Rand mm (Locating Hole Distance from Paper Edge)	
18	Stand Lochstanze von Querperforation mm (Locating Hole Distance from Cross Perforation)	
19	Warnlinie m (End Line)	1,5
20	Blatt ohne Endmarkierung (Sheet without Endline)	
21	Hülsendurchmesser innen mm (Core diameter inside)	
22	Rollendurchmesser außen mm (Core diameter outside)	
23	Schicht innen/außen (Thermal Coating inside/outside)	
24	Sonderwarnlinie (Special End Line)	
25	Endmarkierung	1,5 m am Rand

0.4	Layout Endmark.	leukec	08.02.2018	
0.3	Nummerierung	leukec	07.02.2018	
0.2	Änderung	leukec	06.02.2018	
0.1	Ersterstellung	leukec	02.02.2018	
Ver.	Änderung	Geänd.	Gültig ab	Gepr.

