

seca 201

Ergonomisches Umfangsmessband



- Stufenlos ausziehbares Messband für präzise Ermittlung des Körperrumfangs.
- Leichtes Ablesen durch außenseitig gedruckte Skala.
- Komfortable Einhandbedienung durch Fixierung des Messbandanfangs am Aufrollmechanismus.
- Leicht zu verstauen durch geringes Volumen.

seca 201:Ein hochwertiges
Medizinprodukt.

Weil auch Umfangsmessbänder heute höchsten medizinischen Ansprüchen genügen müssen, hat seca das seca 201 entwickelt, mit dem der Körperumfang millimetergenau gemessen werden kann. Denn die hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das 205 cm lange Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Dabei liegt das Gehäuse gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust, dass es auch mal auf den Boden fallen kann.

Praktische Handhabung
durch Aufrollmechanismus.

Eine hochwertige Mechanik gewährleistet, dass sich das Band leicht herausziehen lässt und präzise einrastet. Das Messen ist einfach, denn der Messumfang ist mit 205 Zentimetern mehr als großzügig. Das Gehäuse liegt gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist so robust, dass es auch mal auf den Boden fallen kann, ohne beschädigt zu werden.



Hochwertige
Materialien für präzise
Funktionalität.



Millimetereinteilung für
genaue Messergebnisse.

seca 201

Technische Daten

- Messbereich: 0–205 cm
- Teilung: 1 mm
- Durchmesser: 70 mm
- Höhe: 22 mm
- Eigengewicht: 50 g