

# Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich:  
Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

**mikrozid® sensitive wipes**

## Risikohinweise für Mensch und Umwelt



GHS09

**H410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. -  
**Signalwort: Achtung**

WGK 1: schwach wassergefährdend

## Schutzmaßnahmen und Anweisungen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.



Handschutz : Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

## Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.  
1. Maßnahme: Alarmierung  
Geeignete Löschmittel : Löschpulver Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Wassersprühstrahl Schaum  
Reinigung/ Aufnahme : Mechanisch aufnehmen.



Tel: \_\_\_\_\_

## Erste Hilfe

Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.  
Hautkontakt : Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
Einatmen : Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  
Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.



Tel: \_\_\_\_\_

**Ersthelfer:** \_\_\_\_\_

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.



Tel: \_\_\_\_\_