

Cutimed® Siltec®

Moderne Technologien für modernes Exsudatmanagement.

Produkt

Cutimed® Siltec® ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur besonders effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis starke Exsudatmengen. Seine spezielle Schaumstruktur ermöglicht die vertikale Absorption von Wundexsudat, während seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit das Exsudatmanagement optimal unterstützt.

Die sanfte Haftung des Silikonfilms auf der Wundkontaktseite sorgt für eine maximale Schonung der Umgebungshaut und für einen atraumatischen Verbandwechsel. Cutimed® Siltec® kann insbesondere bei stark beanspruchter Haut und Pergament-/Cortisonhaut angewendet werden.

Cutimed® Siltec® besteht aus einem 5 mm dicken Polyurethanschaum mit sanft-haftendem Silikonfilm.



Sanfte Haftung für maximale Schonung der Wundumgebungshaut.

Anwendung

Cutimed® Siltec® eignet sich zur Behandlung:-
Chronischer Wunden, wie z.B.

- Ulcus cruris verschiedener Genese
- Diabetisches Ulkus
- Dekubitus

Sekundärheilender Wunden verschiedener Genese wie z.B.

- Postoperative Wundheilungsstörung
- Hauttransplantate

Anwendungsdauer: in Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B. Exsudatmenge)



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
Superabsorbierender Silikon-Schaumverband				
7263210	6 cm x 5 cm	12	1/10	07337659
7263211	10 cm x 10 cm	12	1/10	07337984
7263213	15 cm x 15 cm	12	1/10	07338015
7263212	20 cm x 10 cm	12	1/10	07337990
7263214	20 cm x 20 cm	6	1/10	07338044

CA3_62000070_01