

# Verbesserte Desinfektion für alkoholempfindliche Oberflächen.

**EuroSept® Xtra Alkoholfreie  
Flächendesinfektion**



**WERT & QUALITÄT**



**ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG**



**PRODUKTAUSWAHL**

# EuroSept® Xtra Alkoholfreie Flächendesinfektion



## Vorteile

- > Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- > Erweitertes Wirkungsspektrum
- > Gebrauchsfertige Lösung
- > Schnellwirkende Formel

## Physikalische Eigenschaften

| Bedingungen   | Konzentration und Expositionszeit* |
|---|------------------------------------|
| Bakterien nach EN 13727, EN 1276 und EN 13697 (schmutzige Bedingungen)        | Konz. 1 Min.                       |
| Candida albicans nach EN 13624, EN 1650 und EN 13697 (schmutzige Bedingungen) | Konz. 1 Min.                       |
| Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV und HCV) nach RKI/DVV (schmutzige Bedingungen) | Konz. 1 Min.                       |
| Rotaviren nach DVV (niedrige Belastung)                                       | Konz. 1 Min.                       |
| Noroviren nach EN 14476 (niedrige Belastung)                                  | Konz. 30 Min.                      |
| Polyoma SV 40-Viren (RKI/DVV) (Verunreinigung)                                | Konz. 30 Min.                      |

## Inhaltsstoffe:

100 g enthalten: 0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid, 0,24 g N,N-didecyl-N, N-dimethylammoniumchlorid, 0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

\*Nicht vor Ende der Anwendungszeit trockenwischen.

**EuroSept® Xtra Alkoholfreie  
Flächendesinfektion**

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf  
5 L

Artikel-Nr. 9884905  
Artikel-Nr. 9884907