

Praktische fusselfreie Tücher zum Tränken mit Henry Schein Desinfektionslösungen.

EuroSept® Xtra System Trockene Tücher



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra System Trockene Tücher



Vorteile

- > Weich und fusselfrei
- > Trockene Tücher auf einer Rolle
- > Erhältlich in zwei praktischen Größen
- > Kompatibel mit der neuen Flächendesinfektion EuroSept® Xtra

Gebrauchsanweisung

Die trockenen Tücher mit der Flächendesinfektion EuroSept® Xtra tränken. Mindestens 1,4 l der empfohlenen Desinfektionsflüssigkeit verwenden.

Physikalische Eigenschaften

Gewicht	Größe	Blätter pro Rolle	Rollen pro Karton	Flüssigkeit pro Rolle
50 g/m ²	15x30 cm	140	4	1,4L
50 g/m ²	30x30 cm	70	4	1,4L

Zusammensetzung

PES 90% / VIS 10%

EuroSept® Xtra System Trockene Tücher	M (15x30 cm) XL (30x30 cm)	Artikel-Nr. 9884930 Artikel-Nr. 9884931
Kompatible Lösungen:		
EuroSept® Xtra Alkoholfreie Flächendesinfektion	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884905 Artikel-Nr. 9884907
EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884881 Artikel-Nr. 9884883
EuroSept® Xtra Oberflächendesinfektion Lemon	1 Liter Flasche mit abnehmbarem Sprühkopf 5 Liter Kanister	Artikel-Nr. 9884885 Artikel-Nr. 9884887
Komplimentärprodukte:		
Praktischer Spendereimer		Artikel-Nr. 9796544