

Schnellwirkende voll viruzide Lösung für empfindliche Oberflächen.

EuroSept® Xtra alkoholfreie voll viruzide Lösung zur Flächendesinfektion



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

EuroSept® Xtra alkoholfreie voll viruzide Lösung zur Flächendesinfektion

Vorteile

- > Geeignet für die Verwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen
- > Breites Wirkungsspektrum
- > Schnellwirkende, gebrauchsfertige Formel
- > Voll viruzid
- > Geeignet zur terminalen Desinfektion, wenn keine thermische Sterilisation möglich ist



Physikalische Eigenschaften

Bedingungen	Konzentration und Expositionszeit*
Bakterien nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Bedingungen)	Konz. 1 Min.
Candida albicans nach EN 13624 und EN 13697 (hohe Bedingungen)	Konz. 1 Min.
TbB-Erreger nach EN 14348 (M. terrae) (niedrige Belastung)	Konz. 5 Min.
Viruzid nach EN 14476 (niedrige Belastung)	Konz. 2 Min.
Sporen (C. difficile) nach EN 13704 (niedrige Belastung)	Konz. 60 Min.

Inhaltsstoffe:

100 g enthalten: 0,48 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

*Nicht vor Ende der Anwendungszeit trockenwischen.

EuroSept® Xtra Alkoholfreie voll viruzide Lösung

1 L mit abnehmbarem Sprühkopf
5 L

Artikel-Nr. 9884889
Artikel-Nr. 9884891