

HS-NITRIL-  
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE  
CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

**CHLORINIERT  
FÜR GERINGERE  
REIBUNG,**  
mit angenehmen  
Duft.



**ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ**



Für weitere Informationen zum gesamten Sortiment von Criterion® persönlicher Schutzausrüstung scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie [HENRYSCHEIN-MED.DE](https://henryschein-med.de)

## HS-NITRIL- UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

- Chloriniert für geringere Reibung und einfaches Anziehen
- Angenehmer Duft nach grünem Tee für mehr Komfort für Anwender und Patient
- Texturierte Finger bieten bessere Griffbarkeit
- Rollrand: 3,0 mil/0,08 mm Stärke an der Handfläche
- Praktisches beidhändiges Design
- Puderfrei, unsteril
- Erfüllt die Richtlinien ASTM D6319 und EN EN 455 1, 2, 3



## HS-NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE CRITERION® MIT GRÜNEM-TEE-DUFT

Veggie-grün

X-Small	100/Karton	9883760
Small	100/Karton	9883761
Medium	100/Karton	9883762
Large	100/Karton	9883763
X-Large	100/Karton	9883764



**DIE GLEICHEN HERVORRAGENDEN PRODUKTE IN NEUER VERPACKUNG**

Während dieser Umstellung erhalten Kunden möglicherweise alte und neue Verpackungen.

Bestellen Sie noch heute auf [HENRYSCHEIN-MED.DE](https://www.henryschein-med.de)